

# BIGUANID FLÄCHE N

flüssiges Konzentrat zur  
Flächendesinfektion und Reinigung

- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft
- tuberkulozid, Noro-Viren wirksam
- angenehmer Geruch



CE 0482

## PRÄPARATETYP

**BIGUANID FLÄCHE N** ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

**BIGUANID FLÄCHE N** wirkt auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und enthält keine Aldehyde oder Phenole. Mit Korrosionsschutz. **Tuberkulozid**. Wirksam gegen **Noro-Viren**.

**BIGUANID FLÄCHE N** ist besonders zu empfehlen für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll. Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel gem. GISBAU: GD 40.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozidprodukte-Verordnung:** Zur Flächendesinfektion und -reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art wie beispielsweise

- PVC/Linoleum-Böden sowie Acrylglas
- Badewannendesinfektion und -reinigung
- alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen gem. DVG

## ANWENDUNG

Flächenwischdesinfektion (empfohlene Art der Anwendung): Die zu desinfizierenden Oberflächen mit einer ausreichenden Menge der angesetzten **BIGUANID FLÄCHE N** Gebrauchslösung vollständig benetzen und mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).

**BIGUANID FLÄCHE N** eignet sich zur Anwendung im praktischen und anwenderfreundlichen **DESCO WIPES DT** Vliestuchspender-System mit einer begutachteten Desinfektionsleistung bei einer Standzeit von bis zu 28 Tagen.

**Hinweis:** Bei stark verschmutzten Flächen nur Zusatzreiniger auf Basis nichtionischer Tenside, wie **HANSA CLEAN SPEZIAL**

**CLEANER**, verwenden. Zur optimalen Bodenpflege kann zusätzlich das Wischpflege-mittel **Ga N T 222 trendy** zugesetzt werden (Kompatibilität gutachterlich geprüft).

## WIRKUNGSSPEKTRUM

**BIGUANID FLÄCHE N** ist:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid (C. albicans)
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, Noro-Viren, Rota-, Papova-/Polyoma-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe- Viren)

## DOSIERUNG / EINWIRKZEIT

Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischdesinfektion) bakterizid inkl. MRSA, levurozid

gem. VAH/DGHM, geprüft bei hoher Belastung

1,0 % (10 g/L)	5 Min.
0,75 % (7,5 g/L)	15 Min.
0,5 % (5 g/L)	60 Min.

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) 0,5 % (5 g/L) 60 Min.

**wirksam gegen alle behüllten Viren** inkl. HBV/HIV/BVDV/ HCV/Vaccinia-/Influenza-/Grippeviren (begrenzt viruzid

gem. RKI-Empfehlung)	0,5 % (5 g/L)	15 Min.
Noro-Viren (MNV)	1,0 % (10 g/L)	60 Min.
Rota-Viren	0,25 % (2,5 g/L)	15 Min.
Papova-/Polyoma-Viren	1,0 % (10 g/L)	60 Min.
Adeno-Viren	2,0 % (20 g/L)	4 Std.
Vaccinia-Viren	0,5 % (5 g/L)	5 Min.

Einwirkzeit gem. DVG siehe DVG-Liste ([www-dvg.net](http://www-dvg.net))

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g enthalten: 16,0 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16 alkyldimethyl, Chloride.

Enthält: Nichtionische Tenside 15-30 %, amphotere Tenside 5-15 %, Desinfektionsmittel, Duftstoffe.

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. EU Detergenzienverordnung.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon +49 5664 9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)

# BIGUANID FLÄCHE N

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

## EN EINWIRKZEITEN

Belastung	EN 1276 Bakterizidie	EN 1650 Levurozidie	EN 13697 Bakterizidie	EN 13697 Levurozidie
niedrig	0,25 % 5 min	0,25 % 5 min.	0,25 % 5 min.	0,5 % 5 min.
hoch	0,5 % 5 min	0,75 % 5 min.	0,5 % 5 min.	0,75 % 5 min.

Belastung	EN 14476 Noro-Viren	EN 14476 Adeno-Viren
niedrig	1 % 60 min	2 % 240 min.

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen des Konzentrates:** klare, blaugrüne Lösung  
**pH-Wert:** 8,5 +/- 0,5  
**Dichte:** ca. 1,00 g/ml

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
40 ml Beutel	200 x 40 ml	1899422	00-201-0004
1 L Dosierflasche	10 x 1 L	1834405	00-201-010
2 L Flasche	6 x 2 L	1899474	00-201-020
5 L Kanister	3 x 5 L	1899528	00-201-050
10 L Kanister	1 x 10 L	1899557	00-201-100
25 L Kanister	1 x 25 L	-	00-201-250

## DOSIERHILFEN

Dosierflasche, 40 ml-Dosierbeutel, Dosierpumpe für 2-Liter-Flasche, 5 und 10 Liter-Kanister, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel, Dosierautomaten.

## BESONDERE HINWEISE

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## GUTACHTEN

**Prof. Dr. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt/M.: Gutachten über Kompatibilität mit Wischpflegemittel **Ga N T 222 trendy**. Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit.

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen: Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien. Gutachten zur Kurzzeitdesinfektion.

**Dr. Brill**, Hygieniker, Hamburg: Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **BIGUANID FLÄCHE N** im **DESCO WIPES** und **ECO WIPES SYSTEM**. Wirksamkeit des **DESCO WIPES** und **ECO WIPES TÜCHER-SYSTEMS** im quantitativen Flächenversuch mit OP-Fliesen bei Einsatz von **BIGUANID FLÄCHE N**. Gutachten zur Wirksamkeit gem. DVG Richtlinien für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

**Prof. Werner**, Hygieniker, Schwerin: Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien. Gutachten zur desinfizierenden Wirksamkeit und Standzeit in Kombination mit **DESCO WIPES** und **ECO WIPES** Vliestüchern im 4-Felder-Test. Gutachten zur Wirksamkeit gem. DVG-Richtlinien für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Gutachten zur Wirksamkeit gem. EN 1276, EN 1650 und EN 13697. Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Viren (MNV) und Adeno-Viren gem. EN 14476.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen: Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber Rota-Viren, Papova-/ Polyo-ma-Viren, Noro-Viren, HCV (BVDV), Adeno-Viren, Vaccinia-Viren.

**Konrad Hornschuch AG**, Weißbach: Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **BIGUANID FLÄCHE N** zur Anwendung an skai-Polstermaterialien.

**Schmitz & Söhne**, Wickede: Freigabe zum Einsatz an med. Inventar sowie Polstern der Firma Schmitz & Söhne.

**Anker Teppichboden**, Düren: Freigabe zum Einsatz mit Anker-Clinic Teppichböden.

**nora Systems GmbH**, Weinheim: Materialverträglichkeitstestung mit noraplan-Bodenbelägen.

**Windmüller flooring**, Detmold: Freigabe zur Anwendung auf DESI-GNline CONNECT Bodenbelag.

## PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH und der ÖGHMP. Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich der DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste ([www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de)) und der IHO-Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich. Registriert als Biozid-Produkt bei der baw (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): baw Reg.-Nr.: N-47593 und N-47594. Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

## UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon +49 5664 9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)