

Die ideale Trainingsergänzung MyoBravo



- ↳ 23 vorprogrammierte Sport-Programme u.a. für folgende Zielsetzungen:
 - Aufwärmung
 - Kapillarisierung
 - Kraftausdauer
 - Maximalkraft
 - Schnellkraft
 - Aufbau von Muskelmasse
 - Regeneration
- ↳ 4 vorprogrammierte TENS-Programme insgesamt zur Schmerzbekämpfung
- ↳ 4 vorprogrammierte Inkontinenz-Therapie-Programme für Harn- und Stuhlinkontinenz
- ↳ 3 frei konfigurierbare Programmplätze, die jeweils in 5 Sequenzen aufteilbar sind, erlauben die Realisierung beliebig vieler individueller Programmwünsche
- ↳ Digitales 2-Kanal-Gerät mit 4 Ausgängen für insgesamt 8 Elektroden
- ↳ Alternierende oder synchrone Arbeit der beiden Kanäle ist wählbar
- ↳ Timerfunktion
- ↳ Frequenzbereich 1–200 Hz
- ↳ Impulsbreite 50 µs–300 µs
- ↳ Intensität 0–90 mA
- ↳ An- oder Abstiegszeiten 0,1–9,9 sec.
- ↳ Trainingskontrolle durch Anzeige der Nutzungsdauer und der durchschnittlichen Nutzungsintensität
- ↳ Impulsform: Symmetrisch, rechteckig, biphasisch
- ↳ CE 0123



MTR+ Vertriebs GmbH
Scheideggweg 7
12277 Berlin
Tel. +49 (0) 30 66 99 10 30
Fax. +49 (0) 30 66 99 10 10
e-mail: info@mtrplus.com
www.mtrplus.com

Die ideale Trainingsergänzung MyoBravo



Das MyoBravo ist ein digitales Muskelstimulationsgerät auf dem neuesten Stand der Technik. Jeder Anwender kann zusätzlich zu 31 Festprogrammen noch einmal 3 Programme nach seinen eigenen Vorstellungen in maximal 5 Phasen aufteilen und jede dieser Phasen mit unterschiedlichen Parametern programmieren, sodass eine individuelle Nutzung des Gerätes je nach der gewünschten Zielsetzung möglich ist. Die Speicherung dieser Programme kann jederzeit wieder aufgehoben werden, um neue Programme zu konzipieren. Die Programmierung ist denkbar einfach und erfordert keinerlei technisches Verständnis.

Die Intensität lässt sich auf beiden Kanälen unterschiedlich jeweils von 0–90 mA in Schritten von 1 mA regeln. Die Frequenz kann zwischen 1 und 15 Hz in Schritten von 1 Hz, zwischen 15 und 40 Hz im 5 Hz – und zwischen 40 und 200 Hz im 10 Hz – Abstand gewählt werden, während die Pulsweite in Einheiten von 50 µs verändert werden kann.

Die 31 Festprogramme bieten ein Höchstmaß an Komfort. Der Programmablauf erfolgt vollautomatisch, die Digitalanzeige informiert ständig sowohl über die verbleibende Laufzeit als auch über die Länge der einzelnen Phasen. Ist das Programm beendet, schaltet das Gerät automatisch ab. Ein auslesbarer Speicher ermöglicht dem Trainer oder dem Athleten selbst eine Trainingskontrolle.

Das MyoBravo ist klein, leicht und handlich und passt in jedes Reisegepäck. Die Bedienung ist einfach, ohne dafür Abstriche hinsichtlich der Nutzungsvervielfältigung hinnehmen zu müssen. Das moderne Design und der moderate Preis machen dieses Gerät zu einem idealen Hilfsmittel nicht nur für den Hochleistungssportler, sondern auch für den körperbewußten Freizeitsportler.

Geräteset bestehend aus:

- ◀ Muskelstimulator MyoBravo
- ◀ 4 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare
- ◀ 8 Elektroden
- ◀ 1 Batterie Alkaline
- ◀ 1 Bedienungsanleitung
- ◀ 1 Transporttasche



MTR+ Vertriebs GmbH
Scheideggweg 7
12277 Berlin
Tel. +49 (0) 30 66 99 10 30
Fax. +49 (0) 30 66 99 10 10
e-mail: info@mtrplus.com
www.mtrplus.com