

erbe



30195-011_V24946
2024-10
Sheet 1 / 6

Manufacturer

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestr. 17
72072 Tübingen, Germany
erbe-med.com

Contacts worldwide

België/Belgique/Belgien
Tel +32 2 254 88 60
info@erbe-belgium.com

中国 代理人及售后服务机构
爱尔博（上海）医疗器械有限公司
上海市长宁区延安西路2201号3002室
电话: +86 21 62758 440

Deutschland
Tel +49 7071 755 400
Vertrieb-Deutschland@erbe-med.com

España
Tel +34 91 954 38 61, info@erbe-spain.com

France
Tél +33 4 78 64 92 55, erbe@erbe-france.com

India Chennai
Tel +91 11 4100 9808, erbe@erbe-india.com

Italia
Tel +39 02 647468 1, info@erbe-italia.com

LATAM
Tel +55 11 4191 4146, info@erbe-brasil.com

Middle-East/Africa
Tel +961 9 211 277, info@erbe-lebanon.com

Nederland
Tel +31 183 509 755,
klantenservice@erbe-nederland.com

Österreich
Tel +43 1 893 24 46, info@erbe-austria.com

Polska
Tel +48 22 642 25 26, sales@erbe.pl

Россия
Телефон +7 495 256 00 52
info@erbe-russia.com

Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel +41 52 233 37 27, info@erbe-swiss.ch

South-East Asia
Tel +65 65 6283 45, info@erbe-singapore.com

Sverige
Tel +46 8 442 88 00, info.se@erbe-med.com

대한민국
Tel +82 2 6475 1883, info@erbe-korea.com


United Kingdom
Tel +44 113 2 53 0333, sales@erbe-uk.com
USA
Tel +1 770 955 4400, info@erbe-usa.com

Erbe trademarks see www.erbe-med.com/IP

© Erbe Elektromedizin GmbH

CE 0123

20195-000	20195-027	20195-063
20195-001	20195-028	20195-064
20195-002	20195-029	20195-065
20195-005	20195-030	20195-066
20195-006	20195-031	20195-098
20195-007	20195-032	20195-101
20195-008	20195-033	20195-107
20195-009	20195-034	20195-109
20195-010	20195-035	20195-110
20195-011	20195-036	20195-164
20195-013	20195-037	20195-167
20195-014	20195-038	20195-168
20195-015	20195-039	20195-169
20195-016	20195-040	20195-490
20195-017	20195-041	20195-491
20195-018	20195-042	20195-492
20195-019	20195-043	20195-493
20195-020	20195-044	20195-494
20195-021	20195-045	20195-495
20195-022	20195-057	20195-498
20195-023	20195-058	20195-499
20195-026	20195-059	



DEUTSCH

Bipolare Pinzette

1 Allgemeine Gebrauchsinformation

Der vorliegende Verwendungshinweis beschreibt den Bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts.

Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig!

Dieser Verwendungshinweis ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Produkte, die mit dem Instrument verwendet werden! Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Produkte und fragen Sie in Zweifelsfällen Erbe oder Ihren Vertreter!

Hinweis: Melden Sie schwerwiegende Vorfälle mit dem Produkt Ihrem örtlichen Händler oder Erbe. Wenn Sie Anwender in der Europäischen Union sind, melden Sie Vorfälle zusätzlich an die zuständige Behörde in Ihrem Mitgliedsstaat.

1.1 Zweckbestimmung / Indikationen

Die bipolaren Pinzetten sind zur Koagulation von Gewebe in offen chirurgischen Verfahren bestimmt

1.2 Klinischer Nutzen

- hämostatische Koagulation

1.3 Kompatibilität

Die bipolaren Pinzetten werden mit folgenden Erbe-Anschlusskabeln für bipolare Pinzetten an Elektrochirurgiegeräte angeschlossen: 20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

1.4 Patientenzielgruppe

Keine Einschränkungen.

1.5 Kontraindikationen

Keine Kontraindikationen bekannt.

1.6 Nebenwirkungen

Bekannte Nebenwirkungen sind:

- neuromuskuläre Reizung

1.7 Umgebung

Für die Zweckbestimmung darf das Produkt nur in medizinisch genutzten Räumen verwendet werden.

1.8 Qualifikation des Anwenders

Für die Zweckbestimmung darf das Produkt nur von ausgebildetem medizinischen Personal verwendet werden, das anhand dieses Verwendungshinweises in dessen Gebrauch eingewiesen wurde.

1.9 Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale bezogen auf die Zweckbestimmung sind:

- Fassen von Gewebe
- Durchleiten des HF-Stroms vom Stecker bis zum distalen Ende

2 Maximale elektrische Belastbarkeit

Die maximale elektrische Belastbarkeit ist auf dem Produkt in [V_p] angegeben.

3 Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Herzschrittmacher, interne Defibrillatoren und andere aktive Implantate können durch das aktivierte Elektrochirurgiegerät in ihrer Funktion gestört oder beschädigt werden. Konsultieren Sie bei Patienten mit aktiven Implantaten vor der OP den Hersteller des Implantats oder den zuständigen Facharzt.

Metallische Objekte (z.B. Arterienklemmen, Hüftprothesen) im oder am Körper des Patienten können durch das aktivierte Instrument beschädigt werden. Verbrennungsgefahr für den Patienten. Halten Sie einen möglichst großen Abstand zu metallischen Objekten.

Überprüfen Sie das Produkt vor der Anwendung auf äußere Schäden. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „Kontrolle“. Falls schadhaft, dieses Produkt nicht verwenden.

Nicht in Gegenwart von brennbaren oder explosiblen Stoffen verwenden!

Schützen Sie das Produkt vor jeglicher mechanischen Beschädigung! Nicht werfen! Keinerlei Gewalt anwenden! Falls vorhanden und nicht anders erwähnt, Kabel weder knicken noch um das zugehörige Produkt wickeln!

Spitze Instrumente können Verletzungen verursachen.

Bei starker Beanspruchung erwärmen sich die Instrumentenspitzen. Um ungewollte Koagulationen zu vermeiden, Gewebe nicht unbeabsichtigt mit den Instrumentenspitzen berühren!

Versehentlich aktivierte Instrumente und nach Gebrauch noch heiße Instrumente können Verbrennung oder Brände verursachen:

- Instrument vom Patienten isoliert lagern, niemals auf dem Patienten.
- Distales Instrumentenende nicht berühren.
- Instrument niemals auf entflammaren Materialien ablegen.

Versehentliche Aktivierung bei Verwendung einer AUTO-START-Funktion. Verbrennungsgefahr. Instrument stets vom Patienten und Anwender isoliert lagern.

Verbrennungsgefahr! Aktivieren Sie das Instrument nicht, wenn Sie es während des Gebrauchs reinigen.

Bei Anwendung in direkter Nähe von nervalen Strukturen können Nerven thermisch geschädigt oder elektrisch stimuliert werden. Es kann zu Zuckungen und Muskelkontraktionen kommen. Verletzungsgefahr für den Patienten. Wählen Sie kurze Aktivierungszeiten. Passen Sie die maximale Leistungsabgabe an die erforderliche Indikation an.

Verbrennungsgefahr durch Ableitstrom. Führen Sie Anschlusskabel so, dass sie den Patienten nicht berühren und einen möglichst großen Abstand zueinander haben.

Gefahr der Kapazitiven Kopplung. HF-Strom kann vom aktivierten Instrument auf andere Instrumente übertragen werden, auch wenn beide sich nicht berühren (sog. Kapazitive Kopplung). Verbrennungsgefahr für den Patienten und/oder OP-Personal:

- Führen Sie die Anschlusskabel der Instrumente so, dass sie einen möglichst großen Abstand zueinander haben.
- Berühren Sie das Gewebe, bevor Sie das Instrument aktivieren.

Als Maßnahme gegen Rauch empfiehlt Erbe den Einsatz einer Rauchabsaugung, einer Schutzbrille und einer Atemschutzmaske.

Erbe Elektromedizin warnt ausdrücklich davor, das Produkt zu verändern. Jede Veränderung führt zum Ausschluss der Haftung durch Erbe Elektromedizin.

4 Anwendungshinweise

Produkt vor der ersten Anwendung und vor jeder Wiederanwendung reinigen, desinfizieren und sterilisieren.

4.1 Produkt kontrollieren

WARNUNG! Überprüfen Sie das Produkt vor der Anwendung auf äußere Schäden. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „Kontrolle“. Falls schadhaft, dieses Produkt nicht verwenden.

4.2 Produkt anschließen

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Aktivieren Sie das Elektrochirurgiegerät nicht, während Sie das Instrument anschließen.

- Verbinden Sie das Produkt mit einem passenden Erbe-Anschlusskabel für bipolare Instrumente.
- Schließen Sie das Produkt an der bipolaren Buchse des Elektrochirurgiegeräts an.

4.3 Geräteeinstellungen wählen

WARNUNG! Gefahr ungewollter Gewebeschäden. Arbeiten Sie stets mit den für den gewünschten chirurgischen Effekt niedrigsten Leistungs- und Spannungseinstellungen.

Wählen Sie nur Geräteeinstellungen, die die maximale elektrische Belastbarkeit des Produkts (V_p max oder kV_p max) nicht überschreiten, da das

Produkt sonst beschädigt werden kann. Hinweise zur Auswahl passender Geräteeinstellungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Elektrochirurgiegerätes (bei Erbe-Elektrochirurgiegeräten lesen Sie das Kapitel „Zubehör“).

Erbe Elektrochirurgiegerät: Erbe empfiehlt, das Instrument im Soft-Koagulationsmodus bipolar zu betreiben. Im Forced-Koagulationsmodus bipolar kann durch Funkenbildung erhöhter Verschleiß auftreten.

4.4 Funktionstest durchführen

Führen Sie vor jeder Anwendung den hier beschriebenen Funktionstest durch.

- Befeuchten Sie einen Gazestreifen mit steriler Kochsalzlösung.

- Greifen Sie den Gazestreifen mit den Branchen und aktivieren Sie den HF-Strom.

Bei einem funktionsfähigen Instrument muss sich nach ca. 2 bis 3 Sekunden Dampf bilden.

Falls schadhaft, dieses Produkt nicht verwenden!

4.5 Während des Gebrauchs

VORSICHT! Ablagerungen beeinträchtigen die Effektivität des Instruments. Wischen Sie regelmäßi­g Blut und Gewebereste von den Instrumentenspitzen.

4.6 Produkt im Eingriffsraum vorreinigen

Entfernen Sie sofort nach Gebrauch grobe Verunreinigungen am Produkt mit einem weichen Tuch (z.B. Kompresse) und/oder legen Sie das Produkt in vollentsalztes Wasser.

4.7 Nach Gebrauch

Innerhalb 20 Minuten nach Gebrauch mit der Aufbereitung des Produkts beginnen.

5 Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

5.1 Sicherheitshinweise für die Aufbereitung

Geeignet für die Reinigung im Ultraschallbad (max. 10 Minuten je Aufbereitungszyklus).

Zur Reinigung keinesfalls scharfe oder scheuernde Gegenstände verwenden.

Desinfektionsmittel müssen nach Gebrauch gut abgespült werden.

Maximaler Luftdruck beim Trocknen: 2 bar.
Maximaler Wasserdruck beim Spülen: 2 bar.

Bei der maschinellen Reinigung/Desinfektion 93 °C nicht überschreiten.

Beachten Sie die Angaben des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers und die Angaben im Kapitel „Validierte Verfahren im Überblick“.

Bei der Sterilisation 134 °C nicht überschreiten.

Beachten Sie bei Patienten mit Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK), Verdacht auf CJK oder möglichen Varianten der CJK die nationalen Vorschriften zur Aufbereitung von Produkten.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften für Aufbereitungsparameter.

Nicht in Heißluft sterilisieren.

Nicht mit Gamma-Strahlung sterilisieren.

Nicht mit STERRAD (J&J) sterilisieren!

5.2 Begrenzung der Aufbereitung

Häufiges Aufbereiten und operativer Stress haben Auswirkungen auf dieses Produkt. Je nach Aufbereitung und Art der Anwendung kann sich die Lebensdauer des Produkts unspezifisch verkürzen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Kontrolle des Produkts. Bei offensichtlichen Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Eine sorgfältige visuelle und funktionelle Prüfung vor dem nächsten Gebrauch ist die beste Möglichkeit, ein nicht mehr funktionsfähiges Produkt zu erkennen, siehe Kontrolle.

5.3 Zerlegen

- Trennen Sie das Anschlusskabel vom Produkt.

5.4 Benötigte Hilfsmittel

Aufbereitungsschritt	Hilfsmittel
Vorreinigung	weiche Kunststoffbürste/weiches Tuch
Manuelle Reinigung/Desinfektion	weiche Kunststoffbürste/weiches Einwegtuch (partikelarm) Druckluft-Dosierpistole (max. 2 bar)

5.5 Vorreinigung

WARNUNG! Gefahr von Proteinfixierung. Vermeiden Sie proteinfixierende Einflüsse, z.B. hohe Temperaturen. Verwenden Sie kaltes Wasser (< 55°C).

Verwenden Sie mindestens Trinkwasserqualität, ggf. ein nicht fixierendes Desinfektionsmittel.

Geeignet für die Reinigung im 3 %igen Wasserstoffperoxidbad (max. 30 Minuten je Aufbereitungszyklus).

- Entfernen Sie Oberflächenverschmutzungen mit einer weichen Bürste/einem weichen Tuch. Legen Sie hierzu das Produkt in ein Wasserbad und/oder spülen Sie das Produkt unter fließendem Wasser.

5.6 Manuelle Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie mindestens Trinkwasserqualität, für die Schluss­spülung steriles vollentsalztes Wasser.

Verwenden Sie ein flüssiges Reinigungsmittel, das für die Bereitung eines Tauchbads geeignet ist.

Verwenden Sie ein zum Reinigungsmittel kompatibles Desinfektionsmittel, das für die Bereitung eines Tauchbads geeignet ist.

Das Reinigungs- und das Desinfektionsmittel müssen für Medizinprodukte aus Kunststoff und Metall geeignet sein und einen pH-Wert zwischen 5,5 und 12,3 aufweisen.

Beachten Sie die Angaben des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers und die Angaben im Kapitel „Validierte Verfahren im Überblick“.

- Bereiten Sie ein Reinigungsbad und ein separates Desinfektionsbad.
- Tauchen Sie das Produkt vollständig in das Reinigungsbad, ohne dass das Produkt andere Teile im Bad berührt.
- Säubern Sie die Oberflächen gründlich mit einer weichen Bürste/einem weichen Einwegtuch.
- Spülen Sie die Oberflächen mit sterilem vollentsalztem Wasser (mind. 1 Minute).
- Wenn das Produkt noch sichtbare Verunreinigungen aufweist, wiederholen Sie die vorangehenden Reinigungsschritte.
- Tauchen Sie das Produkt vollständig in das Desinfektionsbad, ohne dass das Produkt andere Teile im Bad berührt.
- Spülen Sie die Oberflächen mit sterilem vollentsalztem Wasser (mind. 1 Minute).
- Trocknen Sie das Produkt, bis keine Flüssigkeitsreste mehr sichtbar sind (z.B. mit gefilterter Druckluft).

5.7 Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie mindestens Trinkwasserqualität, für die Schluss­spülung vollentsalztes Wasser (mikrobiologisch mindestens Trinkwasserqualität).

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät muss eine grundsätzlich geprüfte Wirksamkeit besitzen (z.B. CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO 15883).

Das Reinigungs- und das Desinfektionsmittel müssen für Medizinprodukte aus Kunststoff und Metall geeignet sein und einen pH-Wert zwischen 5,5 und 12,3 aufweisen.

Beachten Sie die Angaben des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers und die Angaben im Kapitel „Validierte Verfahren im Überblick“.

- Legen Sie das Produkt vorsichtig in einen geeigneten Spülkorb. Achten Sie darauf, dass das Produkt keine anderen Instrumente/Instrumententeile berührt.
- Starten Sie ein geprüftes Programm mit folgenden Eigenschaften:
 - Ausreichende Reinigungswirkung.

- Thermische Desinfektion: 5 bis 10 Minuten bei 90 bis 93 °C, A₀ ≥ 3000.
- Ausreichend Spülzyklen
- Schluss­spülung mit vollentsalztem Wasser (mikrobiologisch mindestens Trinkwasserqualität).
- Ausreichende Produkt­trocknung (keine sichtbaren Flüssigkeitsreste).

- Wenn das Produkt nach Programmende noch sichtbare Verunreinigungen aufweist, wiederholen Sie die Vorreinigung und die maschinelle Reinigung/Desinfektion.

5.8 Kontrolle

WARNUNG! Kontrollieren Sie das Produkt auf sichtbare Beschädigungen und Verschleiß. Diese Sichtprüfung können Sie mit oder ohne Vergrößerung durchführen.

- Kontrollieren Sie Folgendes:
 - Beschädigungen am Produkt, z.B. Risse, raue Oberfläche, Abspitterungen, Korrosion.
 - Beschädigungen an der Isolation des Produkts und/oder des Kabels/Steckers, z.B. Risse und Brüche. Da Mikrorisse in der Isolation unter Umständen auch unter Vergrößerung nicht erkannt werden, empfiehlt Erbe eine zusätzliche Isolationsprüfung mit einem elektrischen Prüfgerät.
 - Verbiegungen am Produkt oder von Teilen des Produkts. Verbogene Teile nicht zurückbiegen.
 - Lesbarkeit der Beschriftung

Verfärbungen können durch eine saure Grundreinigung mit einem phosphorsäurehaltigen Reinigungsmittel entfernt werden. Es darf nur die Instrumentenspitze in Kontakt mit der Reinigungslösung kommen.

Falls schadhaft, dieses Produkt nicht verwenden!

5.9 Verpacken

- Verpacken Sie das Produkt in eine Einmalsterilisationsverpackung (Einfach- oder Doppelverpackung) aus Papier/Folie und/oder in einen Sterilisationscontainer, gemäß EN ISO 11607-Reihe.

5.10 Sterilisieren

Nur gereinigte und desinfizierte Produkte sterilisieren.

Erbe Elektromedizin empfiehlt die Dampfsterilisation mit nachfolgend beschriebenem Verfahren. Der Einsatz anderer Sterilisationsverfahren geschieht außerhalb der Verantwortung von Erbe Elektromedizin.

Dampfsterilisation

- Fraktioniertes Vakuumverfahren mit ausreichender Produkt­trocknung
- Haltezeit 3 bis 20 Minuten bei 132 bis 134 °C
- Sterilisator gemäß geltenden nationalen Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 13060 oder DIN EN 285)
- Sterilisationsprozess validiert nach DIN EN ISO 17665

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Sterilisateurherstellers zu Beladung, Handhabung und Trockenzeiten.

5.11 Validierte Verfahren im Überblick

Folgende Verfahren wurden für die Aufbereitung des Produkts als geeignet validiert:

- Manuelle Reinigung/Desinfektion mit dem Reinigungsmittel Cidezyme und dem Desinfektionsmittel Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gargrave, Skipton).
 - Cidezyme: Dosierung 1,6%, 5 Minuten Einwirkdauer bei Raumtemperatur.
 - Cidex OPA: Dosierung 0,3%, 12 Minuten Einwirkdauer bei 20 °C.
- Maschinelle Reinigung/Desinfektion in einem Desinfektor G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gütersloh/Deutschland) mit dem Reinigungsmittel neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland).
 - neodisher mediclean forte: Dosierung 0,5%, 5 Minuten Reinigungsdauer bei 55 °C.
 - Spülung: 2 Minuten bei 10 °C
 - Desinfektion: 5 Minuten bei 90 °C.
- Sterilisation in einem Autoklaven Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/Deutschland).
 - Dampfsterilisation mit Sattedampf, Fraktioniertes Vakuumverfahren, 3 Minuten, 132 °C, 3 bar.

Erbe empfiehlt die in diesem Verwendungshinweis beschriebenen Aufbereitungsverfahren. Gleichwertige abweichende Verfahren sind möglich, sofern nicht explizit ausgeschlossen. Dem Anwender obliegt die Verantwortung, die Eignung der tatsächlich angewendeten Verfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Validierung, Routineüberwachung, Prüfung der Materialverträglichkeit) sicherzustellen.

6 Entsorgung

WARNUNG! Infektionsgefahr durch kontaminiertes und potenziell infektiöses Material.

Das Produkt, Verpackungsmaterial und Zubehör (wenn vorhanden) nach den jeweils geltenden länderspezifischen Vorschriften und Gesetzen entsorgen.

7 Symbole

Symbol	Erläuterung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung, vor Gebrauch Sicherheitshinweise beachten.
	Artikelnummer
	Chargenbezeichnung
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken aufbewahren
	Menge (x)
	Europäisches Konformitätskennzeichen

ENGLISH

Bipolar forceps

1 General instructions for use

These notes on use describe the normal use of the product.

Please read all information carefully.

These notes on use do not replace the user manuals of the units and the products that are used with the instrument! Read the user manuals of the units and products and ask Erbe or your distributor in case of doubt!

Note: Report serious incidents with the product to your local dealer or Erbe. If you are a user in the European Union, also report incidents to the responsible authority in your Member State.

1.1 Intended use / Indications for use

The bipolar forceps are intended for coagulation of tissue in open surgical procedures.

1.2 Clinical benefit

- hemostatic coagulation

1.3 Compatibility

When attaching the bipolar forceps to electrosurgical units, use the following Erbe connecting cables for bipolar forceps: 20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

4 How to use

Clean, disinfect, and sterilize the product before using it for the first time and before every subsequent use.

4.1 Checking the product

WARNING! Check the product for external damage before every use. You must observe the notes in the chapter “Check”. Do not use this product if it is damaged.

4.2 Connecting the product

WARNING! Risk of injury! Do not activate the electrosurgical unit while you are connecting the instrument.

- Attach the product to a matching Erbe connecting cable for bipolar instruments.
- Connect the product to the bipolar socket of the electrosurgical unit.

4.3 Selecting unit settings

WARNING! Risk of accidental tissue damage. Always use the lowest power and voltage settings for the required surgical effect.

Only select unit settings that do not exceed the maximum electrical capacity of the product (V_p max or kV_p max) as the product may otherwise be damaged. Notes on selecting appropriate unit settings can be found in the user manual of the electrosurgical unit (for Erbe electrosurgical units, read the "Accessories" section).

Erbe electrosurgical unit: Erbe recommends operating the instrument in the soft coagulation mode. Sparks generated in the forced coagulation mode may cause increased wear.

4.4 Conducting a performance test

Carry out the performance test described here before every application.

- Moisten a gauze strip with a sterile NaCl solution.
- Grasp the gauze strip with the instrument jaws and activate the HF current.

Steam will form after approx. 2 to 3seconds if the instrument is working properly.

Do not use this product if it is damaged!

4.5 During use

CAUTION! Deposits may impair the effectiveness of the instrument. Regularly clean the instrument tips of any blood and tissue residues.

4.6 Precleaning the product in the procedure room

Use a soft cloth (such as a compress) to remove any obvious contamination immediately after use and/or place the product in deionized water.

4.7 After use

Start processing the product within 20 minutes of use.

5 Cleaning, disinfection, sterilization

5.1 Safety instructions for processing

Suitable for cleaning in an ultrasonic bath (max. 10 minutes per processing cycle).

On no account use sharp or abrasive objects for cleaning purposes.

Disinfectants must be rinsed off thoroughly after use.

Maximum air pressure for drying: 2 bar.

Maximum water pressure for rinsing: 2 bar.

During machine cleaning and disinfection, do not exceed 93 °C.

Observe the specifications of the manufacturer of the detergent and disinfectant and the information in the chapter “Overview of validated procedures”.

During sterilization, do not exceed 134 °C.

Observe the national regulations for processing products after treating patients with Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), with suspected CJD, or potential variants of CJD.

Observe the national regulations for processing parameters.

Do not sterilize in hot air.

Do not sterilize with gamma radiation.

Do not sterilize with STERRAD (J&J)!

5.2 Processing limitation

Frequent processing and surgical stress will affect this product. Processing and type of application may generally affect the service life of the product. Follow the safety instructions when inspecting the product. Do not continue to use the product in case of obvious damage or malfunction.

Detailed visual inspection and function testing before the next use is the best way to identify a product that is no longer functional; see Check.

5.3 Dismantling

- Disconnect the connecting cable from the product.

5.4 Required aids

Processing step	Items needed
Precleaning	Soft plastic brush/soft cloth
Manual cleaning/ disinfection	Soft plastic brush/soft disposable cloth (low particle) Compressed air gun (2 bar maximum)

5.5 Precleaning

WARNING! Risk of protein fixation. Avoid protein-fixing conditions, e.g., high temperatures. Use cold water (< 55 °C).

Use water of at least drinking quality for precleaning and, if necessary, a non-fixing disinfectant.

Suitable for cleaning in a 3% hydrogen peroxide bath (max. 30 minutes per processing cycle).

- Remove surface contaminants with a soft brush/cloth while holding the product in a water bath and/or rinsing the product under running water.

5.6 Manual cleaning and disinfection

Use water of at least drinking quality, and for the final rinse use sterile deionized water.

Use a liquid detergent suitable for the preparation of a dipping bath.

Use a disinfectant compatible with the detergent suitable for the preparation of a dipping bath.

The detergent and disinfectant must be suitable for medical devices made of plastic and metal and have a pH value between 5.5 and 12.3.

Observe the specifications from the manufacturer of the detergent and disinfectant and in the chapter “Overview of validated procedures”.

- Prepare a cleaning bath and a separate disinfectant bath.
- Immerse the product completely in a cleaning bath, ensuring that the product does not come into contact with other components in the bath.
- Thoroughly clean the surfaces with a soft brush/soft disposable cloth.
- Rinse the surfaces with sterile deionized water (at least 1 minute).
- Repeat the preceding cleaning steps if the product still shows visible contamination.
- Immerse the product completely in a disinfectant bath, ensuring that the product does not touch other components in the bath.
- Rinse the surfaces with sterile deionized water (at least 1 minute).
- Dry the product until there are no more fluid residues visible (e.g. with filtered compressed air).

5.7 Cleaning and disinfection by machine

Use water of at least drinking quality, and for the final rinse use deionized water (microbiologically at least drinking water quality).

The washer/disinfector must have fundamentally certified effectiveness (e.g. CE marking according to DINENISO15883).

The detergent and disinfectant must be suitable for medical devices made of plastic and metal and have a pH value between 5.5 and 12.3.

Observe the specifications from the manufacturer of the detergent and disinfectant and in the chapter “Overview of validated procedures”.

- Place the product in a suitable rinsing basket carefully. In doing so make sure the product is not touching other instruments or parts of instruments.
- Start a tested program with the following properties:
 - Sufficient cleaning effect.
 - Thermal disinfection: 5 to 10 minutes at 90 to 93 °C, $A_0 \geq 3000$.
 - Adequate rinse cycles
 - Final rinse with deionized water (microbiologically at least drinking water quality).
 - Sufficient product drying (no visible fluid residues).
- If contaminants are still visible on the product after the end of the routine, repeat precleaning and machine cleaning and disinfection.

5.8 Check

WARNING! Check the product for visible damage and wear. You can perform the visual inspection with or without magnification.

- Check the following:
 - Damage to the product, e.g. cracks, rough surface, splitting, corrosion.
 - Damage to the product's insulation and/or the cable/plug, e.g. cracks and fractures. Since under certain circumstances it may not be possible to detect microscopic cracks in the insulation, even under magnification, Erbe recommends also testing the insulation with an electric testing device.
 - Bending of the product or parts of the product. Do not attempt to straighten bent instruments!
 - Legibility of the inscription

Discoloration can be removed by thoroughly cleaning with a cleaning agent containing phosphoric acid. Only the instrument tip may come into contact with the cleaning solution.

Do not use this product if it is damaged!

5.9 Packaging

- Pack the product in disposable sterilization packaging (single or double packaging) made from paper/foil and/or in a sterilization container as specified in the EN ISO 11607 series.

5.10 Sterilization

Only sterilize products that have been cleaned and disinfected.

Erbe Elektromedizin recommends steam sterilization with the method described below. If other sterilization methods are used, Erbe Elektromedizin shall bear no responsibility.

Steam sterilization

- Fractionated vacuum method with adequate product drying
- Holding time 3 to 20 minutes at 132 to 134 °C
- Sterilizers in accordance with applicable national standards and regulations (e.g., DINEN13060 or DINEN285)
- Sterilization process validated according to DINEN ISO17665

Please follow the recommendations issued by the sterilizer manufacturer concerning loading, handling, and drying times.

5.11 Overview of validated procedures

The following procedures have been validated as suitable for processing the product:

- Manual cleaning/disinfection with the detergent Cidezyme and disinfectant Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gargrave, Skipton).
 - Cidezyme: Dosage 1.6%, 5 minutes exposure time at room temperature.
 - Cidex OPA: Dosage 0.3%, 12 minutes exposure time at 20 °C.
- Machine cleaning and disinfection in a G 7836 CD disinfector (Miele & Cie. KG, Gütersloh, Germany) with the cleaning agent neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany).
 - neodisher mediclean forte: Dosage 0.5%, 5 minutes exposure time at 55 °C.
 - Rinsing: 2 minutes at 10 °C
 - Disinfection: 5 minutes at 90 °C.
- Sterilization in an autoclave Systec V-150 (SystecGmbH, Linden/Germany).
 - Steam sterilization with saturated steam, fractionated vacuum procedure, 3 minutes, 132 °C, 3 bar.

Erbe recommends the processing procedures described in these notes on use. Equivalent different procedures are possible if not explicitly excluded. It is incumbent on the user to ensure the suitability of the actual procedures used by means of suitable measures (e.g., validation, routine monitoring, check of material compatibility).

6 Disposal

WARNING! Risk of infection by contaminated and potentially infectious material.

Dispose of the product, packaging material, and accessories (if available) in accordance with the national guidelines and legislation applicable in each case.

7 Symbols

Symbol	Explanation
	Consult instructions for use
	Caution, read safety instructions before use.
	Catalogue number
	Batch code
	Medical device
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Keep away from sunlight
	Keep dry
	Quantity (x)
	European conformity marking

erbe



30195-011_V24946
2024-10
Sheet 2 / 6

Manufacturer

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestr. 17
72072 Tübingen, Germany
erbe-med.com

Contacts worldwide

België/Belgique/Belgien
Tel +32 2 254 88 60
info@erbe-belgium.com

中国 代理人及售后服务机构
爱尔博（上海）医疗器械有限公司
上海市长宁区延安西路2201号3002室
电话：+86 21 62758 440

Deutschland
Tel +49 7071 755 400
Vertrieb-Deutschland@erbe-med.com

España
Tel +34 91 954 38 61, info@erbe-spain.com

France
Tél +33 4 78 64 92 55, erbe@erbe-france.com

India Chennai
Tel +91 11 4100 9808, erbe@erbe-india.com

Italia
Tel +39 02 647468 1, info@erbe-italia.com

LATAM
Tel +55 11 4191 4146, info@erbe-brasil.com

Middle-East /Africa
Tel +961 9 211 277, info@erbe-lebanon.com

Nederland
Tel +31 183 509 755,
klantenservice@erbe-nederland.com

Österreich
Tel +43 1 893 24 46, info@erbe-austria.com

Polska
Tel +48 22 642 25 26, sales@erbe.pl

Россия
Телефон +7 495 256 00 52
info@erbe-russia.com

Schweiz /Suisse/Svizzera
Tel +41 52 233 37 27, info@erbe-swiss.ch

South-East Asia
Tel +65 65 6283 45, info@erbe-singapore.com

Sverige
Tel +46 8 442 88 00, info.se@erbe-med.com

대한민국
Tel +82 2 6475 1883, info@erbe-korea.com


United Kingdom
Tel +44 113 2 53 0333, sales@erbe-uk.com

USA
Tel +1 770 955 4400, info@erbe-usa.com

Erbe trademarks see www.erbe-med.com/IP
© Erbe Elektromedizin GmbH

0123

20195-000	20195-027	20195-063
20195-001	20195-028	20195-064
20195-002	20195-029	20195-065
20195-005	20195-030	20195-066
20195-006	20195-031	20195-098
20195-007	20195-032	20195-101
20195-008	20195-033	20195-107
20195-009	20195-034	20195-109
20195-010	20195-035	20195-110
20195-011	20195-036	20195-164
20195-013	20195-037	20195-167
20195-014	20195-038	20195-168
20195-015	20195-039	20195-169
20195-016	20195-040	20195-490
20195-017	20195-041	20195-491
20195-018	20195-042	20195-492
20195-019	20195-043	20195-493
20195-020	20195-044	20195-494
20195-021	20195-045	20195-495
20195-022	20195-057	20195-498
20195-023	20195-058	20195-499
20195-026	20195-059	



FRANÇAIS

Pincette bipolaire

1 Notice d’utilisation générale

La présente notice d'utilisation décrivent l'utilisa-tion conforme du produit.

Lire attentivement ces informations.

La présente notice d'utilisation ne sauraient se substituer au manuel d'utilisation des unités et produits utilisés avec l'instrument. Prière de consulter le manuel d'utilisation des unités et produits et de s'adresser en cas de doute à Erbe ou au distributeur compétent.

Remarque : Prière de signaler tout incident grave survenant en rapport avec le produit au revendeur local ou à Erbe. En cas d'utilisation au sein de l'Union Européenne, signaler aussi les incidents à l'autorité compétente du pays membre.

1.1 Usage prévu / Indications

Les pincettes bipolaires sont destinées à la coagu-lation de tissus dans le cadre d'interventions chi-rurgicales ouvertes

1.2 Utilité clinique

- Coagulation hémostatique

1.3 Compatibilité

Les pincettes bipolaires sont raccordées aux uni-tés d'électrochirurgie à l'aide des câbles de raccor-dement Erbe suivants : 20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

1.4 Groupe cible de patients

Aucune restriction.

1.5 Contre-indications

Aucune contre-indication connue.

1.6 Effets secondaires

Les effets secondaires connus sont les suivants :

- Stimulation neuromusculaire

1.7 Environnement

Le produit peut uniquement être utilisé dans des locaux à usage médical conformément à son usage prévu.

1.8 Qualification de l'utilisateur

Le produit peut uniquement être utilisé par du personnel médical formé qui a été instruit à son usage prévu au moyen de la notice d'utilisation.

1.9 Caractéristiques de performance

Les caractéristiques de performance se rapportant à l'usage prévu sont les suivantes :

- Préhension des tissus
- Conduite du courant HF de la fiche à l'extré-mité distale

2 Capacité de charge électrique maximale

La capacité de charge électrique maximale est in-diquée sur le produit en [V_p].

3 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

Les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs in-ternes et autres implants actifs peuvent être en-dommagés, ou leur fonctionnement perturbé, par les unités d'électrochirurgie activées. Pour les pa-tients porteurs d'implants actifs, consulter avant l'intervention le fabricant de l'implant ou le méde-cin spécialiste compétent.

Les objets métalliques (comme les clamps arté-riels, les prothèses de hanche) présents dans ou sur le corps du patient peuvent être endommagés par l'instrument activé. Risque de brûlure du pa-tient. Prière de tenir aussi loin que possible des objets métalliques.

Vérifier la présence de détériorations externes sur le produit avant chaque application. Prière de se conformer dans ce cas aux instructions figurant au chapitre « Contrôle ». En cas de détérioration, ne pas utiliser ce produit.

Ne pas utiliser en présence de matières combus-tibles ou explosibles.

Protéger ce produit contre tout dommage méca-nique. Ne pas jeter. Ne jamais forcer. Sauf men-tion contraire, ne pas plier le câble éventuel ni l'enrouler autour de l'équipement dont il fait par-tie.

Les instruments pointus peuvent provoquer des lésions.

En cas de sollicitation importante, les pointes d'instrument chauffent. Pour éviter une coagula-tion intempestive, ne pas toucher involontaire-ment les tissus avec les pointes d'instrument.

Les instruments activés par inadvertance et les instruments encore chauds suite à leur usage peuvent engendrer des brûlures ou provoquer des incendies :

- Ranger l'instrument en l'isolant du patient, ne jamais le poser sur le patient.
- Ne pas toucher l'extrémité distale de l'instru-ment.
- Ne jamais poser l'instrument sur des maté-riaux inflammables.

Activation accidentelle en cas d'utilisation d'une fonction AUTO START. Risque de brûlures. Tou-jours conserver l'instrument isolé du patient et de l'utilisateur.

Risque de brûlures ! Ne pas activer l'instrument en cas de nettoyage pendant son utilisation.

L'application à proximité directe de structures ner-veuses peut provoquer une lésion thermique des nerfs ou déclencher une stimulation électrique. Des spasmes et des contractions musculaires peuvent survenir. Le patient risque de se blesser ! Prière d'opter pour de courtes durées d'activation. Ajuster l'émission de puissance maximale à l'indication requise.

Risque de brûlures provoquées par un courant de fuite. Placer les câbles de raccordement de ma-nière à ce qu'ils ne touchent pas le patient et à une distance la plus grande possible les uns des autres.

Risque de couplage capacitif. Le courant HF peut être transmis à d'autres instruments par l'instru-ment activé même lorsque les deux ne se touchent pas (c'est ce que l'on appelle le couplage capaci-tif). Risque de brûlure pour le patient et/ou le personnel chirurgical :

- Placer les câbles de raccordement des instru-ments de manière qu'ils soient le plus éloi-gnés possible les uns des autres.
- Toucher les tissus avant d'activer l'instrument.

Erbe recommande l'utilisation d'une unité d'éva-cuation des fumées chirurgicales, le port d'une paire de lunettes de protection et d'un masque de protection respiratoire à titre de protection contre les fumées.

Erbe Elektromedizin met expressément en garde contre toute modification du produit et décline toute responsabilité dans un tel cas.

4 Consignes d'utilisation

Nettoyer, désinfecter et stériliser ces produits avant de les utiliser pour la première fois et avant chaque nouvelle application.

4.1 Contrôle du produit

AVERTISSEMENT ! Vérifier la présence de dété-riorations externes sur le produit avant chaque ap-plication. Prière de se conformer dans ce cas aux instructions figurant au chapitre « Contrôle ». En cas de détérioration, ne pas utiliser ce produit.

4.2 Connecter du produit

AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ! Ne pas activer l'unité d'électrochirurgie pendant le raccor-dement de l'instrument.

- Raccorder le produit à un câble de connexion Erbe pour instruments bipolaires adaptés.
- Connecter le produit à la sortie bipolaire de l'unité d'électrochirurgie.

4.3 Sélectionner le paramétrage du dispositif

AVERTISSEMENT ! Risque de lésions accidentelles des tissus. Toujours sélectionner la puissance et la tension les plus basses pour obtenir l'effet chirur-gical souhaité.

Sélectionner uniquement des réglages ne dépassant pas la capacité de charge électrique maxi-male du produit (V_p max ou kV_p max) afin d'éviter toute détérioration du produit. Prière de consulter le manuel d'utilisation de l'unité d'électrochirurgie pour des indications relatives à la sélection de pa-ramètres appropriés pour l'unité d'électrochirurgie (consulter le chapitre « Accessoires » pour les uni-tés d'électrochirurgie Erbe).

Unité d'électrochirurgie Erbe : Erbe recommande de faire fonctionner l'instrument en mode de co-agulation bipolaire Soft. En mode de coagulation bipolaire Forced, la formation d'étincelles peut ac-croître l'usure.

4.4 Réalisation du test de fonctionnement

Exécuter le test de fonctionnement décrit ici avant chaque application.

- Mouiller une compresse de gaze avec du sé-rum physiologique stérile.
- Saisir la compresse de gaze avec les mors et activer le courant HF.

Si l'instrument fonctionne, de la vapeur doit se former au bout d'environ 2 à 3 secondes.

Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé !

4.5 Pendant l'emploi

PRUDENCE ! Les dépôts altèrent l'efficacité de l'instrument. Essuyer régulièrement les pointes de l'instrument pour en éliminer les restes de sang et de tissu.

4.6 Prénettoyage du produit au bloc opératoire

Immédiatement après l'utilisation, retirer les im-puretés grossières présentes sur le produit à l'aide d'un chiffon doux (p. ex. une compresse) et/ou placer le produit dans de l'eau déminéralisée.

4.7 Après emploi

Commencer le traitement du produit dans les 20 minutes suivant son utilisation.

5 Nettoyage, désinfection et stérilisation

5.1 Consignes de sécurité appliquées au retraitement

Convient pour le nettoyage dans un bain à ultra-sons (max. 10 minutes par cycle de traitement).

Ne jamais utiliser d'objet acéré ou abrasif pour le nettoyage.

Les désinfectants doivent être bien rincés après utilisation.

Pression d'air maximale pour le séchage : 2 bar.

Pression d'eau maximale pour le rinçage : 2 bar.

Ne pas dépasser 93 °C pour le nettoyage/la dés-infection en machine.

Respecter les indications du fabricant du détec-tant et du désinfectant ainsi que les indications du chapitre « Aperçu des procédures validées ».

Ne pas dépasser 134 °C pour la désinfection.

En présence de patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ou chez lesquels une telle maladie ou l'une de ses variantes possibles est soupçonnée, prière de respecter les prescriptions nationales relatives au traitement de produits.

Veuillez respecter les prescriptions nationales re-latives aux paramètres de traitement.

Ne pas stériliser à l'air chaud.

Ne pas stériliser aux rayons gamma.

Ne pas stériliser avec STERRAD (J&J) !

5.2 Limitation du traitement

Le traitement fréquent et le stress opératoire ont des répercussions sur ce produit. En fonction du traitement et du type d'application, la durée de vie du produit peut diminuer de manière non spé-ci-fique. Respecter les consignes de sécurité relatives au contrôle du produit. Le produit ne doit plus être utilisé en cas de détériorations ou de dysfonction-nements manifestes.

Un contrôle visuel et fonctionnel minutieux avant l'utilisation suivante est le meilleur moyen de détec-ter un produit qui n'est plus opérationnel, voir Contrôle.

5.3 Démontage

- Détacher le câble de raccordement du pro-duit.
- Lancer un programme vérifié avec les carac-téristiques suivantes :
 - efficacité de nettoyage suffisante.

5.4 Matériel nécessaire

Étape de traite-ment	Moyens auxiliaires
Prénet-toyage	Brosse en plastique souple/ chiffon doux
Nettoyage/ désinfection manuels	brosse en plastique souple/ chiffon doux à usage unique (faible teneur en particules) Pistolet doseur à air comprimé (max. 2 bar)

5.5 Prénettoyage

AVERTISSEMENT ! Risque de fixation des pro-téines. Éviter les conditions favorisant la fixation des protéines, comme les températures élevées par exemple. Utiliser de l'eau froide (<55 °C).

Pour le prélavage, utiliser de l'eau au moins de qualité potable et, le cas échéant, un désinfectant non fixant.

Convient pour le nettoyage dans un bain de per-oxyde d'hydrogène à 3 % (max. 30 minutes par cycle de traitement).

- Éliminer les souillures superficielles à l'aide d'une brosse douce/d'un chiffon doux. Im-merger le produit dans l'eau et/ou le rincer à l'eau courante.

5.6 Nettoyage et désinfection manuels

Utiliser de l'eau au moins de qualité potable et, pour le rinçage final, de l'eau déminéralisée sté-rile.

Utiliser un détergent liquide adapté à la prépara-tion d'un bain d'immersion.

Utiliser un désinfectant compatible avec le détec-tant et adapté à la préparation d'un bain d'im-mersion.

Le produit de nettoyage et le désinfectant doivent convenir pour les dispositifs médicaux en matière plastique et en métal et leur pH doit se situer entre 5,5 et 12,3.

Respecter les indications du fabricant du détec-tant et du désinfectant ainsi que les indications du chapitre « Aperçu des procédures validées ».

- Préparer un bain nettoyant et un bain désin-fectant distinct.
- Immerger le produit entièrement dans le bain nettoyant sans que le produit n'y entre en contact avec d'autres composants.
- Nettoyer soigneusement les surfaces à l'aide d'une brosse douce/d'un chiffon doux à usage unique.
- Rincer les surfaces à l'eau déminéralisée sté-rile (au moins 1 minute).
- Si le produit présente encore des impuretés visibles, répéter les étapes de nettoyage pré-cédentes.
- Immerger le produit entièrement dans le bain désinfectant sans que le produit n'y entre en contact avec d'autres composants.
- Rincer les surfaces à l'eau déminéralisée sté-rile (au moins 1 minute).
- Sécher le produit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu de liquide visible (p. ex. à l'air comprimé filtré).

5.7 Nettoyage et désinfection en machine

Utiliser de l'eau au moins de qualité potable et de l'eau déminéralisée dans le cadre du rinçage final (au moins de qualité potable d'un point de vue mi-crobiologique).

L'efficacité du système de nettoyage-désinfection doit être certifiée (p. ex. label CE conformément à DINENISO15883).

Le produit de nettoyage et le désinfectant doivent convenir pour les dispositifs médicaux en matière plastique et en métal et leur pH doit se situer entre 5,5 et 12,3.

Respecter les indications du fabricant du détec-tant et du désinfectant ainsi que les indications du chapitre « Aperçu des procédures validées ».

- Déposer le produit avec prudence dans un panier approprié. Veiller à ce que le produit ne touche pas d'autres instruments/pièces.
- Lancer un programme vérifié avec les carac-téristiques suivantes :
 - efficacité de nettoyage suffisante.

- Désinfection thermique : 5 à 10 minutes de 90 à 93 °C, A₀ ≥ 3000.
- Nombre suffisamment de cycles de lavage
- Rinçage final à l'eau déminéralisée (au moins de qualité potable d'un point de vue microbiologique).
- Séchage suffisant du produit (pas de rési-dus liquides visibles).

- Si le produit présente encore des impuretés visibles à la fin du programme, répéter le pré-nettoyage et le nettoyage/désinfection en machine.

5.8 Contrôle

AVERTISSEMENT ! S'assurer de l'absence de dé-tériorations visibles et de signes d'usure sur le produit. Il est possible de procéder au contrôle vi-suel avec ou sans grossissement.

- Prière de contrôler ce qui suit :
 - Dommages sur le produit, p. ex. fissures, surface rugueuse, éclats, corrosion.
 - Dégradations de l'isolation du produit et/ ou du câble/ de la fiche, comme des fis-sures et ruptures. La présence de micro-fissures au niveau de l'isolation étant dans certaines circonstances susceptible de ne pas être identifiée, Erbe recommande un contrôle supplémentaire de l'isolation au moyen d'un dispositif de contrôle élec-trique.
 - Déformations du produit ou de parties du produit. Ne pas redresser les pièces tor-dues.
 - Lisibilité des inscriptions

Des décolorations peuvent être éliminées au moyen d'un nettoyage approfondi par un détec-tant contenant de l'acide phosphorique. Seule la pointe d'instrument peut entrer en contact avec la solution détergente.

Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé.

5.9 Emballage

- Emballer le produit dans un emballage de stérilisation à usage unique (emballage simple ou double) en papier/film et/ou dans un conteneur de stérilisation, conformément à la série de normes EN ISO 11607.

5.10 Stérilisation

Stériliser uniquement des produits nettoyés et désinfectés.

Erbe Elektromedizin recommande la stérilisation à la vapeur, avec la procédure décrite ci-dessous. Erbe Elektromedizin décline toute responsabilité si vous utilisez un autre procédé.

Stérilisation à la vapeur

- Vide fractionné avec séchage suffisant du pro-duit
- Pendant 3 à 20 minutes de 132 à 134 °C
- Stérilisateur conforme aux normes et règle-ments nationaux en vigueur (p. ex. DINEN 13060 ou DINEN 285)
- Processus de stérilisation validé selon DINENISO 17665

Suivre les recommandations du fabricant du sté-ri-lisateur concernant le chargement, la manipulation et les temps de séchage.

5.11 Vue d'ensemble des procédés validés

Les procédures suivantes ont été validées et considérées comme appropriées pour le traite-ment du produit :

- Nettoyage/désinfection manuels avec le dé-tergent Cidezyme et le désinfectant Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gar-grave, Skipton).
 - Cidezyme : dosage : 1,6 %, durée d'action de 5 minutes à température ambiante.
 - Cidex OPA : dosage : 0,3 %, durée d'action de 12 minutes à 20 °C.
- Nettoyage/désinfection en machine dans un désinfecteur G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gü-ttersloh/Allemagne) avec le détergent neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hambourg/Allemagne).
 - neodisher mediclean forte : Dosage : 0,5 %, durée de nettoyage de 5 minutes à 55 °C.
 - Rinçage : 2 minutes à 10 °C
 - Désinfection : 5 minutes à 90 °C.
- Stérilisation en autoclave Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/Allemagne).

- Stérilisation à la vapeur saturée, procédure sous vide fractionné, 3 minutes, 132 °C, 3 bar.

Erbe recommande les procédures de traitement décrites dans cette notice d'utilisation. D'autres procédés équivalents peuvent être utilisés dans la mesure où ils ne sont pas explicitement exclus. Il incombe à l'utilisateur de faire le nécessaire (p. ex. validation, surveillance de routine, vérification de la compatibilité des matériaux) pour s'assurer que les procédés effectivement utilisés conviennent.

6 Élimination

AVERTISSEMENT ! Risque d'infection par un ma-tériel contaminé et potentiellement infectieux.

Éliminer le produit, le matériau d'emballage et les accessoires (si disponibles) conformément aux ré-glements et lois en vigueur dans le pays.

7 Symboles

Symbole	Explication
	Respecter le mode d'emploi
	Attention, respecter les consignes de sécurité avant toute utilisation.
	Référence (article)
	Numéro de lot
	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
	Protéger des rayons du soleil
	Conserver au sec
	Quantité (x)
	Marque de conformité européenne

(el denominado «acoplamiento capacitivo»). Peli-gro de quemaduras para el paciente o el personal de quirófano:

- Instale los cables de conexión de los instru-mentos de modo que tengan la máxima dis-tancia entre sí.
- Toque el tejido antes de activar el instrumen-to.

Como medida contra el humo, Erbe recomienda utilizar un evacuador de humo, gafas protectoras y una mascarilla de protección respiratoria.

Erbe Elektromedizin advierte expresamente contra la modificación del producto. Cualquier modifica-ción anulará toda responsabilidad de ERBE Elek-tromedizin.

4 Indicaciones de aplicación

Limpie, desinfecte y esterilice el producto antes del primer uso y de todos los usos posteriores.

4.1	Comprobar el producto
¡ADVERTENCIA!	Compruebe antes de la aplicación si el producto presenta daños externos. Para ello tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo «Control». Si presenta daños, este producto no debe utilizarse.

4.2	Conectar el producto
¡ADVERTENCIA!	¡Peligro de lesiones! No active la unidad de electrocirugía mientras esté conectando el instrumento.

- Conecte el producto con un cable de conexión de Erbe adecuado para instrumentos bipola-res.
- Conecte el producto al conector bipolar de la unidad de electrocirugía.

4.3	Seleccionar los ajustes del aparato
------------	--

¡ADVERTENCIA! Riesgo de daños tisulares no de-seados. Trabaje siempre con los ajustes de poten-cia y de tensión más bajos posibles que permitan obtener el efecto quirúrgico deseado.

Seleccione únicamente los ajustes del aparato que no superen la capacidad de carga eléctrica máxi-ma del producto (V_p máx o kV_p máx), ya que de lo contrario se podría dañar el producto. Encontrará indicaciones sobre la selección de los ajustes ade-cuados del aparato en las instrucciones de uso del aparato de electrocirugía (lea el capítulo "Acceso-rios" en los aparatos de electrocirugía Erbe).

Unidad de electrocirugía Erbe: Erbe recomienda operar el instrumento en el modo de coagulación Soft bipolar. En el modo de coagulación Forced bi-polar puede producirse un desgaste mayor debido a la generación de chispas.

4.4	Realizar una prueba de funcionamiento
	Realice antes de cada aplicación la prueba de fun-cionamiento aquí descrita.

- Humedezca una tira de gasa con solución sa-lina estéril.
- Sujete la tira de gasa con las mordazas y ac-tive la corriente de AF.

En un instrumento funcional se debe formar vapor tras aprox. 2 a 3segundos.

¡Si presenta daños, este producto no debe utili-zarse!

4.5	Durante su aplicación
¡ATENCIÓN!	Los depósitos afectan a la eficacia del instrumento. Elimine periódicamente la sangre y los restos tisulares de las puntas del instrumen-to.

4.6	Limpieza previa del producto en la sala de intervenciones
	Limpie la suciedad gruesa del producto inmediata-mente después del uso con un paño suave (p. ej., una compresa), o sumerja el producto en un baño de agua desmineralizada.

4.7	Después de su aplicación
	Comience con el reprocesamiento del producto durante los 20 minutos posteriores al uso.

5 Limpieza, desinfección, esterilización

5.1	Indicaciones de seguridad para el procesado
------------	--

Adecuado para la limpieza en un baño de ultraso-nidos (máx. 10 minutos por cada ciclo de reproce-samiento).

Para la limpieza no se deben utilizar nunca obje-tos afilados ni abrasivos.

Los desinfectantes deben aclararse en profundi-dad después del uso.

Máxima presión del aire durante el secado: 2 bar.

Máxima presión del agua durante el aclarado: 2 bar.

Durante la limpieza/desinfección automáticas no deben superarse los 93 °C.

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del producto de limpieza y de desinfección y las recogidas en el capítulo «Resumen del procedi-miento validado».

Durante la esterilización no deben superarse los 134 °C.

En pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Ja-kob (ECJ), sospecha de ECJ o posibles variantes de ECJ, observe la normativa nacional para el proce-sado de productos.

Observe la normativa nacional en materia de pará-metros de procesamiento.

No esterilizar en aire caliente.

No esterilizar con radiación gamma.

¡No esterilizar con STERRAD (J&J)!

5.2	Limitación del procesado
	El reprocesamiento frecuente y el desgaste provo-cado por cada intervención tienen repercusiones en este producto. La vida útil del producto se pue-de reducir de forma inespecífica en función del re-procesamiento y del tipo de aplicación. Observe las instrucciones de seguridad relativas al control del producto. En caso de daños evidentes o de al-teraciones funcionales, el producto ya no se debe utilizar.
	Una cuidadosa comprobación visual y funcional antes de cada uso es la mejor forma de detectar un producto que ya no es funcional, consulte el apartado «Control».

5.3	Desmontaje
	1. Desconecte el cable de conexión del producto.

5.4	Medios auxiliares necesarios
Paso de acondicio-namiento	Medios auxiliares
Limpieza previa	Cepillo de plástico blando/paño suave
Limpieza/ desinfección manuales	cepillo de plástico blando /pa-ño desechable suave (concen-tración baja de partículas) pistola de aire comprimido (máx. 2 bar)

5.5	Limpieza previa
¡ADVERTENCIA!	Riesgo de fijación de las proteí-nas. Evite factores que provoquen la fijación de las proteínas, p. ej., temperaturas altas. Utilice agua fría (<55 °C).
	Utilice como mínimo calidad de agua potable y, en caso necesario, un desinfectante no fijador.
	Adecuado para la limpieza en un baño de peróxido de hidrógeno al 3 % (máx. 30 minutos por cada ciclo de reprocesamiento).
	1. Elimine la suciedad de la superficie con un cepillo blando o un paño suave. Sumerja para ello el producto en un baño de agua o lave el producto bajo el chorro de agua corriente.

5.6	Limpieza y desinfección manuales
	Utilice agua de como mínimo calidad de agua po-table y para el aclarado final, agua desmineraliza-da estéril.
	Utilice un producto de limpieza líquido adecuado para la preparación de un baño de inmersión.
	Utilice un producto de desinfección adecuado compatible con el producto de limpieza y que sea adecuado para la preparación de un baño de in-mersión.
	Los productos de limpieza y de desinfección deben ser adecuados para productos sanitarios de plásti-co o metal y tener un pH entre 5,5 y 12,3.
	Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del producto de limpieza y de desinfección y las recogidas en el capítulo «Resumen del procedi-miento validado».

- Prepare un baño de limpieza y un baño de desinfección aparte.
- Sumerja el producto completamente en el ba-ño de limpieza, evitando que entre en contac-to con otras piezas en el baño.
- Limpie en profundidad la suciedad de las su-perficies con un cepillo blando o un paño suave.
- Lave las superficies con agua desionizada es-téril (mín. 1 minuto).
- Si el producto sigue presentando suciedad vi-sible, repita los pasos anteriores.
- Sumerja el producto completamente en el ba-ño de desinfección, evitando que entre en contacto con otras piezas en el baño.
- Lave las superficies con agua desionizada es-téril (mín. 1 minuto).
- Seque el producto hasta que no haya restos visibles del líquido (p. ej., con aire comprimido filtrado).

5.7	Limpieza y desinfección mecánicas
	Utilice agua con al menos calidad de agua potable y para el aclarado final agua desmineralizada (mi-crobiológicamente con al menos calidad de agua potable).

El aparato de limpieza y desinfección debe dispo-ner de una eficacia comprobada (p. ej. marca CE según DINENISO 15883).

Los productos de limpieza y de desinfección deben ser adecuados para productos sanitarios de plásti-co o metal y tener un pH entre 5,5 y 12,3.

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del producto de limpieza y de desinfección y las recogidas en el capítulo «Resumen del procedi-miento validado».

- Coloque el producto cuidadosamente en un cestillo de lavado adecuado. Evite que el pro-ducto entre en contacto con otros instrumen-tos/componentes de otros instrumentos.
- Inicie un programa probado con las caracte-rísticas siguientes:
 - Suficiente eficacia de limpieza.
 - Desinfección térmica: de 5 a 10 minutos entre 90 y 93 °C, A₀ ≥3.000.
 - Suficientes ciclos de aclarado
 - Aclarado final con agua desmineralizada (microbiológicamente con al menos calidad de agua potable).
 - Suficiente secado del producto (sin restos visibles del líquido).
- Si al finalizar el programa el producto sigue presentando suciedad visible, repita la limpie-za previa y la limpieza/desinfección automá-ticas.

5.8	Controles
------------	------------------

¡ADVERTENCIA! Compruebe si el producto pre-senta daños o desgaste visibles. Puede realizar este control visual con o sin aumento óptico.

- Compruebe lo siguiente:
 - Daños en el producto como grietas, rugosi-dad superficial, astillamientos, corrosión.
 - Deterioros del aislamiento del producto y/ o del cable/enchufe, p. ej., fisuras y rotu-ras. Dado que las microfisuras en el aisla-miento pueden no detectarse ni siquiera con lupa, Erbe recomienda realizar una prueba de aislamiento adicional con un comprobador eléctrico.
 - Producto o componentes del producto do-blados. No enderezar los componentes que estén doblados.
 - Legibilidad de las inscripciones

Las decoloraciones se pueden eliminar mediante una limpieza intensiva ácida con un producto de limpieza que contenga ácido fosfórico. Únicamen-te la punta del instrumento debe entrar en con-tacto con la solución de limpieza.

¡Si presenta daños, este producto no debe utili-zarse!

5.9	Embalaje
	1. Envase el producto en un embalaje de esterilización desechable (envase sencillo o doble) de papel/lámina de plástico o en un contene-dor de esterilización conforme a la serie de normas EN ISO 11607.

5.10	Esterilizar
	Esterilice exclusivamente productos limpiados y desinfectados.

Erbe Elektromedizin recomienda la esterilización por vapor con el método que se describe a conti-nuación. Erbe Elektromedizin no asume la respon-sabilidad en caso de que se emplee otro proceso de esterilización.

Esterilización por vapor

- Procedimiento de vacío fraccionado con seca-do suficiente del producto
- Tiempo de permanencia de 3 a 20minutos a 132 hasta 134 °C
- Esterilizador según las normas y disposiciones nacionales vigentes (p. ej. DINEN 13060 o DINEN 285)
- Procedimiento de esterilización validado se-gún DINENISO 17665

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabri-cante del esterilizador referentes a la carga, la manipulación y los tiempos de secado.

5.11	Resumen de los procedimientos validados
-------------	--

Los siguientes procedimientos se han validado co-mo aptos para el procesado del producto:

- Limpieza/desinfección manuales con el pro-ducto de limpieza Cidezyme y el desinfectante Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limi-ted, Gargrave, Skipton).
 - Cidezyme: Dosificación 1,6 %, tiempo de exposición 5 minutos a temperatura am-biente.
 - Cidex OPA: Dosificación 0,3 %, tiempo de exposición 12 minutos a 20 °C.
- Limpieza/desinfección automáticas en un aparato de desinfección G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gütersloh/Alemania) con el producto de limpieza neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburgo/Ale-mania).
 - neodisher mediclean forte: Dosificación 0,5 %, tiempo de exposición 5 minutos a 55 °C.
 - Lavado: 2 minutos a 10 °C
 - Desinfección: 5 minutos a 90 °C.
- Esterilización en un autoclave Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/Alemania).
 - Esterilización con vapor saturado, método de vacío fraccionado, 3 minutos, 132 °C, 3 bar.

Erbe recomienda los procedimientos de acondicio-namiento que se describen en estas instrucciones de uso. Es posible aplicar procedimientos diferen-tes equivalentes, salvo que se excluyan explícita-mente. El usuario es responsable de asegurar la aptitud de los procedimientos aplicados mediante medidas adecuadas (p. ej., validación, vigilancia de rutina, comprobación de la compatibilidad de los materiales).

6 Eliminación

¡ADVERTENCIA! Peligro de infección por material contaminado y potencialmente infeccioso.

Elimine el producto, el material de embalaje y los accesorios (si existen) de acuerdo con las disposi-ciones y leyes vigentes específicas de cada país.

7 Símbolos

Símbolo	Explicación
	Consulte las instrucciones de uso
	Atención, observe las indicacio-nes de seguridad antes del uso.
REF	Número de artículo
LOT	Código de lote
MD	Producto sanitario
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Proteger de la luz solar
	Conservar en un lugar seco

A Erbe Elektromedizin adverte expressamente pa- ra o fato de que o produto não pode ser modifica- do. Qualquer modificação leva à exclusão da res- ponsabilidade por parte da Erbe Elektromedizin.

4 Instruções de utilização

Limpar, desinfetar e esterilizar o produto antes da primeira utilização e antes de todas as utilizações seguintes.

4.1	Verificar o produto
ATENÇÃO!	Antes da utilização, verifique o produto quanto a danos externos. Observe as notas no ca- pítulo "Controle". Não utilizar o produto se ele apresentar falhas.

4.2	Conectar o produto
ATENÇÃO!	Perigo de ferimentos! Não ative a uni- dade eletrocirúrgica enquanto conecta o instru- mento.

- Conecte o produto usando um cabo de conec- xão Erbe adequado para instrumentos bipola- res.
- Ligue o produto ao soquete bipolar da unida- de eletrocirúrgica.

4.3	Selecionar configurações do aparelho
ATENÇÃO!	Risco de danos indesejáveis no tecido. Trabalhe sempre com os ajustes de potência e tensão mais baixos possível para obter o efeito ci- rúrgico desejado.

Selecione apenas configurações da unidade que não ultrapassem a capacidade de carga elétrica máxima do produto (V_p máx ou kV_p máx) pois, do contrário, o produto pode ser danificado. Notas sobre a seleção das configurações adequadas da unidade podem ser consultadas no manual de ins- truções da unidade eletrocirúrgica (para unidades eletrocirúrgicas da Erbe, leia o capítulo "Acessó- rios").

Unidade eletrocirúrgica Erbe: A Erbe recomenda operar o instrumento no modo de coagulação bi- polar Soft. No modo de coagulação bipolar Forced, a formação de faíscas pode provocar um desgaste mais elevado.

4.4	Realizar teste de funcionamento
Antes de cada aplicação, realize o teste de funcio- namento aqui descrito.	

- Umedeça uma gaze com solução salina es- téril.
- Pegue a gaze usando as mandíbulas e ative a corrente de AF.

Se o instrumento estiver apto para o funciona- mento, deve ocorrer a formação de vapor após aprox. 2 a 3 segundos.

Não usar este produto se estiver danificado!

4.5	Durante a utilização
CUIDADO!	Os resíduos aderentes prejudicam a eficácia do instrumento. Remova regularmente o sangue e restos de tecido das pontas dos instru- mentos.

4.6	Limpar o produto previamente na sala de intervenção
Imediatamente após a utilização, remova a sujeira pesada do produto com um pano macio (por ex., compressa) e/ou coloque o produto em água to- talmente desmineralizada.	

4.7	Após a utilização
Inicie o processamento do produto dentro de 20 minutos após a utilização.	

5 Limpeza, desinfecção e esterilização

5.1	Indicações de segurança para o processamento
Adequado para a limpeza em banho de ultrassom (máx. 10 minutos por ciclo de processamento).	
Nunca usar objetos afiados ou abrasivos para a limpeza.	
Os desinfetantes devem ser bem enxaguados após a utilização.	
Pressão do ar máxima durante a secagem: 2 bar.	
Pressão da água máxima durante o enxágue: 2 bar.	
Na limpeza/desinfecção mecânicas, não ultrapas- sar os 93 °C.	

Observe as indicações do fabricante dos produtos de limpeza e desinfecção e as indicações no ca- pítulo "Resumo dos processos validados".

Na esterilização, não ultrapassar os 134 °C.

No caso de pacientes com doença de Creutzfeldt- Jakob (DCJ), suspeita de DCJ ou possíveis varian- tes de DCJ, observe as diretrizes nacionais para o processamento de produtos.

Observe os regulamentos nacionais para os parâ- metros de processamento.

Não esterilizar com ar quente.

Não esterilizar por raios gama.

Não esterilizar com STERRAD (J&J)!

5.2	Limite do processamento
O processamento frequente e a sobrecarga de operação têm efeitos sobre este produto. Confor- me o processamento e o tipo de aplicação, a vida útil do produto pode ser mais reduzida, de forma não especificada. Observe as indicações de segu- rança para o controle do produto. No caso de da- nos visíveis ou falhas de funcionamento, o produto não deve mais ser utilizado.	
Uma inspeção visual e funcional cuidadosa antes da próxima utilização é a melhor maneira de reco- nhecer um produto que não está mais funcionan- do; veja Controle.	
5.3	Desmontagem
1.	Desligue o cabo de conexão do produto.

5.4	Meios auxiliares necessários
Etapa de processa- mento	Meios auxiliares
Limpeza prévia	Escova de plástico macia/ pano macio
Limpeza/ desinfecção manuais	Escova de plástico macia/ pano macio descartável (que solte poucas partículas) Pistola de dosagem de ar com- primido (máx. 2 bar)

5.5	Limpeza prévia
ATENÇÃO!	Risco de fixação de proteínas. Evite in- fluências que causem a fixação de proteínas, por ex., altas temperaturas. Utilize água fria (< 55 °C).

Utilize pelo menos água de qualidade potável e, se necessário, um desinfetante não fixador.

Adequado para a limpeza em banho de 3% de pe- róxido de hidrogênio (máx. 30 minutos por ciclo de processamento).

- Remova as sujeiras da superfície com uma escova macia/ um pano macio. Para isso, co- loque o produto em banho-maria e/ou en- xágue o produto em água corrente.

5.6	Limpeza e desinfecção manuais
Utilize pelo menos água de qualidade potável e, para o enxágue final, água estéril totalmente des- mineralizada.	
Utilize um detergente líquido adequado para a preparação de um banho de imersão.	
Utilize um desinfetante compatível com o deter- gente, que seja adequado para a preparação de um banho de imersão.	

Os produtos de limpeza e desinfecção devem ser adequados para produtos médicos de plástico e metal e ter um valor de pH entre 5,5 e 12,3.

Observe as indicações do fabricante dos produtos de limpeza e desinfecção e as indicações no ca- pítulo "Resumo dos processos validados".

- Prepare um banho para a limpeza e um sepa- rado para a desinfecção.
- Mergulhe o produto completamente no banho para limpeza, sem que ele encoste em outras peças que se encontrem no banho.
- Limpe bem as superfícies com uma escova macia/ um pano macio descartável.
- Enxágue as superfícies com água estéril to- talmente desmineralizada (durante, pelo me- nos, 1 minuto).
- Se o produto ainda apresentar sujeiras visí- veis, repita as etapas de limpeza anteriores.

- Mergulhe o produto completamente no banho para desinfecção, sem que ele encoste em outras peças que se encontrem no banho.
- Enxágue as superfícies com água estéril to- talmente desmineralizada (durante, pelo me- nos, 1 minuto).
- Seque o produto até que não sejam mais visí- veis resíduos de líquido (por ex., com ar com- primido filtrado).

5.7	Limpeza e desinfecção mecânicas
Utilize pelo menos água de qualidade potável e, para o enxágue final, água totalmente desmina- ralizada (microbiologicamente, pelo menos com qualidade de água potável).	
O aparelho de limpeza e desinfecção deve ter efi- cácia comprovada (por ex., certificação CE de acor- do com a norma DIN EN ISO 15883).	
Os produtos de limpeza e desinfecção devem ser adequados para produtos médicos de plástico e metal e ter um valor de pH entre 5,5 e 12,3.	
Observe as indicações do fabricante dos produtos de limpeza e desinfecção e as indicações no ca- pítulo "Resumo dos processos validados".	

- Coloque o produto cuidadosamente em uma bandeja de lavagem adequada. Esteja atento para não haver um contato entre o produto e outros instrumentos /outras partes de instru- mentos.
- Inicie um programa certificado com as se- guintes características:
 - Efeito de limpeza suficiente.
 - Desinfecção térmica: 5 a 10 minutos a 90 até 93 °C, A₀ ≥ 3000.
 - Ciclos de enxágue suficientes
 - Enxágue final com água totalmente desmi- neralizada (microbiologicamente, pelo me- nos com qualidade de água potável).
 - Secagem suficiente do produto (sem resí- duos visíveis de líquidos).
- Se o produto ainda apresentar sujeiras visí- veis após o final do programa, repita a limpe- za prévia e a limpeza/desinfecção mecânicas.

5.8	Controle
ATENÇÃO!	Verifique o produto quanto a danos e desgaste visíveis. Esta inspeção visual pode ser realizada com ou sem ampliação.

- Verifique o seguinte:
 - Danos no produto, por ex., rachaduras, su- perfície áspera, trincos, corrosão.
 - Danos no isolamento do produto e/ou no cabo/ conector, por ex., rachaduras e rup- turas. Uma vez que as microfissuras no isolamento poderão não ser visíveis, mes- mo sob ampliação, a Erbe recomenda a re- alização de uma verificação adicional do isolamento utilizando um dispositivo de teste elétrico.
 - Dobras no produto ou em peças do produ- to. Não desdobrar as peças dobradas.
 - Legibilidade da inscrição

A descoloração pode ser removida por uma limpe- za sistemática ácida com um agente de limpeza contendo ácido fosfórico. Apenas a ponta do ins- trumento deve entrar em contato com a solução de limpeza.

Não usar este produto se estiver danificado!

5.9	Embalar
1.	Embale o produto em uma embalagem de es- terilização descartável (embalagem simples ou dupla) de papel/ película e/ou em um re- cipiente de esterilização, de acordo com a série EN ISO 11607.

5.10	Esterilizar
Esterilizar apenas produtos limpos e desinfetados.	
A Erbe Elektromedizin recomenda a esterilização a vapor com o processo descrito a seguir. O uso de processos de esterilização diferentes não é da res- ponsabilidade da Erbe Elektromedizin.	
Esterilização a vapor	
- Processo de vácuo fracionado com secagem suficiente do produto - Tempo de espera de 3 a 20 minutos a 132 até 134 °C - Esterilizador em conformidade com as normas e diretrizes nacionais (por ex., DIN EN 13060 ou DIN EN 285) - Processo de esterilização validado em confor- midade com a norma DIN EN ISO 17665	

Observe as recomendações do fabricante do este- rilizador em relação a carga, manuseio e tempos de secagem.

5.11	Resumo dos processos validados
Os seguintes processos foram validados como adequados para o processamento do produto:	
- Limpeza/desinfecção manuais com o deter- gente Cidezyme e o desinfetante Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Garga- ve, Skipton). - Cidezyme: Dosagem 1,6%, tempo de expo- sição 5 minutos a temperatura ambiente. - Cidex OPA: Dosagem 0,3%, tempo de ex- posição 12 minutos a 20 °C. - Limpeza/desinfecção mecânicas em uma máquina de limpeza e desinfecção G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gütersloh/Alemanha) com o detergente neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/Alema- nha). - neodisher mediclean forte: Dosagem 0,5%, tempo de limpeza 5 minutos a 55 °C. - Enxágue: 2 minutos a 10 °C - Desinfecção: 5 minutos a 90 °C. - Esterilização em um autoclave Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/Alemanha). - Esterilização a vapor com vapor saturado, processo de vácuo fracionado, 3 minutos, 132 °C, 3 bar.	

A Erbe recomenda os métodos de processamento descritos nestas indicações de utilização. Outros métodos diferentes equivalentes são possíveis, a menos que excluídos explicitamente. O usuário tem a responsabilidade de garantir que os proces- sos aplicados na prática sejam adequados, toman- do as medidas adequadas (por ex., validação, mo- nitoramento de rotina, verificação da compatibili- dade do material).

6 Eliminação

ATENÇÃO! Risco de infecção devido a material contaminado e potencialmente infeccioso.

Eliminar o produto, o material da embalagem e os acessórios (se disponíveis) conforme as diretrizes e leis válidas específicas do país.

7 Símbolos

Símbolo	Explicação
	Observar o manual de instru- ções
	Aviso, observar as indicações de segurança antes da utilização.
	Número de referência
	Designação do lote
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Data de fabricação
	Proteger da luz solar
	Armazenar em local seco
	Quantidade (x)
	Certificados europeus de con- formidade

4.1 Kontroll av produkten

WARNING! Kontrollera före användningen att produkten inte har utvändiga skador. Beakta anvisningarna i kapitlet "Kontroll". Använd inte produkten om den är skadad.

4.2 Anslutning av produkten

WARNING! Skaderisk! Aktivera inte elektrokirurgi-apparaten medan du ansluter instrumentet.

1. Koppla produkten till lämplig Erbe-förbindelsekabel för bipolära instrument.
2. Anslut produkten till diatermiapparatusens bipolära uttag.

4.3	Välja apparatinställningar
WARNING! Risk för oavsiktliga vävnadsskador. Arbeta alltid med lägsta möjliga effekt och spänning som behövs för den önskade kirurgiska effekten.	
Välj endast sådana apparatinställningar som inte överskrider produktens maximala elektriska belastning (V_p max eller kV_p max). Anmärkningar om val av passande apparatinställningar finns i elektrokirurgiapparatens bruksanvisning (läs kapitlet "Tillbehör" till Erbes elektrokirurgiapparater).	

Erbe diatermiapparat: Erbe rekommenderar att instrumentet används i bipolärt Soft-koaguleringsläge. I det bipolära Forced-koaguleringsläget kan slitagetet öka p.g.a. risken för gnistbildning.

4.4	Utförande av funktionskontroll
Genomför funktionstestet som beskrivs här före varje användning.	
1. Fukta en bit gasväv med steril koksaltlösning. 2. Fatta gasväven med käftarna och aktivera HF-strömmen.	
Om instrumentet fungerar, måste det efter ca 2 till 3 sekunder bildas ånga.	
Använd inte produkten om någon del är skadad!	

4.5	Under användningen
OBSERVERA! Avlagringar försämrar instrumentets effektivitet. Torka regelbundet bort blod och vävnadsrester från instrumentspetsarna.	
4.6	Rengöra produkten i undersökningsrummet
Avlägsna grov smuts från produkten snarast efter användningen. Använd en mjuk duk (exempelvis en kompress) och/eller lägg produkten i avjoniserat vatten.	

4.7 Efter användning

Inled reprocessering av produkten inom 20 minuter efter avslutad användning.

Rengöring, desinfektion, sterilisering

5.1	Säkerhetsanvisningar för rekonditionering
	Anpassad för rengöring i ultraljudsbad (högst 10 minuter per reprocesseringscykel).
	Använd inga vassa eller slipande föremål vid rengöringen.
	Desinfektionsmedlet måste sköljas av noggrant efter användningen.
	Maximalt lufttryck vid torkning: 2 br.
	Maximalt vattentryck vid spolning: 2 br.
	Vid maskinell rengöring/desinficering får 93 °C inte överskridas.
	Beakta anvisningarna från tillverkaren av rengörings- och desinfektionsmedlet och anvisningarna i kapitlet "Översikt över validerade metoder".
	Överskrid inte en steriliseringstemperatur på 134 °C.
	Ta hänsyn till nationella föreskrifter för reprocessering av produkter om patienten har eller misstänks ha Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD), eller någon av dess varianter.
	Beakta nationella föreskrifter om tillåten koncentration för rekonditioneringsparametrar.
	Får inte steriliseras i varmluft.
	Får inte steriliseras med gammastrålning.
	Får inte steriliseras med STERRAD (J&J)!

5.2	Begränsningar vid repro cessering
	Produkten kan påverkas negativt av påfrestningar under operationer och om den utsätts för täta repro cesseringar. Beroende av repro cesseringar och användningssätt kan produktens livslängd förkor-

tas i ospecificerad utsträckning. Beakta säkerhetsanvisningarna för kontroll av produkten. Vid tydliga skador eller försämrad funktion får produkten inte användas längre.

Om produkten inte är funktionsduglig upptäcker du det bäst genom en visuell och funktionell kontroll före nästa användning. Se Kontroll.

5.3	Ta isär
1.	Koppla loss anslutningskabeln från produkten.
5.4	Hjälpmedel som krävs

5.4	Hjälpmedel som krävs
Repro cesseringssteg	Hjälpmedel
Förrening	mjuk plastborste eller mjuk duk
Manuell rengöring/desinfektion	mjuk plastborste eller engångsduk (utan partiklar) Tryckluftsdoseringspistol (högst 2 bar)

5.5 Förberedande rengöring

WARNING! Risk för proteinfixering. Undvik höga temperaturer och andra proteinfixerande faktorer. Använd kallt vatten (kallare än 55 °C).

Använd vatten som håller åtminstone dricksvattenkvalitet, samt vid behov ett ej fixerande desinfektionsmedel.

Anpassad för rengöring i bad med 3 % väteperoxid (högst 30 minuter per reproprocesseringscykel).

1. Ta bort smuts på ytan med en mjuk borste / en mjuk duk. Lägg produkten i ett vattenbad och/eller spola produkten under rinnande vatten.

5.6	Manuell rengöring och desinfektion
Använd vatten som håller minst dricksvattenkvalitet. Använd sterilt avjoniserat vatten vid den sista sköljningen.	
Använd ett flytande rengöringsmedel som är anpassat för beredning av ett nedsänkingsbad.	
Använd ett desinfektionsmedel som är kompatibelt med rengöringsmedlet och som är anpassat för beredning av ett nedsänkingsbad.	
Rengörings- och desinfektionsmedlet måste vara lämpligt för medicintekniska produkter av plast eller metall och ha ett pH-värde på 5,5 till 12,3.	
Beakta anvisningarna från tillverkaren av rengörings- och desinfektionsmedlet och anvisningarna i kapitlet "Översikt över validerade metoder".	

- Förbered ett rengöringsbad och ett separat desinfektionsbad.
- Sänk ner produkten helt i rengöringsbadet utan att produkten vidrör andra delar i badet.
- Rengör ytorna noga med en mjuk borste eller en mjuk engångsduk.
- Skölj ytorna med sterilt avjoniserat vatten (minst 1 minut).
- Om det fortfarande finns synlig smuts på produkten upprepar du det senaste rengöringssteget.
- Sänk ner produkten helt i desinfektionsbadet utan att produkten vidrör andra delar i badet.
- Skölj ytorna med sterilt avjoniserat vatten (minst 1 minut).
- Torka produkten tills inga vätskerester syns (exempelvis med filtrerad tryckluft).

5.7	Maskinell rengöring och desinfektion
Genomför den avslutande spolningen med helt avjoniserat vatten som har en mikrobiologisk kvalitet motsvarande minst den hos dricksvatten.	
Rengörings- och desinfektionsapparatens effektivitet måste i princip testas noggrant (till exempel att CE-märkningen motsvarar DIN EN ISO 15883).	
Rengörings- och desinfektionsmedlet måste vara lämpligt för medicintekniska produkter av plast eller metall och ha ett pH-värde på 5,5 till 12,3.	
Beakta anvisningarna från tillverkaren av rengörings- och desinfektionsmedlet och anvisningarna i kapitlet "Översikt över validerade metoder".	
1.	Lägg försiktigt ned produkten i en lämplig korg. Se till att produkten inte berör några andra instrument eller delar.
2.	Starta ett testat program med följande egenskaper:

- Tillräcklig rengöringseffekt.
- Termisk desinfektion: 5–10 minuter i 90–93 °C, A₀≥3000.
- Tillräckligt många sköljcykler
- Slutsköljning med avjoniserat vatten (med mikrobiologisk kvalitet minst motsvarande dricksvatten).
- Tillräcklig torkning av produkten (inga synliga rester av vätska).

- Om produkten efter programmets slut fortfarande har synlig smuts, upprepar du förengöringen och den maskinella rengöringen/desinficeringen.

5.8 Kontroll

WARNING! Kontrollera produkten med avseende på synliga skador och slitage. Denna visuella kontroll kan genomföras med eller utan förstoring.

- Kontrollera följande:
 - Skador på produkten, exempelvis sprickor, repade ytor, lossnade bitar och korrosion.
 - Skador på produktens, kablars eller kontakters isolering, som revor eller brott. Eftersom mikrosprickor i isoleringen i vissa fall inte kan upptäckas ens under förstoring, rekommenderar Erbe en kompletterande isoleringskontroll med elektrisk testutrustning.
 - Deformationer av produkten eller dess delar. Böj inte tillbaka deformationerade delar.
 - Läslighet hos märkning

Missfärgningar kan avlägsnas med en sur grundrengöring med ett fosforsyrahaltigt rengöringsmedel. Bara instrumentspetsen får komma i kontakt med rengöringslösningen.

Använd inte produkten om den är skadad!

5.9	Förpacka
1.	Förpacka produkten i en engångssteriliseringsförpackning (enkel- eller dubbelinslagning) av papper / folie och / eller i en steriliseringsbehållare motsvarande EN ISO 11607.

5.10 Sterilisera

Sterilisera enbart produkter som rengjorts och desinficerats.

Erbe Elektromedizin rekommenderar ångsterilisering med metoden som beskrivs nedan. Erbe Elektromedizin kan inte ansvara för andra metoder.

Ångsterilisering

- Fraktionerat vakuumförfarande med tillräcklig produkttorkning
- Hålltid 3–20 minuter vid 132–134 °C
- Sterilisator som uppfyller gällande nationella krav och föreskrifter (exempelvis DIN EN 13060 eller DIN EN 285)
- Steriliseringsprocess som validerats enligt DIN EN ISO 17665

Ta hänsyn till sterilisatortillverkarens rekommendationer för fyllning, hantering och torktider.

5.11 Översikt över validerade metoder

Följande metoder är validerade som lämpliga för rekonditionering av produkten:

- Manuell rengöring/desinfektion med rengöringsmedlet Cidezyme och desinfektionsmedlet Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gargrave, Skipton).
 - Cidezyme: Dosering 1,6 %, 5 minuters verkningstid vid rumstemperatur.
 - Cidex OPA: Dosering 0,3 %, 12 minuters verkningstid vid 20 °C.
- Maskinell rengöring/desinfektion i desinfektor G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gütersloh/Tyskland) med rengöringsmedlet neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/Tyskland).
 - neodisher mediclean forte: Dosering 0,5 %, 5 minuters rengöringstid vid 55 °C.
 - Spolning: 2 minuter vid 10 °C
 - Desinfektion: 5 minuter vid 90 °C.
- Sterilisering i autoklav Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/Tyskland).
 - Ångsterilisering med mättad ånga, fraktionerat vakuumförfarande, 3 minuter, 132 °C, 3 bar.

Erbe rekommenderar de rengöringsförfaranden som beskrivs i den här användarhandledningen. Likvärdiga alternativa förfaranden är möjliga, om de inte uttryckligen har uteslutits. Användaren ansvarar för att garantera att det förfarande som tillämpas verkligen är lämpligt. Detta sker genom

att vidta lämpliga åtgärder (till exempel godkännande, rutinövervakning och kontroll av materialets kompatibilitet).

6 Kassering

WARNING! Infektionsrisk på grund av kontaminerat och potentiellt smittsamt material.

Produkten, förpackningsmaterialet och tillbehören (om sådana finns) ska kasseras enligt de föreskrifter och lagar som gäller i respektive land.

7 Symboler

Symbol	Förklaring
	Beakta bruksanvisningen
	Observera säkerhetsföreskrifterna före användning.
	Artikelnummer
	Satsbeteckning
	Medicinteknisk produkt
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Skyddas mot solljus
	Förvaras torrt
	Mängd (x)
	Europeisk överensstämmelse-märkning

4 사용须知

首次使用及每次重新使用前请对本产品进行清洁、消毒和灭菌。

4.1 检查产品
警告! 使用前请检查产品是否有外部损坏。为此, 请注意章节“检查”中的提示。如有损坏, 不要使用本产品。

4.2 连接产品

警告! 有受伤的危险! 连接器械时, 请不要启动电外科仪。

- 将本产品与适合的 Erbe 双极器械连接电缆相连。
- 将本产品与电外科设备的双极插座相连。

4.3 选择设备设置

警告! 有导致组织意外受伤的风险。请先采用所需电外科效果最低的功率和电压设置。

只能选择未超过产品最大电气负荷 (V_p max 或 kV_p max) 的仪器设置, 否则可能损坏产品。关于如何选择合适仪器设置的提示, 请参照电外科仪的使用指南 (针对 Erbe 电外科仪请阅读章节“配件”)。

Erbe 电外科设备: Erbe 建议在双极柔和电凝模式下使用此器械。在双极强力电凝模式下使用可能会因火花的产生而增加磨损。

4.4 执行功能测试

每次使用前, 必须进行此处描述的功能测试。

- 请用灭菌的生理盐水润湿纱条。
 - 用器械钳口夹住纱条并启用高频电流。如果器械功能正常, 则约 2 至 3 秒后会形成蒸汽。
- 如有损坏, 请勿使用本产品!

4.5 使用过程中

小心! 沉积物会影响器械的工作效果。因此, 请定期擦掉器械尖端的血污和组织残留。

4.6 预清洁手术室内的产品

本产品使用后, 请立即用软布清除明显的污物 (如纱布垫) 和/或将其放入全脱盐水中。

4.7 使用后

使用后 20 分钟内开始对产品进行清洗处理。

5 清洁、消毒、灭菌

5.1 清洗处理的安全注意事项

适合进行超声波浴清洁 (每次清洗处理最长不超过 10 分钟)。

清洁时请勿使用尖锐或磨蚀性的物品。

使用后必须完全冲洗掉消毒剂。

干燥时最大空气压力: 2 bar。

冲洗时最大水压: 2 bar。

机器清洁/消毒时不可超过 93 °C。

请遵循清洁剂和消毒剂制造商的说明, 并参照“有效方法一览”章节中的说明。

灭菌时不可超过 134 °C。

对于患有克雅氏病(CJK)、疑似 CJK 或可能变异的 CJK 的患者, 请遵守国家对产品清洗处理的规定。

请遵守国家对清洗处理参数的规定。

请勿使用热空气灭菌。

请勿使用伽马射线灭菌。

请勿使用 STERRAD (J&J) 灭菌!

5.2 清洗处理的限制

频繁的清洗处理和操作按压会对本产品造成影响。根据清洗处理和应用类型而定, 产品的使用寿命可能会有一定程度的缩短。请遵守产品检查的安全提示。如果产品出现明显损伤或功能下降, 请勿再使用。

下次使用前进行仔细的目视检查和功能检查是识别产品功能是否正常的最佳方法, 参见“检查”。

5.3 分拆

- 请将连接电缆与产品分离。

5.4 所需的辅助工具

清洗处理的步骤	辅助工具
预清洁	塑料软毛刷/软布
人工清洁/消毒	塑料软毛刷/一次性软布 (少颗粒) 压缩空气分量枪 (最高 2 bar)

5.5 预清洁

警告! 蛋白质固着的风险。避免蛋白质固着的影响, 例如高温。请使用冷水 (< 55 °C)。

请使用至少符合饮用水标准的水, 必要时使用非固着消毒剂。

适合在 3% 过氧化氢溶液中清洁 (每次清洗处理最长不超过 30 分钟)。

- 使用软毛刷/软布清除表面污物。将本产品浸入水中清洗和/或将本产品置于流水下冲洗。

5.6 手工清洁和消毒

使用至少饮用水质量的水, 最终冲洗请使用无菌全脱盐水。

使用适合制备浸泡浴的液体清洁剂。

使用与清洁剂相容、适合制备浸泡浴的消毒剂。

清洁剂和消毒剂必须适用于塑料和金属材质的医疗产品, 其 pH 值须介于 5.5 与 12.3 之间。

请遵循清洁剂和消毒剂制造商的说明, 并参照“有效方法一览”章节中的说明。

- 请准备清洁浴和消毒浴。

- 将产品完全浸入清洁浴中, 不要让其与浴中其它部件接触。

- 用软毛刷/一次性软布彻底清洁本品表面。

- 用无菌全脱盐水冲洗本品表面 (至少 1 分钟)。

- 如果产品仍有可见的污物, 请重复前面的清洁步骤。

- 将产品完全浸入消毒浴中, 不要让其与浴中其它部件接触。

- 用无菌全脱盐水冲洗本品表面 (至少 1 分钟)。

- 将产品干燥至无可见液体残留 (例如采用过滤压缩空气)。

5.7 机器清洁和消毒

使用至少饮用水质量的水, 最终冲洗使用全脱盐水 (微生物学上至少为饮用水质量)。

清洁与消毒设备原则上必须具备经检验的有效性 (例如符合 DIN EN ISO 15883 标准的相应 CE 标志)。

清洁剂和消毒剂必须适用于塑料和金属材质的医疗产品, 其 pH 值须介于 5.5 与 12.3 之间。

请遵循清洁剂和消毒剂制造商的说明, 并参照“有效方法一览”章节中的说明。

- 小心将本产品放入合适的冲洗篮中。请注意, 本产品不能碰触其他器械/器械部件。
- 启动具有以下特性的验证程序:
 - 充分的清洁效果。
 - 热力消毒: 90 至 93 °C 下 5 至 10 分钟, A₀ ≥ 3000。
 - 充分的冲洗次数
 - 最后用全脱盐水冲洗 (微生物学上至少为饮用水质量)。
 - 充分的产品干燥 (无可见液体残留)。
- 如果程序结束后, 本产品仍有可见的污物, 则重复预清洁和机器清洁/消毒过程。

5.8 检查

警告! 检查产品的可见损坏和磨损。可以放大或正常进行此目视检查。

- 检查以下事项:
 - 产品上的损伤, 如裂缝、粗糙表面、剥落、腐蚀。
 - 产品和/或电缆/插头的绝缘部分损坏, 如裂纹和断裂。即使放大后, 绝缘部分的微裂纹也可能无法检出, 因此 Erbe 建议使用电气检测设备进行额外的绝缘测试。
 - 产品或产品部件的弯曲。不要将弯曲的部件复原。
 - 标签的可读性

采用含磷酸的清洁剂进行酸性基本清洁时可以去除变色。只允许仪器尖端与清洁溶液接触。

产品如有损坏, 请不要使用!

5.9 包装

- 将产品根据 EN ISO 11607 系列标准, 用纸/薄膜包装在一次性灭菌包装 (单层或双层包装) 中, 和/或放入灭菌容器中。

5.10 灭菌

仅对已清洁和已消毒的产品进行灭菌。

Erbe Elektromedizin 建议使用以下描述的方法进行蒸汽灭菌。使用其他灭菌方法 Erbe Elektromedizin 概不负责。

蒸汽灭菌

- 可充分干燥产品的分级真空法
- 在 132 至 134 °C 条件下保持 3 至 20 分钟
- 灭菌器按照现行国家标准和规定 (例如 DIN EN 13060 或 DIN EN 285 标准)
- 按 DIN EN ISO 17665 标准已验证灭菌流程的可靠性

请注意灭菌器制造商关于装载、操作和干燥时间的建议。

5.11 有效方法一览

以下方法经验证适用于产品的清洗处理:

- 使用清洁剂 Cidezyme 和消毒剂 Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gargrave, Skipton) 进行人工清洁/消毒。
 - Cidezyme: 配比 1.6%, 室温下作用 5 分钟。
 - Cidex OPA: 配比 0.3%, 20 °C 下作用 12 分钟。
- 机器清洁/消毒器消毒采用 G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Gütersloh/德国), 清洁液采用 neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/德国)。
 - neodisher mediclean forte: 配比 0.5%, 55 °C 下作用 5 分钟。
 - 冲洗: 10 °C 下 2 分钟
 - 消毒: 90 °C 下 5 分钟。
- 在 Systec V-150 (Systec GmbH, Linden/德国) 高压灭菌器中进行灭菌。
 - 蒸汽灭菌采用饱和蒸汽分级真空法, 3 分钟, 132 °C, 3 bar。

Erbe 建议采用本使用须知中的清洗处理法。如果没有明确排除, 允许使用等效的不同方法。使用者有责任通过适当的措施 (例如可靠性验证、例行监测及材料适应性的检查等) 确保实际使用方法的适宜性。

6 废弃处理

警告! 被污染和潜在具有传染性的材料导致的感染危险。

根据现行的国家规定和法律进行产品、包装材料及配件 (如有) 的废弃处理。

7 图标

符号	说明
	遵照使用指南
	注意, 使用前注意安全提示。
	货号
	批号标识
	医疗产品
	制造商
	生产日期
	避免阳光照射
	干燥保存
	数量 (x)

 欧洲认证标识 (CE)

한국어

bipolar forceps

1 일반적인 사용 정보

본 사용 지침에서는 제품의 규정에 맞는 사용에 관해 설명합니다.

정보를 하나 하나 주의깊게 읽어 주시기 바랍니다!

본 사용 지침은 기구와 함께 사용되는 장치 및 제품의 사용 설명서를 대신하지 않습니다! 장치 및 제품의 사용 설명서를 읽고 의문이 생기는 경우에는 Erbe 또는 해당 배급 업체에 문의하시기 바랍니다!

참고: 제품과 관련된 중대한 사고를 지역 딜러 또는 Erbe에 알려 주십시오. 만일 사용자가 유럽 연합에 거주하는 경우, 해당 사고를 국가의 해당 관청에도 알려 주십시오.

1.1 용도/적용중

bipolar forceps는 개방형 수술 절차에서 조직의 응고에 사용됩니다

1.2 임상적 유익성

- 지혈 응고

1.3 호환성

bipolar forceps는 bipolar forceps를 위한 다음 Erbe 연결 케이블로 전기 수술 기기에 연결합니다:
20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

1.4 목표 환자 그룹

제한 없음.

1.5 금기

알려진 금기 없음.

- 신경근 자극

1.7 사용 환경

본 제품은 사용 목적에 맞게 의료용 공간에서만 사용해야 합니다.

1.8 사용자 자격

의도된 목적을 위해 본 제품은 사용 설명서를 바탕으로 제품 사용 교육을 받은 의료 인력 외에는 아무도 사용하지 않습니다.

2 성능 특성

사용 목적을 기준으로 한 성능 특성:

- 조직 잡기
- 커넥터에서 말단부까지 HF 전류 전달

2 최대 전기 부하 용량

최대 전기 부하 용량은 제품에 [V_p] 단위로 기재되어 있습니다.

3 안전 지침

경고!

활성화된 전기 수술 기기로 인해 인공심장 박동기, 내부 제세동기, 기타 능동형 이식의료기기의 기능에 장애가 발생하거나 손상될 수 있습니다. 능동형 이식의료기기를 이식한 환자의 경우에는 수술 전 이식의료기기 제조업체나 담당 전문의와 상의하십시오.

환자의 신체 내부에 있는 금속 물체 (예, 지혈 견자, 고관절 보철물) 이 활성화된 도구에 의해 손상될 수 있습니다 . 환자가 화상을 입을 위험이 있습니다 . 금속 물체를 가능한 멀리 하십시오 .

사용하기 전에 제품의 외부 손상 여부를 확인하십시오. 이를 위해 "점검" 단원의 참고에 유의하십시오. 손상이 있는 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.

가연성이나 폭발성 물질이 있을 때에는 사용하지 마십시오!

제품에 어떠한 기계적 손상도 생기지 않도록 조심하십시오! 던지지 마십시오! 완력을 써도 안 됩니다! 별도 언급이 없는 경우, 케이블을 구부리거나 해당 제품에 감지 마십시오! 날카로운 기구 팁은 부상을 초래할 수 있습니다

부하가 심한 경우 기구 팁이 가열됩니다. 원하지 않는 응고를 방지하기 위해 조직이 의도하지 않게 기구 팁에 닿지 않게 하십시오!

실수로 활성화된 기구와 사용 후 아직 뜨거운 기구로 인해 화상을 입거나 화제가 발생할 수 있습니다.

- 기구는 환자에게서 떨어진 위치에 보관하십시오. 절대 환자 위에 올려놓지 마십시오.
- 기구 말단부를 만지지 마십시오.
- 가연성 자재에 기구를 놓지 마십시오.

AUTO START 기능 사용 시 실수로 활성화, 화상 위험. 기구는 항상 환자 및 사용자와 격리하여 보관하십시오.

화상 위험! 사용 중 기구를 세척할 때는 기구를 활성화하지 마십시오.

신경계 바로 옆에서 사용하면 신경이 열 손상되거나 전기 자극을 받을 수 있습니다. 이로 인해 경련 또는 근육 수축이 발생할 수 있습니다. 환자 부상 위험. 짧은 활성화 시간을 선택하십시오. 최대 출력을 필요한 적용중에 맞게 조정하십시오.

누설 전류로 인한 화상 위험. 환자에게 닿지 않고 간격을 가능한 한 넓게 하여 연결 케이블을 배치하십시오.

용량성 결합 위험. 서로 접촉하지 않아도 활성화된 기구에서 다른 기구로 고주파 전류가 전달될 수 있습니다(용량성 결합). 환자 및/또는 수술 인력의 화상 위험:

- 간격을 가능한 한 넓게 하여 기구의 연결 케이블을 배치하십시오.
- 기구를 활성화하기 전에 조직을 만지십시오.

Erbe는 연기에 대한 조치로써 연기 흡입기, 보안경, 방독면의 사용을 권장합니다.

Erbe Elektromedizin에서는 제품 변경 불가를 분명히 알려 드립니다. Erbe Elektromedizin은 어떠한 변경에 대해서도 책임지지 않습니다.

4 사용 지침

처음 사용하기 전과 다시 사용하기 전에 매번 제품을 세척 및 소독하고 멸균합니다.

4.1 제품 컨트롤

경고! 사용하기 전에 제품의 외부 손상 여부를 확인하십시오. 이를 위해 "점검" 단원의 참고에 유의하십시오. 손상이 있는 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.

4.2 제품 연결

경고! 부상 위험! 기구를 연결하기 전이나 연결하는 동안에는 전기 수술 기기를 활성화하지 마십시오.

- 제품은 양극성 기구에 맞는 Erbe 연결 케이블로 연결하십시오.
- 제품을 전기 수술 기기의 바이폴라 소켓에 연결하십시오.

4.3 기기 설정 선택

경고! 뜻하지 않은 조직 손상 위험. 필요한 외과적 효과를 위해 출력 및 전압을 최저로 설정하여 수술하십시오.

제품의 최대 전기 부하 용량(V_p max 또는 kV_p max)을 초과하지 않는 장치 설정만 선택하십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다. 적합한 장치 설정에 대한 지침은 전기 수술 기기의 사용 설명서를 참조하십시오(Erbe 전기 수술 기기의 경우 "엑세서리" 단원 확인).

Erbe 전기 수술 기기: Erbe는 양극성 Soft 응고 모드로 기구를 작동할 것을 권장합니다. 양극성 Forced 응고 모드에서는 스파크 형성에 의해 마모가 높아질 수 있습니다.

4.4 기능 테스트 수행

사용 전에 항상 설명된 기능 테스트를 수행하십시오.

- 멸균된 생리식염수에 거즈를 적시십시오.
 - 쥬(jaw)로 거즈를 잡고 고주파 전류를 활성화하십시오.
- 기구가 작동 중이면 약 2~3초 후에 증기가 생겨야 합니다.

손상이 있는 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오!

4.5 사용 중

주의! 침적물로 인해 기구 효과가 약화될 수 있습니다. 정기적으로 기구 팁의 혈액과 조직 잔재를 씻어 내십시오.

4.6 처치실에서 제품 사전 세척

사용 후 제품에 묻어 있는 큰 오염물을 부드러운 형질(예: 암박 붕대)으로 제거하고 및/또는 제품을 탈염수에 담그십시오.

4.7 사용 후

사용 후 20분 이내에 제품 처리를 시작하십시오.

5 세척, 소독, 멸균

5.1 재처리에 대한 안전 지침

세척을 위해 초음파 수조에 담그는 것이 적합합니다(처리 사이클당 최대 10분).

세척에 절대로 날카롭거나 연마성 도구를 사용하면 안 됩니다.

소독제는 사용 후 잘 식혀야 합니다.

건조 시 최대 공기압: 2bar.

세척 시 최대 수압: 2bar.

기계 세척/소독 시 93°C를 넘으면 안 됩니다.

세척제 및 소독제 제조업체에서 제공하는 정보와 "검증된 절차 보기" 단원의 정보에 유의하십시오.

멸균 시 134 °C를 넘으면 안 됩니다.

크로이츠펠트-야콥병(CJD) 환자가거나 CJD가 의심되는 경우 또는 CJD의 변종일 수 있는 경우에는 제품 처리에 관한 국가 규정에 유의하십시오.

처리 변수에 대한 국가 규정에 유의하십시오.

열기가 있는 곳에서는 멸균하지 마십시오.

감마선으로 멸균하지 마십시오.

STERRAD(J&J)로 멸균하지 마십시오!

5.2 재처리 제한

잡은 재처리와 수술 긴장감은 이 제품에 영향을 미칩니다. 처리 및 사용 방법에 따라 제품 수명이 이유 없이 짧아질 수 있습니다. 안전 지침을 준수하여 제품을 점검하시기 바랍니다. 명백한 손상이나 기능 이상이 발생하는 경우 제품을 더 이상 사용하지 않아야 합니다.

제품이 더 이상 작동하지 않는지 확인하기 위한 가장 좋은 방법은 다음 사용 전에 외관 및 기능을 검사하는 것입니다, 점검 참조.

5.3 분해

- 제품에서 연결 케이블을 분리하십시오.

5.4 요한 도구

멸균 단계	도구
사전 세척	부드러운 플라스틱 솔/부드러운 천
수동 세척/소독	부드러운 플라스틱 솔/부드러운 일회용 천(면지가 적은 형질) 압축 공기 분사 장치(최대 2bar)

5.5 사전 세척

경고! 단백질 고정의 위험. 단백질 고정으로 인한 영향을 받지 않도록 하십시오(예: 고운). 냉수를 사용하십시오(< 55 °C).

최소 식수 품질의 물을 사용하십시오. 필요한 경우에는 비응고 소독제를 사용하시기 바랍니다.

3% 과산화수소가 있는 욕조에 담그는 것이 적합합니다(처리 사이클당 최대 30분).

- 부드러운 솔 및 천으로 제품 표면의 오염 물질을 닦아내십시오. 이때 제품을 수조에 담그거나 흐르는 물에 씻어내십시오.

5.6 수동 세척과 소독

최소 식수 품질의 물을 사용하고 최종 세정 시에는 멸균된 탈염수를 사용하십시오.

액침속 준비에 적합한 세척제를 사용하시기 바랍니다.

액침속 준비에 적합하고 세척제와 화합 가능한 소독제를 사용하시기 바랍니다.

세척제 및 소독제는 플라스틱 및 금속 의료가에 적합해야 하며 pH 값이 5.5–12.3이어야 합니다.

세척제 및 소독제 제조업체에서 제공하는 정보와 "검증된 절차 보기" 단원의 정보에 유의하십시오.

- 세척 욕조와 소독 욕조를 각각 준비합니다.
- 제품을 세척 욕조에 완전히 담굽니다. 욕조 내에서 제품이 다른 부분에 닿지 않도록 합니다.
- 부드러운 솔 및 일회용 천으로 제품의 표면을 꼼꼼히 닦아냅니다.

- 멸균된 탈염수로 제품의 표면을 세척하십시오(최소 1분).

- 제품에 눈에 띄는 오염이 여전히 있는 경우 앞에 설명된 세척 단계를 반복합니다.
- 제품을 소독 욕조에 완전히 담굽니다. 욕조 내에서 제품이 다른 부분에 닿지 않도록 합니다.

- 멸균된 탈염수로 제품의 표면을 세척하십시오(최소 1분).

- 용액 잔재가 더 이상 보이지 않을 때까지 제품을 건조시키십시오(예: 여과된 압축 공기 사용).

5.7 기계 세척과 소독

최소 식수 품질의 물을 사용하고 최종 세정 시에는 멸균된 탈염수로 사용하십시오(미생물 기준으로 최소 식수 품질).

세척 및 소독 기기는 엄격하게 검증된 효능을 보유하고 있어야 합니다(예컨대 DIN EN ISO 1

erbe

30195-011_V24946
2024-10
Sheet 6 / 6

Manufacturer

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestr. 17
72072 Tübingen, Germany
erbe-med.com

Contacts worldwide

België/Belgique/Belgien
Tel +32 2 254 88 60
info@erbe-belgium.com

中国 代理人及售后服务机构
爱尔博（上海）医疗器械有限公司
上海市长宁区延安西路2201号3002室
电话: +86 21 62758 440

Deutschland
Tel +49 7071 755 400
Vertrieb-Deutschland@erbe-med.com

España
Tel +34 91 954 38 61, info@erbe-spain.com

France
Tél +33 4 78 64 92 55, erbe@erbe-france.com

India Chennai
Tel +91 11 4100 9808, erbe@erbe-india.com

Italia
Tel +39 02 647468 1, info@erbe-italia.com

LATAM
Tel +55 11 4191 4146, info@erbe-brasil.com

Middle-East/Africa
Tel +961 9 211 277, info@erbe-lebanon.com

Nederland
Tel +31 183 509 755,
klantenservice@erbe-nederland.com

Österreich
Tel +43 1 893 24 46, info@erbe-austria.com

Polska
Tel +48 22 642 25 26, sales@erbe.pl

Россия
Телефон +7 495 256 00 52
info@erbe-russia.com

Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel +41 52 233 37 27, info@erbe-swiss.ch

South-East Asia
Tel +65 65 6283 45, info@erbe-singapore.com

Sverige
Tel +46 8 442 88 00, info.se@erbe-med.com

대한민국
Tel +82 2 6475 1883, info@erbe-korea.com


United Kingdom
Tel +44 113 2 53 0333, sales@erbe-uk.com

USA
Tel +1 770 955 4400, info@erbe-usa.com

Erbe trademarks see www.erbe-med.com/IP
© Erbe Elektromedizin GmbH

CE 0123

20195-000	20195-027	20195-063
20195-001	20195-028	20195-064
20195-002	20195-029	20195-065
20195-005	20195-030	20195-066
20195-006	20195-031	20195-098
20195-007	20195-032	20195-101
20195-008	20195-033	20195-107
20195-009	20195-034	20195-109
20195-010	20195-035	20195-110
20195-011	20195-036	20195-164
20195-013	20195-037	20195-167
20195-014	20195-038	20195-168
20195-015	20195-039	20195-169
20195-016	20195-040	20195-490
20195-017	20195-041	20195-491
20195-018	20195-042	20195-492
20195-019	20195-043	20195-493
20195-020	20195-044	20195-494
20195-021	20195-045	20195-495
20195-022	20195-057	20195-498
20195-023	20195-058	20195-499
20195-026	20195-059	



РУССКИЙ

Биполярный пинцет

1 Общая информация по применению

В настоящей инструкции описывается использо- вание изделия по назначению.

Внимательно прочитайте всю информацию!

Данные указания по применению не заменяет инструкции по эксплуатации приборов и изде- лий, используемых с инструментом! Ознакомь- тесь с инструкциями по эксплуатации приборов и изделий и в случае сомнений обратитесь в компанию Erbe или к вашему дилеру!

Примечание: О серьёзных происшествиях в свя- зи с изделием сообщайте дилеру или в компа- нию Erbe. Если вы базируетесь в Европейском Союзе, сообщайте о происшествиях также в от- ветственный орган в вашей стране.

1.1 Назначение / показание
Биполярные пинцеты предназначены для коагу- ляции ткани во время открытых хирургических вмешательств.
1.2 Клиническая польза
• гемостатическая коагуляция
1.3 Совместимость

Биполярные пинцеты подсоединяются к элек- трохирургическим аппаратам с помощью следу- ющих соединительных кабелей Erbe для бипо- лярных пинцетов: 20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

1.4 Целевая группа пациентов
Без ограничений.
1.5 Противопоказания
Противопоказания неизвестны.
1.6 Побочные действия
Известные побочные действия:
• нейромышечная стимуляция

1.7 Условия окружающей среды
Изделие разрешается использовать только в по- мещениях медицинского назначения.
1.8 Квалификация пользователя
Использовать изделие по назначению разреша- ется только медицинскому персоналу, прошед- шему инструктаж по правильному обращению с изделием согласно данным указаниям по при- менению.

1.9 Эксплуатационные свойства
Эксплуатационными свойствами применитель- но к назначению являются:

- Захват тканей
- Пропускание ВЧ-тока от штекера к дисталь- ному концу

2 Максимальная электрическая нагрузка

Максимальная электрическая нагрузка указа- на изделии в [V_p].

3 Указания по безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При активации электрохирургического аппарата могут возникнуть неполадки в работе или по- вреждения кардиостимуляторов, внутренних дефибрилляторов и других активных импланта- тов. Если у пациента имеется активный имплант- ат, перед операцией проконсультируйтесь с изготовителем имплантата или ответственным врачом-специалистом.

Активированный инструмент может повредить металлические предметы (напр., артериальные зажимы, протезы тазобедренного сустава) в

теле или на теле пациента. Опасность ожога па- циента. Соблюдайте максимально возможное расстояние до металлических предметов.

Перед использованием проверяйте изделие на наличие внешних повреждений. Соблюдайте указания, приведённые в главе «Контроль». Запрещается использовать повреждённое изде- лие.

Не использовать в присутствии горючих или взрывчатых веществ!
Защищайте изделие от любых механических по- вреждений! Не бросать! Запрещается приме- нять силу! Кабель (при наличии) нельзя переги- бать и наматывать на изделие, если нет иных указаний!
Острые инструменты могут вызвать травмы.

При сильной нагрузке наконечники инструмен- тов нагреваются. Во избежание нежелательной коагуляции не допускайте случайного прикосно- вения наконечников инструментов к тканям те- ла!
Электрохирургический аппарат Erbe: компания Erbe рекомендует использовать инструмент в биполярном режиме мягкой коагуляции Soft Coag. Искробразование в принудительном би- полярном режиме Forced Coag может привести к повышенному износу.

Случайно активированные инструменты, а та- же ещё горячие после применения инструмен- ты могут вызвать ожоги или пожар:

- хранить инструмент изолированным от па- циента, ни в коем случае не на самом паци- енте;
- не прикасаться к дистальному концу инстру- мента;
- ни в коем случае не укладывать инструмент на воспламеняющиеся материалы.

Случайная активация при использовании функ- ции АВТОЗАПУСК. Опасность ожога. При хране- нии инструмент должен быть всегда изолиро- ван от пациента и пользователя.

Опасность ожога! Не активируйте инструмент, когда очищаете его во время процедуры.

При использовании в прямой близости к нерв- ным структурам есть риск термического по- вреждения или электрической стимуляции нервов. Это может приводить к подергиваниям и сокра- щениям мышц. Опасность травмирования паци- ента. Выбирайте короткое время активации. На- страивайте максимальную выходную мощность под нужное показание.

Опасность ожога из-за тока утечки. Проклады- вайте соединительные кабели так, чтобы они не касались пациента и располагались как можно дальше друг от друга.

Опасность появления ёмкостной связи. ВЧ-ток может передаваться от активированного инструмента на другие инструменты, даже если они не соприкасаются (т.н. ёмкостная связь). Опасность ожога для пациента и/или операци- онного персонала:

- Прокладывайте соединительные кабели инструментов на максимально возможном расстоянии друг от друга.
- Прикоснитесь к ткани, прежде чем активи- ровать инструмент.

В качестве мер против дыма Erbe рекомендует использовать дымоотсос, защитные очки и за- щитную маску.

Фирма Erbe Elektromedizin категорически запре- щает любые изменения изделия. При любом из- менении фирма Erbe Elektromedizin снимает с себя гарантийную ответственность.

4 Указания по применению

Очищать, дезинфицировать и стерилизовать из- делие перед первым и каждым последующим применением.

4.1 Проверка изделия
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед использованием проверяйте изделие на наличие внешних по- вреждений. Соблюдайте указания, приведённые в главе «Контроль». Запрещается использовать повреждённое изделие.
4.2 Подключение изделия
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность травмирования! Не активируйте электрохирургический аппарат во время подсоединения инструмента.

- Присоедините к изделию соответствующий соединительный кабель Erbe для биполяр- ных инструментов.
- Подключите изделие к биполярному гнезду электрохирургического аппарата.

Тщательная визуальная и функциональная про- верка перед следующим применением является лучшим способом выявить неработоспособное изделие, см. раздел «Контроль».

5.3 Разборка
1. Отсоедините соединительный кабель от из- делия.

5.4 Необходимые вспомогательные средства	
Этап обра- ботки	Вспомогательные средства
Предвари- тельная очистка	мягкая пластиковая щетка/ мягкая салфетка
Ручная очистка/ дезинфек- ция	мягкая пластиковая щетка/ мягкая одноразовая салфетка (с низким содержанием ча- стиц) пневматический дозатор (макс. 2 бара)

5.5 Предварительная очистка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность фиксации бел- ков. Не допускайте фиксации белков, например, вследствие высоких температур. Используйте холодную воду (< 55 °C). Используйте воду качеством не ниже питьевого, при необходимости – нефиксирующее дезинфи- цирующее средство. 1. Удалите поверхностные загрязнения мяг- кой щёткой или тканью. Для этого положи- те изделие в ванную баню и/или промой- те его под проточной водой.

Подходит для очистки в ванне с 3 % перекисью водорода (макс. 30 минут на каждый цикл обра- ботки).

- Удалите поверхностные загрязнения мяг- кой щёткой или тканью. Для этого положи- те изделие в ванную баню и/или промой- те его под проточной водой.

5.6 Ручная мойка и дезинфекция
Используйте воду качеством не ниже питьевого, а для завершающего ополаскивания – стериль- ную деминерализованную воду. Используйте жидкое чистящее средство, при- годное для приготовления ванны для погруже- ния. Используйте совместимое с чистящим сред- ством дезинфицирующее средство, пригодное для приготовления ванны для погружения. Чистящее и дезинфицирующее средство долж- но быть пригодно для медицинских изделий из пластмассы и металла и иметь показатель pH от 5,5 до 12,3. Соблюдайте указания изготовителя чистящего и дезинфицирующего средства и указания в раз- деле «Обзор валидированных методов». 1. Проверьте следующее: - Повреждения поверхности изделия, например, трещины, шероховатости, ско- лы, коррозия. - Повреждения изоляции изделия и/или кабеля/штекера, например, трещины и поломки. Так как в некоторых ситуациях микротрещины изоляции могут не обна- руживаться даже под увеличением, компания Erbe рекомендует выполнить дополнительную проверку изоляции с помощью электрического тестера. - Искривление изделия или детали изде- лия. Не выгибать искривлённые детали. - Читаемость надписей. Изменения цвета можно удалить путём базовой кислотной промывки в моющем средстве с со- держанием фосфорной кислоты. Контактиро- вать с моющим раствором должен только кон- чик инструмента. Не использовать изделие при наличии по- вреждений.

5.9 Упаковка
1. Упакуйте изделие в одноразовую стерили- зационную упаковку (одинарную или двой- ную) из бумаги/фольги и/или в стерилиза- ционный контейнер, согласно серии стан- дартов EN ISO 11607.

5.10 Стерилизация
Стерилизовать только очищенные и дезинфици- рованные изделия. Erbe Elektromedizin рекомендует применять па- ровую стерилизацию одним из описанных да- лее методов. Erbe Elektromedizin не несет ответ- ственности за использование других методов стерилизации. Стерилизация паром - Фракционный вакуумный метод с достаточ- ной сухой изделия - Время выдержки 3-20 минут при 132-134 °C - Стерилизатор соответствует действующим национальным стандартам и нормативам (напр., DIN EN 13060 или DIN EN 285) - Процесс стерилизации валидирован соглас- но DIN EN ISO 17665 Соблюдайте рекомендации производителя сте- рилизатора относительно загрузки, порядку действий и времени сушки.
5.7 Машинная мойка и дезинфекция
Используйте воду качеством не ниже питьевого, а для завершающего ополаскивания – демине- рализованную воду (по содержанию микроор- ганизмов – не ниже питьевого качества).

Аппарат для очистки и дезинфекции должен иметь проверенную эффективность (напр., мар- кировку соответствия CE согласно DIN EN ISO 15883).

Чистящее и дезинфицирующее средство долж- но быть пригодно для медицинских изделий из пластмассы и металла и иметь показатель pH от 5,5 до 12,3.

Соблюдайте указания изготовителя чистящего и дезинфицирующего средства и указания в раз- деле «Обзор валидированных методов».

- Осторожно уложите изделие в соответствую- щий промывочный контейнер. Следите за тем, чтобы изделие не касалось других инструментов / деталей инструментов.
- Запустите проверенную программу со сле- дующими характеристиками:
 - Достаточная эффективность очистки.
 - Термическая дезинфекция: 5-10 минут при 90-93 °C, A₀ ≥ 3000.
 - Достаточное количество циклов промыв- ки
 - Завершающее ополаскивание деминера- лизованной водой (по содержанию ми- кроорганизмов – не ниже питьевого ка- чества).
 - Достаточная степень просушки изделия (без видимых следов жидкости).
- Если после завершения программы изде- лие всё ещё имеет видимые загрязнения, повторите предварительную очистку и аппаратную очистку/дезинфекцию.

5.8 Контроль
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Проверьте изделие на на- личие видимых повреждений и износа. Данный визуальный контроль может проводиться с уве- личением или без него.

- Проверьте следующее:
 - Повреждения поверхности изделия, например, трещины, шероховатости, ско- лы, коррозия.
 - Повреждения изоляции изделия и/или кабеля/штекера, например, трещины и поломки. Так как в некоторых ситуациях микротрещины изоляции могут не обна- руживаться даже под увеличением, компания Erbe рекомендует выполнить дополнительную проверку изоляции с помощью электрического тестера.
 - Искривление изделия или детали изде- лия. Не выгибать искривлённые детали.
 - Читаемость надписей.

Изменения цвета можно удалить путём базовой кислотной промывки в моющем средстве с со- держанием фосфорной кислоты. Контактиро- вать с моющим раствором должен только кон- чик инструмента.

Не использовать изделие при наличии по- вреждений.

5.11 Обзор валидированных методов
Для обработки изделия были валидированы следующие методы:
- Ручная очистка/дезинфекция с моющим средством Cidezyme и дезинфицирующим средством Cidex OPA (Johnson & Johnson Medical Limited, Gargrave, Skipton). - Cidezyme: дозировка 1,6%, время воз- действия 5 минут при комнатной темпе- ратуре. - Cidex OPA: дозировка 0,3%, время воз- действия 12 минут при 20 °C. - Автоматическая очистка/дезинфекция в дезинфекторе G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Гютерсло/Германия) с моющим средством neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Гамбург/Германия). - neodisher mediclean forte: дозирова- ка 0,5%, время очистки 5 минут при 55 °C. - Промывка: 2 минуты при 10 °C - Дезинфекция: 5 минут при 90 °C. - Стерилизация в автоклаве Systec V-150 (Systec GmbH, Линден/Германия). - Стерилизация насыщенным паром, ме- тод фракционированного вакуума, 3 ми- нуты, 132 °C, 3 бара.

Компания Erbe рекомендует использовать мето- ды обработки, описанные в данных указаниях по применению. Использовать другие равно- ценные методы возможно, если это явно не запрещено. Пользователь обязан обеспечить пригодность фактически применяемых методов соответствующими мерами (напр., валидация, регулярный контроль, испытание на совмести- мость материалов).

6 Утилизация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность инфекции из-за контаминированного и потенциально инфи- цированного материала.

Изделие, упаковочный материал и принадлеж- ности (при наличии) следует утилизировать со- гласно действующим предписаниям и законо- дательным требованиям.

7 Символы

Символ	Значение
	Соблюдать инструкцию по ис- пользованию
	Перед использованием обяза- тельно ознакомьтесь с указа- ниями по технике безопасно- сти.
REF	Артикул
LOT	Обозначение партии
MD	Медицинское изделие
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Беречь от солнечного света
	Хранить в сухом месте
	Количество (x)
	Знак соответствия нормам ЕС

TÜRKÇE

Bipolar cımbız

1 Genel kullanım bilgileri

Bu kullanım bilgileri, ürünün amaçlanan kullanı- mını açıklar.

Lütfen bütün bilgileri dikkatle okuyun!

Bu kullanım bilgileri, enstrümanla birlikte kullanı- lan cihaz ve ürünlerin kullanım kılavuzlarının ye- rine geçmez! Lütfen cihazların ve ürünlerin kulla- nım kılavuzlarını okuyun ve kararsızlık duruma- rında Erbe'ye veya distribütörünüze danışın!

Not: Ürünle ilgili ciddi vakaları yerel satıcınıza veya Erbe'ye bildirin. Avrupa Birliği'nde bir kullanıcıya- nız vakaları üye ülkelerdeki yetkili makamlara da bildirin.

1.1 Kullanım amacı / endikasyonlar
Bipolar cımbızlar, açık cerrahi prosedürlerde doku koagülasyonu için tasarlanmıştır.
1.2 Klinik fayda
• Hemostatik koagülasyon

1.3 Uyumluluk
Bipolar cımbızların electrocerrahi cihazlarına bağ- lanması için şu Erbe bipolar cımbız bağlantı kablo- ları kullanılır: 20196-045, 20196-047, 20196-053, 20196-055, 20196-057, 20196-059, 20196-061.

1.4 Hedef hasta grubu
Kısıtlama yoktur.

1.5 Kontrendikasyonlar
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

1.6 Yan etkiler
Bilinen yan etkiler şunlardır:
• nöromüsküler iritabilite

1.7 Çevre
Kullanım amacı için ürün sadece tıbbi olarak kulla- nılan alanlarda kullanılabilir.

1.8 Kullanıcının yeterlilik düzeyi
Ürün, amacına uygun olarak sadece bu kullanım talimatına göre kullanımı konusunda bilgilendiril- miş olan eğitilmiş tıbbi personel tarafından kullanı- labilir.

1.9 Performans özellikleri
Kullanım amacına yönelik performans özellikleri:
- Dokunun kavranması - HF akımının konektörden distal uca kadar ile- tilmesi

Azami elektrik yükü dayanımı

Azami elektrik yükü dayanımı ürünün üzerinde [V_p] cinsinden belirtilmiştir.

Güvenlik notları

UYARI!

Kalp pilleri, internal defibrilatörler ve diğer etkin implantların işleyişi, electrocerrahi cihazı çalıştırıl- dığında olumsuz etkilenebilir veya bozulabilir. Et- kin implantlı hastalarda ameliyattan önce implant üreticisine veya ilgili uzman doktora bu konuyu danışın.

Hastanın vücudunun içindeki veya üzerindeki me- tal nesneler (örn. arter klempleri, kalça protezleri), etkinleştirilmiş enstrüman nedeniyle zarar görebir- lir. Hasta için yanma tehlikesi. Metal nesnelerden mümkün olduğunca uzak mesafede tutun.

Kullanım öncesinde, üründe bir dış hasar olup ol- madığını kontrol edin. Bununla ilgili olarak şu bö- lümdeki talimatlara bakın: “Kontrol”. Eğer hasar- lıysa ürünü kullanmayın.

Yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunduğu or- tamlarda kullanmayın!

Ürünü her türlü mekanik hasara karşı koruyun! At- mayın! Hiçbir şekilde şiddet uygulamayın! Eğer varsa ve başka türlü belirlenmemişse kabloları kır- mayın ve ilgili ürünün etrafına sarmayın!

Sivri aletler yaralanmalara yol açabilir.

Aşırı yükü maruz kalma durumunda enstrüman uçları ısınır. İstenmeyen koagülasyonlara yol aç- mak için enstrüman uçlarını kazara dokuya te- mas ettirmekten kaçının!

Yanlışlıkla etkinleştirilmiş enstrümanlar ve kulla- nımdan sonra sıcak olan enstrümanlar yangın veya yanıklara yol açabilir:

- Enstrümanı hastadan izole yerleştirin, asla hastanın üzerine koymayın.
- Enstrümanın distal ucuna dokunmayın.
- Enstrümanı asla yanıcı malzemelerin üzerine koymayın.

AUTO START fonksiyonunu kullanırken yanlışlıkla etkinleştirme. Yanık tehlikesi. Enstrümanı daima hastadan ve kullanıcından izole bir yerde saklayın. Yanma tehlikesi! Bir enstrümanı kullanım sırasında temizliyorsanız etkinleştirmeyin.

Sinir yapılarının hemen yakınında kullanıldığında, sinirler termik hasar görebilir veya elektriks el olarak uyarılabilir. Bu durumda konvulsiyonlar ve kasılmalar ortaya çıkabilir. Hasta için yaralanma tehlikesi. Kısa etkinleştirme süreleri seçin. Maksimum güç çıkışını, gereken endikasyona göre ayarlayın.

Kaçak akım nedeniyle yanma tehlikesi vardır. Bağlantı kablolarını hastaya temas etmeyecek ve birbirlerine mümkün olduğunca büyük mesafede olacak biçimde yönlendirin.

Kapasitif bağlantı tehlikesi. HF akımı, birbirlerine dokunmasalar da etkinleştirilmiş enstrümandan başka enstrümanlara aktarılabilir (kapasitif bağlantı). Hasta ve/veya ameliyathane personeli için yanık tehlikesi:

- Enstrümanların bağlantı kablolarını, birbirlerine mümkün olduğunca büyük mesafede olacak biçimde yönlendirin.
- Dokuya enstrümanı etkinleştirmeden önce dokunun.

Dumana karşı önlem olarak Erbe bir duman emme tertibatı, koruyucu gözlük ve solunum maskesi kullanılmasını önerir.

Erbe Elektromedizin olarak ürün üzerinde değişiklik yapılmaması konusunda açıkça uyarıyoruz. Her türlü modifikasyon Erbe Elektromedizin'in sorumluluğunun sona ermesine neden olur.

4 Kullanım bilgileri

Ürünü ilk kullanım öncesinde ve daha sonra, tekrar kullanmadan önce her defasında temizleyin ve dezenfekte ve sterilize edin.

4.1 Ürünün kontrolü
UYARI! Kullanım öncesinde, üründe bir dış hasar olup olmadığını kontrol edin. Bununla ilgili olarak şu bölümdeki talimatlara bakın: "Kontrol". Eğer hasarlıysa ürünü kullanmayın.

4.2 Ürünü güç şebekesine bağlayın
UYARI! Yaralanma tehlikesi! Enstrümanı bağlar-ken elektrocerrahi cihazını etkinleştirmeyin.

- Ürünü bipolar enstrümanlar için uygun olan bir Erbe bağlantı kablosu ile bağlayın.

- Ürünü elektrocerrahi cihazının bipolar soke-tine bağlayın.

4.3 Cihaz ayarlarını seçin
UYARI! İstenmeyen doku hasarı tehlikesi. İstenen cerrahi etki için daima en düşük güç ve gerilim ayarlarıyla çalışın.

Sadece ürünün maksimum elektrik yük kapasite-sini (V_p maks veya kV_p maks) aşmayacak cihaz ayarları seçin; aksi takdirde ürün hasar görebilir. Uygun cihaz ayarlarının seçimi hakkında bilgiler elektrocerrahi cihazının kullanım kılavuzunda bu-lunur (Erbe elektrocerrahi cihazları için Lütfen "Ak-sesuarlar" bölümünü okuyun).

Erbe elektrocerrahi cihazı: Erbe, cihazın Soft kağı-lasyon modunda bipolar olarak çalıştırılmasını önerir. Bipolar forced koagülasyon modunda kıvılcım oluşumu sebebiyle artan aşınma meydana ge-lebilir.

4.4 Fonksiyon testi uygulayın
Her uygulama öncesinde burada açıklanan fonksi-yon testini uygulayın.

- Bir gazlı bez şeridini steril tuz çözümüyla ıslatın.
- Gazlı bez şeridini kollarla tutun ve HF akımını etkinleştirin.

Çalışır durumdaki bir cihazda 2 ila 3 saniye sonra buhar oluşması gerekir.

Hasarlıysa ürünü kullanmayın!

4.5 Kullanım sırasında
DİKKAT! Tortulaşmalar enstrümanın etkinliğini bo-zabilir. Enstrüman uçlarındaki kan ve doku kalıntı-larını düzenli aralıklarla silerek temizleyin.

4.6 Ürünü girişim odasında ön temizlemeye tabi tutun
Kullanımdan hemen sonra ürünün üzerindeki kaba kirleri yumuşak bir bezle (örn. tampon) uzaklaştı- rın ve/veya ürünü demineralize suya koyun.

4.7 Kullanımdan sonra
Kullanımdan sonraki 20 dakika içinde ürünü işle-meye başlayın.

5 Temizleme, dezenfeksiyon, sterilizasyon

5.1 Hazırlama için güvenlik notları
Ultrason banyosunda temizlenmek için uygundur (her bir hazırlama döngüsünde maks. 10 dakika olmak üzere).

Temizleme amacıyla asla keskin ve çizici cisimler kullanmayın.

Dezenfektanlar kullanıldıktan sonra iyice durulan-malıdır.

Kurutma sırasında azami hava basıncı: 2 bar.

Yıkama sırasında azami su basıncı: 2 bar.

Makineyle temizleme/dezenfeksiyon işlemlerinde 93 °C'yi aşmayın.

Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi üreticisinin ta-limatlarını ve "Onaylanmış prosedürlere genel ba-kış" bölümündeki bilgileri dikkate alın.

Sterilizasyon işlemlerinde 134 °C'yi aşmayın.

Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), CJD şüphesi veya CJD'nin olası varyantları olan hastalarda, ürünlerin hazırlanmasına ilişkin ulusal yönetmelik-lere uyun.

İşleme parametreleri için ulusal düzenlemeleri dik-kate alın.

Sıcak hava ile sterilize etmeyin.

Gama ışınlarıyla sterilize etmeyin.

STERRAD (J&J) ile sterilize etmeyin!

5.2 Hazırlama sınırlılığı
Sık sık hazırlama işleminin uygulanması ve çalışma stresi bu ürünü etkiler. Hazırlama ve kullanım şek-line bağlı olarak, ürünün kullanım ömrü belirsiz süreyle kısılabılır. Ürünün kontrolüyle ilgili güven-lik uyarılarını dikkate alın. Gözle görülür hasar veya fonksiyon bozukluklarında ürünü kullanımdan çıkarın.
Bir sonraki kullanımdan önce dikkatli bir görsel ve işlevsel inceleme, artık işlevsel olmayan bir ürünü tespit etmenin en iyi yoludur; bkz. Kontrol.

5.3 Parçalara ayırma
1. Bağlantı kablosunu üründen ayırın.

Hazırlama adımı	Yardımcı araçlar
Ön temizleme	yumuşak plastik fırça /yumuşak bez
Manuel temizleme /dezenfeksiyon	Yumuşak plastik fırça /yumuşak tek kullanımlık bez (havsız) Basıncılı havalı doz tabancası (maks. 2 bar)

5.5 Ön temizleme

UYARI! Protein fiksasyonu riski. Yüksek sıcaklıklar gibi protein sabitleyici etkilere- den kaçının. Soğuk su kullanın (< 55 °C).

En az içme suyu kalitesinde, gerekirse sabitleyici olmayan bir dezenfektan kullanın.

%3 hidrojen peroksit banyosunda temizlenmek için uygundur (her bir hazırlama döngüsünde maks. 30 dakika olmak üzere).

- Yüzey kirlerini yumuşak bir fırça/yumuşak bir bezle temizleyin. Bu amaçla ürünü bir su kü-vetine koyun ve/veya akan su altında yıkayın.

5.6 Elle temizleme ve dezenfeksiyon
En azından içme suyu kalitesinde ve son durulama için ve steril demineralize su kullanın.
Daldırma banyosu hazırlamak için uygun nitelikte bir sıvı temizlik maddesi kullanın.
Temizlik maddesiyle uyumlu ve daldırma banyosu hazırlamak için uygun nitelikte bir dezenfektan kullanın.

Temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri plastikten ve metalden imal edilmiş tıbbi ürünler için uygun olmalı ve pH değerleri 5,5 ile 12,3 arasında olmalı-dır.

Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi üreticisinin ta-limatlarını ve "Onaylanmış prosedürlere genel ba-kış" bölümündeki bilgileri dikkate alın.

- Bir temizleme banyosu ve ayrı bir dezenfeksi-yon banyosu hazırlayın.

- Ürünü, banyodaki diğer parçalara temas et-meyecek şekilde, tamamen temizleme banyo-suna daldırın.

- Yüzeyleri yumuşak bir fırçayla/yumuşak bir tek kullanımlık bezle iyice temizleyin.

- Yüzeyleri steril demineralize suyla durulayın (en az 1 dakika).

- Ürünün üzerinde hala gözle görülür kir bulu-nuyorsa bundan önceki adımları tekrarlayın.

- Ürünü, banyodaki diğer parçalara temas et-meyecek şekilde, tamamen dezenfeksiyon banyosuna daldırın.

- Yüzeyleri steril demineralize suyla durulayın (en az 1 dakika).

- Ürünü artık sıvı kalıntısı görünmeye- ne kadar kurutun (örn. filtrelenmiş basınçlı havayla).

5.7 Makineyle temizleme ve dezenfeksiyon

En azından içme suyu kalitesinde ve son durulama için tamamen demineralize edilmiş su (mikrobiyo-lojik açıdan en az içme suyu kalitesinde olan) kul-lanın.

Yıkayıcı ve dezenfektörün etkinliği temel olarak test edilmiş olmalıdır (örn. DIN EN ISO 15883 uya-rınca CE işareti).

Temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri plastikten ve metalden imal edilmiş tıbbi ürünler için uygun olmalı ve pH değerleri 5,5 ile 12,3 arasında olmalı-dır.

Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi üreticisinin ta-limatlarını ve "Onaylanmış prosedürlere genel ba-kış" bölümündeki bilgileri dikkate alın.

- Ürünü dikkatle bir yıkama sepetine yerleştirin. Ürünün başka aletlere/alet parçalarına temas etmemesine dikkat edin.

- Aşağıdaki özelliklere sahip doğrulanmış bir program başlatın:
 - Yeterli temizleme etkisi.
 - Termal dezenfeksiyon: 90 ila 93 °C'de 5 ila 10 dakika, A₀ ≥ 3000.
 - Yeterli durulama döngüsü
 - Demineralize su ile son durulama (mikrobi-yolojik açıdan en az içme suyu kalitesinde).
 - Yeterli ürün kuruması (görünür sıvı kalıntısı yok).

- Program sonunda ürünün üzerinde hala gözle görülür kir bulunuyorsa, ön temizleme işle-mini ve makineyle temizleme/dezenfeksiyonu tekrarlayın.

5.8 Kontrol
UYARI! Üründe gözle görülür hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Bu görsel kontrolü büyüterek veya büyütmeden yapabilirsiniz.

- Aşağıdakileri kontrol edin:
 - Ürünün üzerinde çatlak, pürüzlü yüzey, so-yulma, korozyon gibi hasarlar.
 - Ürünün ve/veya kablounun/ fişin yalıtımında hasar, örn. çatlak ve kırıklar. Bazı durum-larda yalıtımdaki mikro çatlaklar büyütme altında bile tespit edilemeyebileceğinden, Erbe bir elektrikli test cihazı ile ek bir yalı-tım testi yapılmasını önerir.
 - Üründe veya ürünün parçalarında bükül-meler. Bükülmüş parçaları geri bükmenin.
 - Etiketlemenin okunabilirliği

Renk değişimleri, fosforik asit içeren bir temizlik maddesi kullanılarak asitli bir temel temizlikle gi-derilebilir. Sadece aletin ucu temizlik çözeltisiyle temas etmelidir.

Hasarlıysa ürünü kullanmayın!

5.9 Ambalajlama
1. EN ISO 11607 serisi uyarınca, ürünü kağıt/ folyodan yapılmış tek kullanımlık sterilizasyon ambalajında (tek veya çift ambalaj) ve/veya bir sterilizasyon kabında paketleyin.

5.10 Sterilizasyon

Yalnızca temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş ü-rün-leri sterilize edin.

Erbe Elektromedizin, aşağıda açıklanan prosedür izlenerek buharlı sterilizasyon yapılmasını önerir. Erbe Elektromedizin farklı sterilizasyon prosedür-lerinin kullanımından sorumlu değildir.

Buharlı sterilizasyon

- Yeterli ürün kurutma ile fraksiyonlu vakum yöntemi
- Bekleme süresi 132-134 °C'de 3-20 dakika

- Geçerli ulusal standartlara ve yönetmeliklere (örn. DIN EN 13060 veya DIN EN 285) uygun bir sterilizatör

- DIN EN ISO 17665 uyarınca onaylanmış sterili-zasyon işlemi

Lütfen sterilizatör üreticisinin yükleme, taşıma ve kurutma süreleriyle ilgili tavsiyelerine uyun.

5.11 Onaylı yöntemlere genel bakış
Aşağıdaki prosedürlerin ürünün işlenmesi için uy-gun olduğu onaylanmıştır:

- Manuel temizleme/dezenfeksiyon; Cidezyme temizlik maddesi ve Cidex OPA dezenfektan (Johnson & Johnson Medical Limited, Garg-rave, Skipton) kullanımı.
 - Cidezyme: Dozaj %1,6, oda sıcaklığında etki etme süresi 5 dakika.
 - Cidex OPA: Dozaj %0,3, etki süresi 20 °C'de 12 dakika.
- Makineyle temizleme/dezenfeksiyon; G 7836 CD dezenfektör (Miele & Cie. KG, Gü-tersloh/Almanya) ve neodisher mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/Almanya) temizlik maddesi kullanımı.
 - neodisher mediclean forte: Dozaj %0,5, te-mizlik süresi 55 °C'de 5 dakika.
 - Durulama: 10 °C'de 2 dakika
 - Dezenfeksiyon: 90 °C'de 5 dakika.
- Systec V-150 otoklavda sterilizasyon (Systec GmbH, Linden/Almanya).
 - Doygun buhar ile buharlı sterilizasyon, fraksiyonlu vakum yöntemi, 3 dakika, 132 °C, 3 bar.

Erbe bu Kullanım Talimatında açıklanan işleme yöntemini önerir. Özellikle hariç tutulmadıkça eş-değerde farklı yöntemlerin kullanılması mümkün-dür. Kullanıcı, uygun önlemleri alarak (örn. validas-yon, rutin izleme, malzeme uyumluluk testi) fiilen kullanılan yöntemlerin uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

6 Elden çıkarma

UYARI! Kontamine ve potansiyel olarak bulaşıcı malzeme nedeniyle enfeksiyon tehlikesi.

Ürünü, ambalaj malzemesini ve aksesuarları (varsa) ülkeye özgü geçerli yönetmeliklere ve ya-salara uygun şekilde bertaraf edin.

7 Semboller

Simge	Açıklama
	Kullanım kılavuzuna uyun
	Dikkat; kullanmadan önce gü-venlik uyarılarını okuyun.
	Ürün numarası
	Lot simgesi
	Tıbbi ürün
	Üretici
	Üretim tarihi
	Güneş ışığından uzak tutun
	Kuru bir yerde saklayın
	Miktar (x)
	Avrupa Uygunluk İşareti