

# neodisher<sup>®</sup> Mielclear

Flüssiges Nachspülmittel  
zum Einsatz in Spezialspülmaschinen



- Hauptanwendungsbereiche:** Zur Nachspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten, Utensilien und Trays in Dentalpraxen, Zahn- und Kieferkliniken.
- Eigenschaften:** neodisher Mielclear bewirkt eine Benetzung von Metalloberflächen aus Edelstahl sowie von Oberflächen schwer benetzbarer Kunststoffe. Durch enthaltene Säuren werden verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer neutralisiert. neodisher Mielclear wird im letzten Spülgang hinzudosiert.
- Anwendung und Dosierung:** In Spezialspülmaschinen:  
In den letzten Spülgang: 0,2 - 0,4 ml/l automatisch über Dosiergerät  
  
Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Technische Daten:** Spezifisches Gewicht (20 °C): 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,2 - 0,4 ml/l: 4,1 - 3,5  
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas
- Inhaltsstoffe:** Inhaltsstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel gemäß EG-Empfehlung 89/542/EWG:  
< 5 % nichtionische Tenside
- CE- Kennzeichnung:** neodisher Mielclear erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.
- Lagerhinweise:** Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:** Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat.  
  
Gefahrensymbol C - ätzend  
  
enthält: Phosphorsäureester > 10 %
- Gefahrenhinweis:**  
R 34 - Verursacht Verätzungen.
- Sicherheitsratschläge:**  
S 26 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S 27 - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
S 28 - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  
S 36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45 - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Merkblatt vorzeigen).

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 4119/2-1  
03/03



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.