



Die bewährten Redovac®-Systeme zur Hochvakuum-Wunddrainage

- dienen der Ableitung von Blut und Sekreten aus Wundspalten
- leisten einen Beitrag zur Hämatom- und Serumphylaxe
- adaptieren und stabilisieren die Wundflächen
- reduzieren die erforderlichen Verbandwechsel und
- senken die Wundinfektionsquote

Redovac® – Systeme zur Hochvakuum-Wunddrainage



Bajonett-Konnektor

- Der Drehverschluß ermöglicht eine zuverlässig stabile Verbindung vom Schlauch zur Flasche
- Das männliche Konnektionsstück ist quetschstabil, verhindert mögliche Spannungsrisse und ein Verkleben der Teile durch Blutreste
- Vakuumbau während des Entriegelns, daher sicherer Flaschenwechsel



Universal-Konnektor (Steckverschluß)

- Leichte Konnektion und Dekonnektion des Steckverschlusses durch angeschrägte, zurückgesetzte Spitze und Kontaminationschutz



Redovac®-Sekretstopp mit Schiebeklemme

- verhindert einen Sekretrücklauf in Richtung Wunde beim Flaschenwechsel



Vakuuminikator

- genaue Bestimmung des Vakuums durch gut ablesbare Skala



Redovac®-Größen

- für jede Indikation die exakte Redovac®-Größe: 200 ml, 2 x 200 ml, 400 ml, 800 ml
- PVC-freie Varianten, gammasteril oder Varianten aus PVC gefertigt, sterilisiert mit Ethylenoxid
- wahlweise mit bzw. ohne Verbindungsschlauch



Drainage-Konnektor

Transparent:

- genaue Zuordnung der Charriere-Größen durch 6stufigen Drainverbinder
- fester Sitz des konnektierten Redondrains, auch bei kleineren Größen, durch Innenrillen des Konnektors.

Rot:

- speziell für die PVC-freien Redovac®-Varianten

Handelsformen

Artikel	PVC Ethylenoxid sterilisiert	PVC-frei gamma- steril	Verbindungs- schlauch/ cm	Art.-Nr.
Redovac® 200, Standardverb. Redovac® 200 Redovac® 200, Standardverb. Redovac® 200	•		123	U2030500
	•		–	U2030100
		•	123	U2035500
		•	–	U2035100
Redovac® 200, mit Sicherheitskonnektor	•		123	U2030400
		•	123	U2035400
Redovac® 200, mit Bajonettkonnektor	•		123	U2030700
		•	123	U2035700
Redovac® 200, mit Bajonettkonnektor,	•		–	U2030600
		•	–	U2035600
Redovac® 400,	•		123	U2000500
		•	123	U2005500
Redovac® 400, ohne Verbindungsleitung	•		–	U2000100
		•	–	U2005100
Redovac® 400, mit Sicherheitskonnektor	•		123	U2000400
		•	123	U2005400
Redovac® 400, mit Bajonettkonnektor	•		123	U2000700
		•	123	U2005700
Redovac® 400, mit Bajonettkonnektor,	•		–	U2000600
		•	–	U2005600
Redovac® 2 × 200, mit Verbindungsleitung, Y-Stück	•		110	U2050310
Redovac® 2 × 200, 2 Verbindungsleitungen, Schiebeklemmen, variable Drainkonnektoren Ch. 6–18	•		110	U2050610
Redovac® 800,	•		123	U2020310

Weitere Produkte auf Anfrage.

Vertrieb für Österreich:
B. Braun Austria Ges.m.b.H.
In den Langäckern 3–5
A-2344 Maria-Enzersdorf a. Geb. (NÖ)
Telefon (0 22 36) 4 65 41-0 Δ Serie

B | BRAUN
HOSPITAL CARE

B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D-34209 Melsungen
Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71-27 77
www.bbraun.de