

PRELOADED KAPSEL- SPANNRING



Implantat für den Einsatz
in den Kapselsack während
der Kataraktoperation



PRELOADED KAPSELSPANNRING



TECHNISCHE DATEN


SKU	AC001102-PL	AC001202-PL	AC001302-PL	AC001402-PL
Offener Durchmesser*	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm
Geschlossener Durchmesser	10 mm	10 mm	11 mm	12 mm
Indikationen	<p>Diese Implantate sind dafür konzipiert, während einer Kataraktoperation jederzeit in den Kapselsack eingesetzt zu werden. Ziel ist es, den Kapselsack äquatorial zu dehnen und ihn während und nach dem Eingriff zu stabilisieren, insbesondere bei Patienten mit folgenden Befunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primäre oder sekundäre Zonulaschwäche • Partielle Zonulolyse • Trauma • Pseudoexfoliationssyndrom • Risiko einer Kapselretraktion <p>Die Implantation von Kapselspannrings kann in den folgenden (nicht abschließenden) Situationen vorteilhaft sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Optimierung der Zentrierung und Stabilisierung der Intraokularlinse (IOL) • Zur Zentrierung der Kapsel bei starker Myopie 			
Material	Medizinisches Polymethylmethacrylat (PMMA)			
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid (ETO)			
Verpackung	Einzeln und steril. Vorgeladen in einem Einweg-Injektionssystem, das den Kapselspannring gegen den Uhrzeigersinn freisetzt.			

* Die Wahl des Durchmessers des zu implantierenden Rings sollte präoperativ anhand des Weiß-zu-Weiß-Durchmessers des Auges erfolgen. Ebenso ist bei gleichzeitiger Implantation einer IOL die Geometrie der Haptiken bei der Auswahl des Rings zu berücksichtigen.

Deutschland
Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 58 93 114
www.bausch-lomb.de/surgical

Österreich
Bausch & Lomb Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 0800 241 015
www.bausch-lomb.at/surgical

Schweiz
Bausch & Lomb Swiss AG
Tel.: 0848 228 724
www.bausch-lomb.ch/surgical

kontakt-surgical@bausch.com
 Bausch + Lomb Surgical DACH

© 2025 Bausch + Lomb Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. ®/TM sind Warenzeichen der Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken-/Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Nur für medizinisches Fachpersonal, bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. B+L_CTR-Datenblatt_0925



AJL OPHTHALMIC, S.A.
Parque Tecnológico de Álava.
Ferdinand Zeppelin, 1
01510 Miñano-Álava-Spain



AJL OPHTHALMIC, S.A.
Parque Tecnológico de Álava.
Ferdinand Zeppelin, 1
01510 Miñano-Álava-Spain



Medilas AG
Zürcherstrasse 39,
8952 Schlieren,
Switzerland