

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05021-B/G/R/W/Y-Box**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

**PE-Einwegschürze**

**gehämmert, einzeln gefaltet, in einer Spenderbox**



GRÖßEN	
	uni
Breite	125 cm
Länge	80 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input checked="" type="checkbox"/> Rot [R]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input checked="" type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05021-B/G/R/W/Y-Box**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
gehämmt, einzeln gefaltet, in  
einer Spenderbox



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941022222	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	4044941022239	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Rot [R]	4044941022215	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941020976	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941022277	
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Unterverpackung Dunkelgrün [DG]	-	
Maße & Größe		
Länge	280 mm	
Breite	110 mm	
Höhe	90 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	970 g	1.005 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	159 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	380 kg	405 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941022253	
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941022260	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Rot [R]	4044941022246	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941021140	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941022284	
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Umverpackung Dunkelgrün [DG]	-	
Maße & Größe		
Länge	470 mm	
Breite	300 mm	
Höhe	240 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	10.050 g	10.550 g

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05021-B/G/R/W/Y-Box**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**gehämmert, einzeln gefaltet, in**  
**einer Spenderbox**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ART DES ANZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).</li> <li>Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt.</li> </ul> Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. <b>ART DES AUSZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.</li> </ul>