

Lomatuell® H

Salbentüll, hydrophob, steril

REF 400357 - 400361

März 2026

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Lomatuell® H Salbentüll besteht aus Gittertüll aus Baumwolle, der mit weißem Vaseline beschichtet ist.

Die Wundauflage ist auf beiden Seiten mit Pergamentpapier abgedeckt.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbeschreibung	Merkmal
400357	Lomatuell® H Salbentüll	5 x 5 cm, hydrophob, steril
400358	Lomatuell® H Salbentüll	10 x 10 cm, hydrophob, steril
400359	Lomatuell® H Salbentüll	10 x 20 cm, hydrophob, steril
400360	Lomatuell® H Salbentüll	10 x 30 cm, hydrophob, steril
400361	Lomatuell® H Salbentüll	10 x 10 cm, hydrophob, steril

2. Aufbau / Struktur der Verpackung**2.1 Grundpackung / Unit Container**

1 Stück = 1 Vierrandsiegelbeutel
bestehend aus Polyester, Polyethylen und Zellulose

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Faltschachtel aus Zellulose,
mit Gebrauchsanweisung aus Zellulose:

REFs	Stück
400357 - 400360	10
400361	50

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfalkiste aus Zellulose:

REF	Stück	Faltschachteln
400357	360	36
400358, 400359	120	12
400361	450	9
400360	80	8

3. Herstellung

Lomatuell® H Salbentüll wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

Die Sterilisation des Produktes erfolgt mit Strahlen gemäß EN ISO 11137.

4. Beschreibung

Lomatuell® H Salbentüll ist ein gewirkter, weitmaschiger Tüll mit wasserabweisender, nicht wundhaftender Salbengrundlage. Das Produkt ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.

5. Eigenschaften

- begünstigt den Exsudatabfluss und schützt oberflächliche Wunden vor Verklebungen
- verringertes Risiko einer Wundverklebung*
- unterstützt natürlichen Heilungsverlauf*
- zuschneidbar

**basierend auf In-vitro-Untersuchungen*

6. Zweckbestimmung / Anwendung (siehe auch aktuelle Gebrauchsanweisung)

Lomatuell® H Salbentüll ist ein imprägnierter weitmaschiger Gittertüll, der oberflächliche Wunden vor Verklebungen schützt und den Exsudatabfluss begünstigt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Lomatuell® H Salbentüll ist gemäß Regel 4 ein Medizinprodukt der Klasse IIb. (Verordnung (EU) 2017/745)

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Lomatuell® H Salbentülls innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Sonnenlicht geschützt und nicht über 25° C - beträgt die Haltbarkeit des Lomatuell® H Salbentülls 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

D-56579 Rengsdorf

i.V.

i.A.

Daniela Hörmannstorfer

Head of Global Marketing Wound Management

Kirsten Wustinger

Global Brand Manager Wound Management