

## Vliwazell® Saugkompresse

REF 20340, 20341, 20344, 20346,  
30430 – 30436

März 2026

### 1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Vliwazell® Saugkompresse setzt sich wie folgt zusammen:

- Hüllvlies: thermisch verfestigtes Polypropylenvlies
- Verteilvlies: Tissue (Zellstoff)
- Saugkern: Zellulose-Flocken
- Wäscheschutzvlies: thermisch verfestigtes Polypropylen

Für das Verkleben der Seiten und die Rückseite werden Hotmeltkleber verwendet.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

| REF   | Produktbezeichnung       | Merkmal              |
|-------|--------------------------|----------------------|
| 30430 | Vliwazell® Saugkompresse | 10 x 10 cm, unsteril |
| 20340 | Vliwazell® Saugkompresse | 10 x 10 cm, unsteril |
| 30431 | Vliwazell® Saugkompresse | 10 x 20 cm, unsteril |
| 20341 | Vliwazell® Saugkompresse | 10 x 20 cm, unsteril |
| 30432 | Vliwazell® Saugkompresse | 15 x 20 cm, unsteril |
| 30433 | Vliwazell® Saugkompresse | 15 x 25 cm, unsteril |
| 30434 | Vliwazell® Saugkompresse | 20 x 20 cm, unsteril |
| 20344 | Vliwazell® Saugkompresse | 20 x 20 cm, unsteril |
| 30435 | Vliwazell® Saugkompresse | 20 x 25 cm, unsteril |
| 30436 | Vliwazell® Saugkompresse | 20 x 40 cm, unsteril |
| 20346 | Vliwazell® Saugkompresse | 20 x 40 cm, unsteril |

## 2. Aufbau / Struktur der Verpackung

### 2.1 Grundpackung / Unit Container

s. 2.2

### 2.2 Handelspackung / Shelf Container

REF 20340, 20341, 20344, 20346:

1 Faltschachtel aus Zellulose

| REF                  | Stück |
|----------------------|-------|
| 20340, 20341 + 20344 | 100   |
| 20346                | 50    |

REF 30430 – 30436:

25 Stück = 1 Beutel aus Polyethylen

### 2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellpappfaltkarton aus Zellulose

| REF   | Stück | Faltschachteln |
|-------|-------|----------------|
| 30430 | 900   | 36             |
| 20340 | 900   | 9              |
| 30431 | 450   | 18             |
| 20341 | 600   | 6              |
| 30432 | 200   | 8              |
| 30433 | 200   | 8              |
| 30434 | 200   | 8              |
| 20344 | 300   | 3              |
| 30435 | 150   | 6              |
| 30436 | 200   | 8              |
| 20346 | 150   | 3              |

## 3. Herstellung

Die Vliwazell® Saugkompresse wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

#### 4. Beschreibung

Die Vliwazell® Saugkompresse besteht aus einer nicht wundverklebenden Vliesumhüllung, einem „Verteilvlies“ einem Saugkern und einem Wäscheschutzvlies. Die Vliesumhüllung ist auf der von der Wunde abgewandten Seite in Längsrichtung mit einem durchlaufenden, blau eingefärbten Hotmeltfaden und an den beiden Querseiten mit einem Hotmeltkleber verklebt. Wundseitig folgt auf die Vliesumhüllung das Verteilvlies, danach der Saugkern und dann der Wäscheschutz.

#### 5. Eigenschaften

- hochsaugfähige Kompresse
- integrierte Verteilerschicht zur gleichmäßigen Verteilung des Wundexsudates
- ein Wäscheschutzvlies reduziert das Durchdringen von Wundexsudat
- verringert das Risiko einer Wundverklebung
- weiche, flexible Kompresse

#### 6. Zweckbestimmung / Anwendung

Vliwazell® Saugkompressen eignen sich zur Absorption von Wundexsudat bei oberflächlichen, mittel bis stark exsudierenden Wunden.

#### 7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Vliwazell® Saugkompresse ist gemäß der Regel 4 ein Medizinprodukt gemäß der Klasse I. (gemäß Verordnung (EU) 2017/ 745 )

#### 8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produkts Vliwazell® Saugkompresse innerhalb seiner Zweckbestimmung.

#### 9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung - trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit der Vliwazell® Saugkompresse 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

#### 10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.  
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
D-56579 Rengsdorf  
i.V.

i.A.

Daniela Hörmannstorfer  
Head of Global Marketing Wound Management

Thomas Brandstetter  
Global Brand Manager Wound Management