

Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2

Ultraschlankes, flexibles Einweg-Endoskop



Produkteigenschaften

- **Sofortige Verfügbarkeit**
Das Ambu aScope 3 erhöht die Patientensicherheit und steht Ihnen mobil und sofort einsatzbereit zur Verfügung.
- **Leichte Einsetzbarkeit**
Das tragbare Plug-and-Play-System ist leicht zu transportieren und einzurichten. Es ist binnen Sekunden einsatzbereit.
- **Kosteneffizienz**
Keine Reparatur- und Wiederaufbereitungskosten.
- **Kein Risiko der Kreuzkontamination**
Die Sterilität direkt aus der Verpackung reduziert das Risiko der Kreuzkontamination.

Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2

Innovation revolutioniert Tradition

Die unzureichende Verfügbarkeit von Medizinprodukten zur Behandlung des schwierigen Atemwegs im OP, in der Notaufnahme und auf der Intensivstation ist die Hauptursache für schlechte Behandlungsergebnisse. Zu diesem Schluss kam das NAP₄ Audit¹, das in Großbritannien durchgeführt wurde.

Intubation leicht gemacht – ob im OP oder in der Notaufnahme

aScope 3 Slim ist ein ultraschlankes, flexibles Einweg-Endoskop, das die erschwerte Zugänglichkeit der Atemwege ein für alle Mal löst, sich einfach einrichten lässt und komplizierte Reinigungsverfahren überflüssig macht – und damit bei allen Anwendungen wertvolle Ressourcen schont.

Dank seines geringen Außendurchmessers stellt das aScope 3 Slim eine Alternative zu wiederverwendbaren Endoskopen dar.

Es eignet sich für ein breites Spektrum endoskopischer Verfahren: von Intubation bis zur Einführung und Kontrolle von Doppellumentuben und Bronchusblockern im OP. Durch sein ultraschlankes Design eignet sich das aScope 3 Slim hervorragend für den Einsatz von Endotrachealtuben ≥ 5 mm oder Doppellumentuben ≥ 37 Fr.

Der mobile Monitor Ambu® aView™ ermöglicht ein hochauflösendes Bild sowie eine leichte Navigation und schnelles Erkennen der anatomischen Strukturen.

Für die beste medizinische Versorgung

Durch die Umstellung auf das aScope 3 Slim erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Patienten, da das Einweg-Endoskop sofort einsatzbereit ist. Außerdem bietet das flexible Endoskop ausgezeichnete Übungsmöglichkeiten für die flexible fiberoptische Intubation.

¹Cook T et al., NAP₄ - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society, Major complications of airway management in the United Kingdom, Report and findings, March 2011

Technische Daten

Optisches System	
Blickfeld	85°
Blickrichtung	0° (Sicht nach vorne)
Schärfbereich der Optik	8–19 mm
Lichtquelle	LED
Intubationsbereich	
Biegbare Sektion	130° nach oben, 130° nach unten
Durchmesser Einführungsschlauch	3,8 mm
Durchmesser distales Ende	4,2 mm
Maximaler Durchmesser des Intubationsschlauchs	4,3 mm
Minimale Endotrachealtubusgröße (Innendurchmesser)	5,0 mm
Minimale Doppellumentubusgröße (Innendurchmesser)	37 Fr
Arbeitslänge	600 mm
Kanal	
Durchschnittlicher Innendurchmesser	1,2 mm
Minstdurchmesser des Instrumentenkanals	1,2 mm
Absauganschluss	
Innendurchmesser des Absaugkonnektors	Ø 7 mm +/- 1 mm
Betriebsumgebung, Lagerung & Transport	
Temperatur	10 ~ 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 ~ 85 %
Atmosphärischer Druck	80 ~ 109 kPa
Höhe	≤ 2000 m
Sterilisation	
Sterilisationsverfahren	ETO



Ambu® aScope™ 3 Slim und Ambu® aView™



Der leichte und ergonomisch geformte Griff erhöht den Bedienkomfort.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Verpackungseinheit
402001000	Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2	5 Stück

Adapter

Vereinfacht die Verwendung von Luer-Lock-Spritzen und flexiblen Endoskopiezubehör im Arbeitskanal



Steuerhebel

Bewegt das distale Ende in einer Ebene nach oben oder unten

Absauganschluss

Ermöglicht den Anschluss eines Absaugschlauches

Arbeitskanalanschluss

Ermöglicht die Zugabe von Flüssigkeiten und das Einführen von Endoskopiezubehör

Absaugtaste

Aktiviert durch Drücken die Absaugfunktion

Tubeifixierung

Ermöglicht das Fixieren von Endotrachealtuben

Biegbare Sektion
Beweglicher Teil mit einem Biegewinkel von 130°/130°

Distales Ende

Enthält die Kamera, eine Lichtquelle (zwei LEDs) sowie den Arbeitskanalausgang

Ambu GmbH

In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de