

Ambu® SAM



Die wichtigsten Vorteile

- **Verwendung eines AED-Trainers**
Der Ambu SAM verfügt über einen geschlossenen Torso, damit die Platzierung von AED Pads trainiert werden kann.
- **Kompakt und mobil**
Der Ambu SAM ist eine leichte Trainingspuppe, die einfach zu tragen und zu verstauen ist.
- **Kompatibel mit den Leitlinien ERC 2010**
Eine realistische Thoraxkompression mit einer Tiefe von 5 - 6 cm ist mit dem Ambu SAM möglich. Die richtige Drucktiefe wird durch eine Anzeige visualisiert.

Ambu® SAM

Beschreibung

Der neue Ambu SAM (Simple AED Manikin) ist ein kosteneffizientes Trainingsgerät, mit dem der komplette BLS-Algorithmus erlernt werden kann. Dank seines geschlossenen Torsos kann die Nutzung eines Trainings-AEDs und die Platzierung der AED Pads optimal trainiert werden. Eine realistische Beatmung mit dem einzigartigen und anwenderfreundlichen Ambu Hygienesystem ist möglich. Die Thoraxkompression mit entsprechender Anzeige der Kompressionstiefe ist gemäß der neuen Leitlinien ERC 2010 ausgelegt.

Realistische Beatmung

Die Beatmung ist nur bei korrekter Kopfüberstreckung möglich und erzeugt einen realistischen Atemwegswiderstand. Zudem ist das Ausatmen durch Mund und Nase hörbar sowie das Heben und Senken des Brustkorbs sichtbar.

Ambu Hygienesystem

Das Ambu Hygienesystem ist anwenderfreundlich und erhöht dank Einwegluftbeutel und desinfizierbaren Gesichtsmasken die Sicherheit der Kursteilnehmer. Eine aufwendige Innenreinigung des Trainingsgerätes entfällt somit.

Technische Daten

Gewicht	2 kg
Länge	70 cm
Breite	33 cm
Höhe	20 cm
Max. Beatmungsvolumen	1.8 Liter
Max. Kompressionstiefe	7.5 cm
Lagertemperatur	-20° bis +70° C




Kompakte Lagerung - Kopf im Torso der Puppe

Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
A268 003 000	Ambu SAM mit einer Gesichtsmaske, 25 Luftbeuteln und Tragetasche
Zubehör	
234 000 702	Luftbeutel (100 Stück)
234 000 703	Gesichtsmaske (5 Stück)

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Anzeige der Kompressionstiefe



Platzierung der AED-Pads

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de