

Helimatic® Cleaner enzymatic

Flüssiger Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten

Helimatic® Cleaner enzymatic ... materialschonende Reinigung

Die hohen Anforderungen an Aufbereitungsverfahren und Produkte werden vor allem an mikrochirurgischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen deutlich, die ein kompliziertes System von teilweise engen Kanälen, Verzweigungen und sperrigen Hohlräumen bilden. Zusätzlich erfordern die empfindlichen Geräte mit ihren komplizierten Optiken, Lichtleitern, speziellen Verklebungen und hochelastischen

Kunststoffen eine besonders schonende Behandlung, um die Funktionsfähigkeit auch nach vielen Aufbereitungszyklen nicht zu beeinträchtigen. Die Produkte Helimatic® Cleaner enzymatic und Helimatic® Disinfectant bilden ein abgestimmtes System für die maschinelle Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope und thermolabiler Geräte/ Zubehör.

Helimatic® Cleaner enzymatic

Eine Schlüsselrolle bei der chemothermischen Aufbereitung nimmt der Reinigungsschritt ein. Nur die rückstandsfreie Reinigung von Blut-, Sekret- und Proteinkontaminationen gewährleistet den Erfolg der Aufbereitung und verhindert Inkrustationen von Restverschmutzungen durch den nachfolgenden Desinfektionsschritt bzw. die Trocknungsphase.

Dies leistet Helimatic® Cleaner enzymatic, ein pH-neutrales Hochleistungsprodukt, das für eine gründliche Reinigung sorgt und gleichzeitig besonders die Belange empfindlicher Materialien berücksichtigt.

Eigenschaften

Helimatic® Cleaner enzymatic

- patentierte, innovative Enzym-Wirkstoffkombination für optimierte Reinigungsleistung
- hervorragendes selbsttätiges Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- besonders geeignet bei schwer zugänglichen Stellen von Geräten mit komplizierter Geometrie
- pH-neutral und sehr materialschonend gegenüber Kunststoffen und metallischen Oberflächen

Dosierung und Anwendungshinweise

siehe Helimatic® Disinfectant

Lieferform	REF	PZN
5 Liter-Kanister	18558	3481046
25 Liter-Kanister	18561	3481052
200 Liter-Fass	18560	–



innovative Enzym-Wirkstoffkombination

Helimatic® Cleaner enzymatic – Auszug aus den Produktinformationen

Zusammensetzung: Tenside, Enzyme, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.

Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:

< 5% anionische Tenside, < 5% nicht-ionische Tenside,
< 5% Polycarboxylate, Methylparaben, Enzyme