

# DESCOCEPT WIPES

## alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- formaldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit angenehmem Duft
- schnell wirksam
- gute Hautverträglichkeit

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ formaldehydfrei
- ✓ phenolfrei



CE 0482

### PRÄPARATETYP

Gebrauchsfertige Tücher zur Wischdesinfektion auf der Basis von Ethanol, Ethandial und QAV zur wirksamen und schnellen Desinfektion und Reinigung. **DESCOCEPT WIPES** haben einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit.

Als Wischdesinfektion in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion benötigt wird geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, Hand- und Winkelstücke)
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstisch zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Schnelldesinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art

### ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT WIPES** vollständig abwischen, bzw. ausreichend benetzen.

### WIRKUNGSSPEKTRUM

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid (C.albicans) / levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Influenza-Virus)  
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

### EINWIRKZEITEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT**:

**bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C.albicans) / levurozid**  
gem. DGHM/VAH konz. 1 Min.\*  
(\*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)  
Tuberkulose-Bakterien (M.terrae) konz. 1 Min.

**wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Vaccinia-, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Viren:**  
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 Sek.

### ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT** sind enthalten:

- 38,9 g Ethanol
- 0,1 g Ethandial
- 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Inhalt: 1 Tücherdose/Refill enthält 120 Tücher à 14 x 20 cm, getränkt mit 210 g Desinfektionslösung **DESCOCEPT**.





# DESCOCEPT WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT**:

**Form / Farbe:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert:** 5,75 + / - 0,75  
**Dichte (20,0 °C):** 0,938 +/- 0,002

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Spenderdose mit 120 Tüchern	12 x 1 Dose	1898629	00-303-D120
Nachfüllbeutel mit 120 Tüchern	12 x 1 Beutel	1898670	00-304-R120

## BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Alkoholempfindliche Oberflächen und Acrylglas-Kunststoffe nicht benetzen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## GUTACHTEN

Gutachten für die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT**:

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 26.05.2008.

**Prof. Dr. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt :  
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 01.08.2008.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur Vaccinia-Virus-Wirksamkeit vom 12.12.2005.  
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) vom 24.02.2006.

**Dr. Färber**, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 11.02.03.

**Prof. Dr. Tronnier**, Dermatologe, Witten:  
Dermatologisches Gutachten zur Hautverträglichkeit vom 16.01.96.

## PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

**DESCOCEPT WIPES** ist registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 39281

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

## UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

