

## Step-On-Personenwaage KERN MPD

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Ihr KERN Fachhändler:

---



### Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser: enorm zeitsparend in der Anwendung – einfach antippen, aufstellen, ablesen
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomisch optimierte Bauform
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittlfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxTxH 365x360x80 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 200x128x55 mm
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 10 kg

### Zubehör

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, **KERN MBC-A03**

#### STANDARD



#### OPTION



#### FACTORY



In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN				KERN		KERN	
MPD 250K100M	250	0,1	0,1	965-129		963-129	

### Piktogramme:



**Justierprogramm (CAL):**  
Zum Einstellen der Genauigkeit.  
Externes Justiergewicht notwendig.



**Netzadapter:**  
230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.



**Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.



**Paketversand per Kurierdienst:**  
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Gewährleistung:**  
Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.



**DKD-Kalibrierung:**  
Die Dauer der DKD-Kalibrierung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Eichung:**  
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.