

## DATENBLATT „GENTLE SKIN SECURITEX“

### Produktbeschreibung:

2 Paar OP-Handschuhe aus Latex  
mit Indikatorfunktion,  
steril, puderfrei,  
anatomisch geformt, mit Rollrand,  
zum Einmalgebrauch

Rösner-Mautby Meditrade GmbH  
Medipark 1  
83088 Kiefersfelden – Germany  
Telefon: +49 (0)8033/9760-0  
Fax: +49 (0)8033/9760-60  
E-Mail [info@meditrade.de](mailto:info@meditrade.de)  
Internet [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)  
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

**Hersteller:** Rösner-Mautby Meditrade GmbH

**Artikelnummer:** 9051- 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5

**Verpackung:** 25 Sets / Box; 6 Boxen / Karton

### Handschuhmaße:

Größe	Handschuhlänge		Handschuhbreite	
	Innenhandschuh (grün)	Außenhandschuh (braun)	Innenhandschuh (grün)	Außenhandschuh (braun)
6,5	ca. 285 mm	ca. 300 mm	83 mm +/- 5 mm	83 mm +/- 5 mm
7	ca. 285 mm	ca. 300 mm	90 mm +/- 5 mm	90 mm +/- 5 mm
7,5	ca. 285 mm	ca. 300 mm	95 mm +/- 5 mm	95 mm +/- 5 mm
8	ca. 285 mm	ca. 300 mm	103 mm +/- 5 mm	103 mm +/- 5 mm
8,5	ca. 285 mm	ca. 300 mm	109 mm +/- 5 mm	109 mm +/- 5 mm

Wandstärke	Innenhandschuh (grün)	Außenhandschuh (braun)
Schaft	0,170 +/- 0,03 mm	0,190 +/- 0,03 mm
Handfläche	0,180 +/- 0,03 mm	0,210 +/- 0,03 mm
Finger	0,190 +/- 0,03 mm	0,270 +/- 0,03 mm

**Proteingehalt:** Innen: Mod. Lowry: 14,3 µg/g / HPLC: <10 µg/g  
Außen: Mod. Lowry: 12,9 µg/g / HPLC: <10 µg/g

**Inhaltsstoffe:** Naturkautschuklatex\*, ZDEC, ZDBC, Sulphur,  
Antioxidant, *Thiuram- und MBT-frei*

**Haltbarkeit:** 5 Jahre bei produktgerechter Lagerung  
(kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen über 35°  
Grad vermeiden)

**Zertifizierung:** EN ISO 9001:2008  
EN ISO 13485:2012 + AC:2012  
Anhang V, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG  
CE-Kennzeichnung nach Klasse II a

**EN 455-1 / -2 / -3 / -4:** Ja / AQL 0,65

\*Hinweis: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.  
Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch- Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch  
nicht ausgeschlossen werden