


Safil®

Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration

Mittelfristig reißfestes, resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyglykolsäure



Sutures


Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration

Eigenschaften

- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Weich und geschmeidig
- Geringeres Gewebetrauma für eine verbesserte Wundheilung
- Hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen

Indikationen

Safil® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis geflochtene, synthetische, mittelfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen.



Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Tag	100 %
14 Tage	70 %
18 Tage	50 %
21 Tage	40 %
60 - 90 Tage	vollständige Resorption

Safil® ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial aus Polyglykolsäure.

Easyslide Nadel Qualität

Der abgeflachte Nadelkörper und die hochwertige Stahllegierung L300 Quality Steel führen zu einer hohen Biege- und Bruchfestigkeit.

Nadelspitze und Oberflächenbeschaffenheit erlauben ein außerordentlich gutes Penetrationsverhalten, auch nach wiederholtem Durchstechen.

Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration

Safil® ist mit der
herausragenden **Easyslide** Nadel
ausgestattet.

Exzellentes Penetrations-
verhalten, auch nach wieder-
holtem Durchstechen

Atraumatischer
Nadel-Faden-Übergang

Hohe Biegesteifigkeit

L300 Quality Steel

Safil®

Eigenschaften

Material	Polyglykolsäure resorbierbar
Beschichtung	Polyglykonat oder unbeschichtet*
Fadenaufbau	geflochten oder monofil*
Farbe	violett, ungefärbt
Stärke	USP 2 – USP 10/0
Sterilisation	Ethylenoxid

* USP 10/0 und 9/0



Kurzfäden

Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
	3x45	violett	36	C1038623	C1038624	C1038625	C1038626	C1038627	C1038629	C1038630	
	3x45	ungefärbt	36	C1039623*	C1039624*	C1039625	C1039626	C1039627*	C1039629*	C1039630*	
	6x45	violett	36	C1038643	C1038644	C1038645	C1038646	C1038647	C1038649	C1038650	
	6x45	ungefärbt	36		C1039644	C1039645	C1039646	C1039647*	C1039649*		
	12x45	violett	36		C1038664	C1038665	C1038666	C1038667			
	12x45	violett	24						B1038669	B1038670	
	12x45	ungefärbt	36		C1039664*	C1039665	C1039666	C1039667			
	12x45	ungefärbt	24						B1039669	B1039670	
	10x60	violett	36	C1038180	C1038181	C1038182	C1038183	C1038567	C1038568		
	2x70	violett	36		C1038404	C1038405	C1038406	C1038407	C1038409	C1038410	
	2x70	ungefärbt	36		C1039404*	C1039405*	C1039406*	C1039407*	C1039409*	C1039410*	
	5x70	violett	36		C1038444	C1038445	C1038446	C1038447	C1038449	C1038450	
	5x70	ungefärbt	36		C1039444*	C1039445*	C1039446	C1039447	C1039449*	C1039450*	
	1x140	violett	36		C1038204	C1038205	C1038207	C1038208	C1038209	C1038210	

Safil®

Kurzfäden

Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten






Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	6	metric
	1x140	ungefärbt	36		C1039205	C1039207	C1039208				

Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	6	metric
	1x250	violett	12		G1038715	G1038716	G1038717	G1038719		G1038721	

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten




3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 9 mm ▼ DS 9 	45	violett	36	C1048202							
3/8 KREIS 12 mm ▼ DS 12 	45	violett	36	C1048206	C1048207	C1048208					
	45	ungefärbt	36		C1049207	C1049208					
	70	violett	36		C1048507	C1048508					
	70	ungefärbt	36	C1049330	C1049331						
3/8 KREIS 16 mm ▼ DS 16 	45	violett	36		C1048212	C1048213	C1048214				
	45	ungefärbt	36			C1049213					
	70	violett	36		C1048512*	C1048513	C1048514				
3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19 	45	violett	36		C1048219	C1048220	C1048221				
	45	ungefärbt	36		C1049219	C1049220	C1049221				
	70	violett	36		C1048419	C1048420	C1048421	C1048422			
	70	ungefärbt	36		C1049419	C1049420	C1049421				
3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24 	70	violett	36			C1048234	C1048235	C1048236	C1048237		
	70	ungefärbt	36			C1049234	C1049235	C1049236			



* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
3/8 KREIS 30 mm  DS 30	70	violett	36			C1048246	C1048247	C1048248	C1048249		
	70	ungefärbt	36			C1049246	C1049247	C1049248			
	90	ungefärbt	36					C1049148			
3/8 KREIS 35 mm  DS 35	70	violett	36						C1048258		
3/8 KREIS 48 mm  DS 48	70	ungefärbt	36							C1049282	






3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP metric
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	
3/8 KREIS 7 mm  2 x DSMP 7	45	ungefärbt	36	C1049708	C1049709						
3/8 KREIS 11 mm  DSMP 11	45	violett	36		C1048685*						
	45	ungefärbt	36		C1049607	C1049608					

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	metric
3/8 KREIS 13 mm ▽ DSMP 13 	45	violett	36				C1048624*				
	45	ungefärbt	36		C1049618	C1049619	C1049620				
	70	violett	36			C1048723*					
3/8 KREIS 13 mm ▽ DSMP 13f 	45	ungefärbt	36		C1049617						
3/8 KREIS 16 mm ▽ DSMP 16 	45	ungefärbt	36			C1049525	C1049524				
	70	ungefärbt	36			C1049325	C1049326	C1049327			
3/8 KREIS 19 mm ▽ DSMP 19 	45	ungefärbt	36			C1049628	C1049629	C1049630			
	70	violett	36				C1048823	C1048824			
	70	ungefärbt	36			C1049528	C1049529	C1049530			
3/8 KREIS 24 mm ▽ DSMP 24 	45	ungefärbt	36					C1049656	C1049657		
	70	violett	36					C1048864	C1048865		
	70	ungefärbt	36				C1049555	C1049556	C1049554		

Nadel-Faden-Kombinationen








Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 15 mm ▼ HS 15 	45	violett	36	C1048203	C1048204						
	70	violett	36		C1048250						
1/2 KREIS 21 mm ▼ HS 21 	45	violett	36		C1048225	C1048226					
	70	ungefärbt	36			C1049425*					
1/2 KREIS 23 mm ▼ HS 23 	45	violett	36			C1048230					
	70	violett	36			C1048430	C1048431				
	70	ungefärbt	36			C1049430	C1049431	C1049432	C1049433		
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26 	70	violett	36			C1048241	C1048242	C1048243			
	70	ungefärbt	36			C1049440	C1049441				
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26s 	70	violett	36			C1048641*	C1048290	C1048291	C1048292		
	70	ungefärbt	36				C1049290				
	4x45	violett	36				C1078895*				
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26ss 	70	violett	36							C1048084	
1/2 KREIS 30 mm ▼ HS 30 	70	violett	36				C1048251	C1048252	C1048253		
	70	ungefärbt	36				C1049450	C1049451			

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37 	90	violett	36			C1048494	C1048495	C1048496	C1048497	C1048498	
	90	ungefärbt	36				C1049294	C1049295	C1049296	C1049297	
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37s 	70	violett	36				C1048294	C1048296	C1048297	C1048298	
	70	ungefärbt	36				C1049195	C1049196	C1049197		
	90	violett	36				C1048596	C1048582	C1048583	C1048599	
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37ss 	70	violett	36				C1048085	C1048086	C1048087		
1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40 	90	violett	36				C1048485	C1048486	C1048487	C1048488	
	70	violett	36				C1048267	C1048268	C1048269		
1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40s 	90	violett	36				C1048585	C1048586	C1048587	C1048588	

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	2/0	0	1	2	3	5	6	USP metric
				3	3,5	4	5	6	7	8	
1/2 KREIS 48 mm ▼ HS 48 	70	violett	36		C1048261	C1048262					
	70	violett	24							B1048697	
	90	violett	36		C1048461	C1048462	C1048463				
	90	ungefärbt	36		C1049362	C1049363	C1049364				
1/2 KREIS 55 mm ▼ HS 55 	70	violett	36				C1048227				

Gerade Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				1,5	2	3	3,5	4	
GERADE 13 mm ▼ GS 13 	45	violett	36	C1048211*					
GERADE 13 mm ▼ 2 x GS 13 	45	violett	36	C1048920					
GERADE 51 mm ▼ GS 51 	70	ungefärbt	36	C1049271					
GERADE 60 mm ▼ GS 60 	45	ungefärbt	36		C1049465				
	70	violett	36		C1048265	C1048266			
	70	ungefärbt	36	C1049280	C1049265	C1049267			

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen

Schneidende Nadel



Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet


geflochten

Gerade Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				1,5	2	3	3,5	4	metric
GERADE 75 mm ▼ GS 75 	70	violett	12				G1048923*		





3/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	metric
3/8 KREIS 10 mm ● DR 10 	45	violett	36	C1048101	C1048102*	C1048103					
3/8 KREIS 12 mm ● DR 12 	45	violett	36			C1048134					
	70	violett	36		C1048434	C1048435	C1048436*				
3/8 KREIS 18 mm ● DR 18 	70	violett	36				C1048150	C1048151			
3/8 KREIS 22 mm ● DR 22 	70	violett	36				C1048159	C1048160	C1048161		
3/8 KREIS 26 mm ● DR 26 	70	violett	36					C1048164	C1048165		

3/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 32 mm ● DR 32 	70	violett	36				C1048170	C1048171	C1048172	C1048173	

Nadel-Faden-Kombinationen




Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
1/2 KREIS 10 mm 	70	violett	36	C1048002	C1048003						
1/2 KREIS 13 mm 	45	violett	36	C1048449	C1048450	C1048451					
	45	ungefärbt	36	C1049405*							
	70	violett	36	C1048006	C1048007	C1048008					
	70	ungefärbt	36		C1049007	C1049008*					
	4x45	violett	36		C1048718*	C1048719					
	8x45	violett	6			M1078191					
1/2 KREIS 13 mm 	70	violett	36					C1048110	C1048111		
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36	C1048011	C1048012	C1048013	C1048014	C1048015			
	70	ungefärbt	36		C1049012	C1049013	C1049014				
	4x45	violett	36			C1078713	C1078714				
	4x45	ungefärbt	36			C1049713					
	8x45	violett	6			M1078185	M1078187				
	4x70	violett	36			C1078613	C1078614				

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit
▲ Take off (Abziehnadeln)

Nadel-Faden-Kombinationen













Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet









geflochten


1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
1/2 KREIS 17 mm 	8x70 	violett	6			M1078255					
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36				C1048904				
	90	violett	36		C1048869						
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36			C1048113	C1048114	C1048115	C1048116*	C1048118	
1/2 KREIS 22 mm 	20	violett	36				C1048069	C1048004			
	70	violett	36			C1048029	C1048030	C1048031	C1048032		
	70	ungefärbt	36			C1049029	C1049030				
	90	violett	36				C1048877				
	120	violett	36				C1048078	C1048880			
	4x45 	violett	36			C1078729	C1078730	C1078731			
	4x45 	ungefärbt	36				C1049730*				
	8x45 	violett	6			M1078177	M1078178	M1078180			
	4x70 	violett	24					B1078631			
	4x70 	violett	36			C1078629	C1078630				

Nadel-Faden-Kombinationen




Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten




1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
1/2 KREIS 22 mm 	8x70 	violett	6			M1078248	M1078249	M1078250			
1/2 KREIS 22 mm 	90	violett	36				C1048874	C1048875			
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36					C1048036	C1048037	C1048038	
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36						C1048937*		
1/2 KREIS 26 mm 	20	violett	36				C1048079	C1048018			
	45	violett	36			C1048010*					
	70	violett	36			C1048040	C1048041	C1048042	C1048043	C1048044	
	70	ungefärbt	36			C1049040	C1049041	C1049042			
	90	violett	36			C1048540	C1048541	C1048542	C1048543	C1048544	
	120	violett	36				C1048088	C1048067			
	4x45 	violett	36			C1078740	C1078741	C1078742			
	4x45 	ungefärbt	36				C1049741	C1049742*			

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit
 Take off (Abziehnadeln)


Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 26 mm ● HR 26 	8x45 ▲	violett	6		M1078170	M1078171	M1078172				
	4x70 ▲	violett	36		C1078640	C1078641	C1078642				
	8x70 ▲	violett	6		M1078237	M1078239	M1078241				
1/2 KREIS 26 mm ● 2 x HR 26 	90	violett	36			C1048901	C1048902				
	45	violett	36				C1048019				
1/2 KREIS 26 mm ● HR 26s 	70	violett	36			C1048089	C1048090	C1048091	C1048092	C1048093	
	70	ungefärbt	36				C1049090	C1049091			
	90	violett	36			C1048589	C1048590	C1048591	C1048592	C1048613	
	4x45 ▲	violett	24					B1078791	B1078792	B1078793	
	4x45 ▲	violett	36				C1078790				
	8x45 ▲	violett	6				M1078164	M1078165	M1078166	M1078167	
	4x70 ▲	violett	24					B1078691	B1078692	B1078693	
	8x70 ▲	violett	6					M1078232	M1078233	M1078234	
	70	violett	36					C1048791	C1048100		
	90	violett	36						C1048580		

Nadel-Faden-Kombinationen








Polyglykolsäure


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet




geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 26 mm  HR 26ss	4x45 ▲	violett	36				C1078810				
	8x45 ▲	violett	6				M1078160				
1/2 KREIS 30 mm  HR 30	70	violett	36			C1048046	C1048047	C1048048	C1048049	C1048045	
	90	violett	36				C1048447	C1048448			
	4x45 ▲	violett	24					B1078762			
	8x45 ▲	violett	6				M1078155				
	4x70 ▲	violett	24				B1078661	B1078662			
	8x70 ▲	violett	6				M1078229				
1/2 KREIS 30 mm  HR 30s	70	violett	36				C1078330	C1048548	C1048549		
1/2 KREIS 30 mm  HR 30ss	70	violett	36					C1048559			
	90	violett	36					C1048646			
	4x70 ▲	violett	24					B1078803*			
1/2 KREIS 37 mm  HR 37	70	violett	36			C1048050	C1048051	C1048052	C1048053		
	90	violett	36			C1048550	C1048551	C1048552	C1048553		
	4x45 ▲	violett	36			C1078769	C1078770				

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm 	8x45 ▲	violett	6			M1078145	M1078146				
	4x70 ▲	violett	24				B1078670				
	4x70 ▲	violett	36			C1078669					
	8x70 ▲	violett	6			M1078218					
1/2 KREIS 37 mm 	90	violett	36			C1048762*					
1/2 KREIS 37 mm 	70	violett	36			C1048094	C1048095	C1048096	C1048097	C1048098	
	70	ungefärbt	36			C1049099	C1049095	C1049096	C1049097		
	90	violett	36			C1048955	C1048595	C1048956	C1048597	C1048598	
	90	ungefärbt	36			C1049594	C1049595	C1049596	C1049597		
	4x45 ▲	violett	36			C1078794	C1078795				
	4x45 ▲	ungefärbt	36			C1049794	C1049795				
	4x45 ▲	violett	24					B1078796	B1078797	B1078798	
	4x45 ▲	ungefärbt	24					B1049796	B1049797		
	8x45 ▲	violett	6			M1078135	M1078136	M1078137	M1078139	M1078140	

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel



Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm HR 37s	4x70 ▲	violett	36					C1078696			
	4x70 ▲	violett	24				B1078695		B1078697	B1078698	
	4x70 ▲	ungefärbt	24					B1049696	B1049697		
	8x70 ▲	violett	6				M1078212	M1078213	M1078214	M1078215	
	4x90	violett	24					B1078652*			
1/2 KREIS 37 mm HR 37ss	70	violett	36					C1048122	C1048123		
	90	violett	36					C1048576	C1048577	C1048655*	
	4x45 ▲	violett	24					B1078806	B1078807		
	8x45 ▲	violett	6					M1078131	M1078132		
1/2 KREIS 40 mm HR 40s	70	violett	36				C1048055	C1048056	C1048057	C1048058	
	70	ungefärbt	36					C1049058*			
	90	violett	36			C1048466	C1048467	C1048556	C1048557	C1048558	
	90	ungefärbt	36			C1049466	C1049467	C1049559	C1049557	C1049558	
	4x45 ▲	violett	24					B1078766	B1078767	B1078768	
	8x45 ▲	violett	6					M1078116	M1078117	M1078118	
	4x70 ▲	violett	24						B1078667	B1078668	

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel



Polyglykolsäure


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet






geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 40 mm HR 40s	4x70 ▲	ungefärbt	24			B1049610*			
	8x70 ▲	violett	6				M1078207	M1078208	
1/2 KREIS 40 mm – Schlinge HR 40s	150	violett	24				B1048350		
1/2 KREIS 43 mm HR 43	70	violett	36			C1048946	C1048947	C1048948	
	90	violett	36				C1048847	C1048848	
	4x45 ▲	violett	24				B1078781	B1078782	
	8x45 ▲	violett	6				M1078110	M1078111	
1/2 KREIS 48 mm HR 48	70	violett	36	C1048099	C1048060	C1048061	C1048062	C1048063	
	90	violett	36		C1048560	C1048561	C1048562	C1048563	
	90	ungefärbt	36			C1049561	C1049562		
	120	violett	24						B1048779*
	4x45 ▲	violett	24			B1078785*	B1078786	B1078787	B1078788
	4x45 ▲	ungefärbt	24			B1049786			
	8x45 ▲	violett	6			M1078101	M1078102	M1078103	M1078104


Nadel-Faden-Kombinationen





Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten




1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 48 mm ● HR 48 	4x70 ▲	violett	24						B1078688
	8x70 ▲	violett	6						M1078204
1/2 KREIS 60 mm ● HR 60 	70	violett	36				C1048066	C1048068	
1/2 KREIS 60 mm - Schlinge ● HR 60 	150	violett	24						B1048380
1/2 KREIS 65 mm ● HR 65 	90	violett	24						B1048640
	150	violett	24						B1048940
	4x70	violett	24						B1078655 B1078656
	8x70	violett	6						M1078199 M1078200
1/2 KREIS 65 mm - Schlinge ● HR 65 	150	violett	24						B1048919
	240	violett	24						B1048930

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 70 mm ● HR 70 	70	violett	36				C1048183		
1/2 KREIS 76 mm ● HR 76 	70	violett	24		B1048074	B1048075	B1048076	B1048077	
	90	violett	24				B1048579*		

5/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
5/8 KREIS 26 mm ● FR 26 	70	violett	36				C1048414	C1048415	C1048416	C1048417	
	90	violett	36					C1048775			
	120	violett	36					C1048776*	C1048777*		
5/8 KREIS 26 mm ● 2 x FR 26 	70	violett	36			C1048813		C1048815	C1048817		
	90	violett	36					C1048820	C1048828		
5/8 KREIS 36 mm ● FR 36 	70	violett	36					C1048425	C1048426	C1048427	

Nadel-Faden-Kombinationen




Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

5/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
5/8 KREIS 40 mm FR 40	70	violett	36						C1048490	C1048491	
	90	violett	36						C1048866	C1048867	
5/8 KREIS 40 mm 2 x FR 40	90	violett	36						C1048886*		




Hook Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
HOOK 30 mm JR 30	70	violett	36					C1048475			
HOOK 40 mm JR 40s	70	violett	36							C1048478	
	120	violett	36						C1048197*		




* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

Ski Nadel Rundkörper		Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	USP metric
KREIS 19 mm 	● SKR 19	20	violett	36			C1048752					
		120	violett	36			C1048755	C1048756	C1048757			
KREIS 26 mm 	● SKR 26	20	violett	36				C1048746	C1048749			
		120	violett	36				C1048744	C1048751			
KREIS 26 mm – Schlinge 	● SKR 26	40	violett	36				C1048745				

Gerade Rundkörper		Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	USP metric
GERADE 19 mm 	● GR 19	20	violett	36			C1048281	C1048284				
		40	violett	36			C1048945*					
GERADE 19 mm 	● 2 x GR 19	35	violett	36			C1048943*					
GERADE 51 mm 	● GR 51	90	violett	36					C1048185			

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit kurzer, schneidender Spitze






Polyglykolsäure



mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				1,5	2	3	3,5	4	
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36	C1048325*	C1048326*				
1/2 KREIS 26 mm 	70	violett	36		C1048335*	C1048336*			

Asymptotisch Rundkörper, kurze schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP
				2	3	3,5	4	5	
ASYMPTOT. 24 mm 	120	violett	36		C1048807				

Hook Rundkörper kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				1,5	2	3	3,5	4	
HOOK 30 mm 	70	violett	36					C1048476	
	120	violett	36			C1048193*	C1048194		
HOOK 30 mm 	45	violett	36			C1048195*	C1048479		
	60	violett	36			C1048483*	C1048482		

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze










Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36	C1048312	C1048313	C1048314	C1048315	C1048316			
1/2 KREIS 20 mm 	70	violett	36				C1048785				
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36		C1048329	C1048330	C1048331	C1048332	C1048333		
1/2 KREIS 26 mm 	70	violett	36			C1048341	C1048342	C1048343			
1/2 KREIS 26 mm 	70	violett	36				C1048441		C1048444		
	70	ungefärbt	36						C1049444		
1/2 KREIS 30 mm 	70	violett	36			C1048373	C1048372	C1048371	C1048374		
1/2 KREIS 30 mm 	90	violett	36						C1048375		

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze









Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm  HRT 37	70	violett	36				C1048392	C1048393	C1048391		
	90	violett	36			C1048650	C1048651	C1048652	C1048653	C1048654	
	90	ungefärbt	36				C1049662	C1049663	C1049664	C1049665	
1/2 KREIS 37 mm  HRT 37s	70	violett	36				C1048395	C1048396	C1048397		
	90	violett	36				C1048532	C1048533	C1048534	C1048535	
1/2 KREIS 40 mm  HRT 40	70	violett	36				C1048023	C1048024			

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric	
				2	3	3,5	4	5		
1/2 KREIS 40 mm  HRT 40s	70	violett	36						C1048484	
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43	90	violett	36		C1048997				C1048472	
1/2 KREIS 43 mm – Schlinge  HRT 43	150	violett	36			C1048346				
	150	violett	24						B1048347	

Nadel-Faden-Kombinationen











Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze



Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43s 	70	violett	36				C1048474	C1048353	
	90	violett	36					C1048473	
1/2 KREIS 43 mm - Schlinge  HRT 43s 	150	violett	24			B1048356	B1048357		
1/2 KREIS 48 mm  HRT 48 	70	violett	36				C1048402		
	90	violett	36			C1048501	C1048502	C1048503	
1/2 KREIS 48 mm - Schlinge  HRT 48 	150	violett	24				B1048370	B1048918	
1/2 KREIS 80 mm  HRT 80 	90	violett	12				G1048788		

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze







Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

3/8 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 18 mm 	70	violett	36			C1048320	C1048321				
3/8 KREIS 22 mm 	70	violett	36				C1048377				
3/8 KREIS 26 mm 	70	violett	36					C1048383			
3/8 KREIS 32 mm 	70	violett	36					C1048386	C1048387	C1048309	

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit stumpfer Spitze








Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper, stumpfe Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 35 mm 	70	violett	36		C1048517				
1/2 KREIS 40 mm 	90	violett	36			C1048636	C1048637		
1/2 KREIS 45 mm 	90	violett	36				C1048647		
1/2 KREIS 50 mm 	90	violett	36			C1048663	C1048664		
1/2 KREIS 50 mm 	90	violett	36				C1048228	C1048229	






Nadel-Faden-Kombinationen

Polyglykolsäure

mittelfristig reißfest, resorbierbar











beschichtet

geflochten

Mikronadeln	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	USP
				0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	metric
3/8 KREIS 5 mm  DRm 5 Länge 5,0 mm Kurve 135° Microns 100	15	violett	12	G1048140*							
3/8 KREIS 6 mm  DRm 6 Länge 6,4 mm Kurve 135° Microns 140	20	violett	12			G1048145					
3/8 KREIS 6 mm  DLm 6 Länge 6,1 mm Kurve 140° Microns 150	8	violett	12	G1048610	G1048611						
	15	violett	12			G1048615					
	15	ungefärbt	12			G1049615*					
3/8 KREIS 6 mm  2 x DLm 6 Länge 6,1 mm Kurve 140° Microns 150	30	violett	12	G1048700*		G1048702					
3/8 KREIS 6 mm  DLm 6s Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200	30	violett	12			G1048620	G1048621				
3/8 KREIS 6 mm  2 x DLm 6s Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200	30	violett	12	G1048717*	G1048714*	G1048710					
	45	violett	12			G1048711					





Nadel-Faden-Kombinationen

Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

Mikronadeln	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	USP
				0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	metric
1/2 KREIS 6 mm  2 x HLM 6  Länge 5,6 mm Kurve 160° Microns 150	30	violett	12			G1048715					
1/2 KREIS 8 mm  2 x HLM 8  Länge 8,0 mm Kurve 180° Microns 330	45	violett	12					G1048966			
1/8 KREIS 6 mm  SLm 6  Länge 6,1 mm Kurve 44° Microns 150	8	violett	12	G1048600*							
1/4 KREIS 6 mm  2 x VLM 6  Länge 6,0 mm Kurve 90° Microns 240	30	violett	12					G1048616			
1/4 KREIS 8 mm  VLM 8  Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330	45	violett	12					G1048778			

Nadel-Faden-Kombinationen

Polyglykolsäure
mittelfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

Mikronadeln	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	USP
				0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	metric
1/4 KREIS 8 mm  2 x VLM 8  Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330/430	30	violett	12					G1048992*			
	30	ungefärbt	12					G1049763*			
	45	violett	12					G1048734	G1048735	G1048736	
	45	ungefärbt	12					G1049734			
1/4 KREIS 10 mm  2 x VLM 10  Länge 10,0 mm Kurve 90° Microns 330	45	violett	12					G1048738*			

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Produktmarke Safil ist eine eingetragene
Marken der B. Braun Melsungen AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser
Prospekt darf ausschließlich zur Information
über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Prospekt Nr. B10401

0213/2/2