


Nahtmaterialsets

Einfach, komfortabel, schnell



Sutures

Nahtmaterialsets

Einfach, komfortabel, schnell



Ventreofil®



Cervix Set



Parenchyma Set



Dermaset



Securex®



Ear Set



Sternum Set



Tendo-Loop



Electrode Set



Tendofil®



Surgical Loop



Patella Set



Episio Set



Pro-Set

B. Braun verfügt über ein komplettes und innovatives Sortiment an chirurgischem Nahtmaterial – auch als **Nahtmaterialset**.

Die **indikationsbezogenen Spezialnahtsets**, mit der jeweiligen Farbkodierung, verhelfen zur einfachen Identifikation. Durch den Komfort der Komplettssets können Eingriffe standardisiert und OP-Zeiten verkürzt werden.

Gemäß unserer Philosophie, die Effizienz im Krankenhaus zu steigern, bieten wir die Dienstleistung **Pro-Set** an. Pro-Set ist ein individuell zusammengestelltes Nahtmaterialset, welches die OP-Vorbereitung vereinfacht und verkürzt.

Nahtmaterialsets

- Ventrofil® – Entlastungsnahtset zur Reduktion von Wundrupturen 5
- Parenchyma Set – für parenchymatöse Organe 6
- Securex® – für die intrakutane Naht 7

Speziell für die Herz- und Gefäßchirurgie

- Sternum Set – für den Sternumverschluss 8
- Electrode Set – für die Kontrolle und Behandlung von Arrhythmien 9
- Surgical Loop – zum Anschlingen von Gefäßen, Nerven, Sehnen und Ureter 10

Speziell für die Gynäkologie

- Episio Set – für Episiotomien 11
- Cervix Set – für die Behandlung der Cervixinsuffizienz 12

Speziell für die Plastische Chirurgie

- Dermaset – für die Fixierung von Hauttransplantaten 13
- Ear Set – für die Ohrrekonstruktion 14

Speziell für Sehnennähte

- Tendo-Loop – für die Sehnennaht nach Tsuge 15
- Tendofil® – für die Sehnennaht nach Lengemann 16

Speziell für die Orthopädie

- Patella Set – für die Cerclage bei Patellafrakturen 17

Pro-Set

- Pro-Set – Kundenindividuell angefertigte Nahtmaterialsets 18

Ventrofil®

Entlastungsnahtset zur Reduktion von Wundrupturen



Ventrofil® ist ein ummantelter Edelstahldraht zur Behandlung und Prophylaxe von Wundrupturen bei Risikopatienten.

Indikation

Ventrofil® ist indiziert bei allen Risikopatienten mit:

- Drohenden Wundheilungsstörungen
- Peritonitis
- Notfall-Laparotomien
- Re-Laparotomien
- Bronchopulmonalen Infektionen
- Lang andauernden Eingriffen
- Gerinnungsstörungen

Eigenschaften

- Stabilität und Auflagesicherheit durch Polyethylenplatten
- Einfache Technik
- Gute Gewebeerträglichkeit
- Einfache Fadenfixierung in den Einkerbungen der Polyethylenplatten

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	Polyethylen
Fadenaufbau	gedreht
Farbe	metallisch
Stärke	1,3 mm
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung

Steelex®	Zubehör	Länge cm	Durchmesser	Stck. Pack	
	2 Polyethylen-Platten	75 cm	1,3 mm	4	993042
	2 Polyethylen-Platten	90 cm	1,3 mm	4	993034

Parenchyma Set

für parenchymatöse Organe



Das Parenchyma Set besteht aus einem flachen, geschmeidigen Safil®-Band. Aufgrund seiner Geschmeidigkeit wird das Einschneiden und die Devitalisierung parenchymatöser Organe reduziert.

Indikation

Parenchyma Set ist indiziert für die Adaption parenchymatöser Organe.

Eigenschaften


- Hervorragende Flexibilität und Geschmeidigkeit
- Schonung des Parenchym
- Gute Gewebeverträglichkeit

Material	Polyglykolsäure resorbierbar
Beschichtung	Polyglykonat
Fadenaufbau	geflochten
Farbe	violett
Stärke	3 mm breites Band
Sterilisation	Ethylenoxid

Safil® Band	Länge cm	Breite mm	Stck. Pack	
1/2 KREIS 45 mm  HRN 45	60 cm	0,3 mm	6 Sets	M0998520
1/2 KREIS 65 mm  HRN 65	60 cm	0,3 mm	6 Sets	M0998490
1/2 KREIS 85 mm  HRN 85	60 cm	0,3 mm	6 Sets	M0998295

Securex®

für die intrakutane Naht



Securex® besteht aus einem Premilene® Polypropylen Faden armiert mit einer schneidenden Nadel. Durch die Befestigungsclips wird das Legen von Knoten bei der Intrakutannaht überflüssig und vereinfacht somit die Naht.

Indikation

Securex® ist indiziert für Wunden in Bereichen, in welchen exzellente kosmetische Ergebnisse gewünscht werden.

Eigenschaften

- Exzellentes kosmetisches Ergebnis
- Schnelle, einfache Handhabung
- Einfache Fadenfixierung durch Befestigungsclips

Material	Polypropylen
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	monofil
Farbe	blau
Stärke	USP 4/0 bis 2/0
Sterilisation	Ethylenoxid

Premilene®	Zubehör	Länge cm	Stck. Pack	USP 4/0 metric 2	USP 3/0 metric 3	USP 2/0 metric 3
3/8 KREIS 16 mm ▼ DS 16 		45 cm	12	G0994113		
3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19 		45 cm	12	G0994211	G0994229	
3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24 		45 cm	12	G0994318	G0994326	G0994334
3/8 KREIS 19 mm ▼ DSMP 19 		45 cm	12	G0994768	G0994776	
3/8 KREIS 24 mm ▼ DSMP 24 		45 cm	12		G0994873	G0994882
GERADE 51 mm ▼ GS 51 		45 cm	12	G0994610	G0994628	G0994636

Sternum Set

für den Sternumverschluss



Das Sternum Set besteht aus mehreren monofilen Edelstahl-
drähten und ist mit festen oder rotierenden Nadeln verfügbar.



Indikation

Das Sternum Set ist indiziert für den Verschluss des
Sternums nach Sternotomie.

Eigenschaften


- Sehr gute Gewebeverträglichkeit
- Sichere Nadel-Faden Armierung speziell für den Sternumverschluss
- Hochwertige Nadeln mit hoher Biege- und Bruchfestigkeit ermöglichen ein exzellentes Penetrationsverhalten
- Langpackung für einfaches Handling

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	monofil
Farbe	metallisch
Stärke	USP 4 - USP 7
Sterilisation	Ethylenoxid

Steelex®	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	Feste Nadel	Axial Nadel
1/2 KREIS 48 mm  HRS 48	4 x 45 cm	4 (6)	12	G0617784	G0617792
	4 x 45 cm	5 (7)	12	G0617717	G0617733
	4 x 45 cm	6 (8)	12	G0617814	G0617806
	4 x 45 cm	7 (9)	12	G0617795	G0617796
1/2 KREIS 60 mm  HRS 60	4 x 45 cm	5 (7)	12	G0617742	G0617741
	2 x 75 cm	5 (7)	12	G0617776	G0617750

Electrode Set

für die Kontrolle und Behandlung von Arrhythmien



Das Electrode Set ist ein einpoliger Herzschrittmacherdraht zur temporären Elektrostimulation nach einer offenen Herzchirurgie. Es besteht aus geflochtenem Edelstahldraht mit einer Isolierschicht aus Polyethylen.






Indikation

Das Steelix® Electrode Set ist indiziert zur Kontrolle und Behandlung von Arrhythmien in Verbindung mit einem externen Schrittmacher in der post-operativen Phase einer offenen Herzoperation.

Eigenschaften

- Hohe Haltefestigkeit und Flexibilität
- Multifilamentärer Aufbau für eine einfache Handhabung
- Hohe Geschmeidigkeit
- Break-off Nadel für eine gute Verbindung mit dem Schrittmacher

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	Polyethylen
Fadenaufbau	gedreht
Farbe	metallisch
Stärke	USP 0 - USP 3/0
Sterilisation	Ethylenoxid

Nadel	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
	60 cm	3/0 (2)	36	C0992054
	60 cm	3/0 (2)	36	C0992038
	60 cm	3/0 (2)	36	C0992046
	60 cm	2/0 (3)	36	C0992097
	60 cm	0 (3.5)	36	C0992100
	60 cm	3/0 (2)	36	C0992062
	60 cm	3/0 (2)	36	C0992070

Surgical Loop

zum Anschlingen von Gefäßen, Nerven, Sehnen und Ureter




Surgical Loop ist ein Retraktionsband aus Silikon oder Polyester zur Anschlingung und Kennzeichnung von Organen und Gefäßen.

Indikation

Surgical Loop ist indiziert:

- Für das Anschlingen und die mechanische Unterstützung von Organen
- Für die Isolation und das Anschlingen von Blutgefäßen, Sehnen und Nerven
- Zur Kennzeichnung von Geweben
- Zur Abbindung der Nabelschnur bei Neugeborenen

Material	Silikon, Polyester
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	Silikon: monofil, Polyester: geflochten
Farbe	weiß, blau, grün, gelb, rot
Stärke	1,2 mm - 2,5 mm (Silikon) 3,2 mm - 4 mm (Polyester)
Sterilisation	Ethylenoxid

Röntgenfähiger Silikonschlauch	Länge cm	Stck. Pack	Farbe			
			weiß	blau	gelb	rot
1,5 mm	2 x 45 cm	24	B1095048	B1095021	B1095030	B1095013
2,5 mm	2 x 45 cm	24	B1095145	B1095129	B1095137	B1095110
1,2 mm	2 x 45 cm	24	B1095552 (mit Nadel DRN 25) DRN 25 			
Polyestergeflochtenes Band	Länge cm	Stck. Pack	Farbe			
			grün			
3,2 mm	2 x 75 cm	24	B1094904			
4 mm	75 cm	24	B1094912			

Episio Set

für Episiotomien



Das Episio Set enthält alle Nadel-Faden Kombinationen für die Episiotomienahrt in einer Folie.





Indikation

Episio Set ist indiziert für den Verschluss von Episiotomien.

Eigenschaften

- Hohe Ausgangsreißfestigkeit
- Geschmeidiger Durchzug durch das Gewebe
- Kurzfristiges Reißfestigkeitsprofil:
 - 50 % Reißfestigkeit nach 5 Tagen
- Vollständige Resorption innerhalb von ca. 42 Tagen

Material	Polyglykolsäure resorbierbar
Beschichtung	Polyglykonat
Fadenaufbau	geflochten
Farbe	ungefärbt
Stärke	Kombination aus USP 2/0 - USP 0
Sterilisation	Ethylenoxid

Safil® Quick+	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
3/8 KREIS 24 mm  DS 24	70 cm	2/0 (3)	36	C1046910
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43	90 cm	0 (3.5)		
3/8 KREIS 24 mm  DS 24	70 cm	2/0 (3)	24	B1046911
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43	90 cm	0 (3.5)		
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43	90 cm	0 (3.5)		

Cervix Set

für die Behandlung der Cervixinsuffizienz



Durch die Anwendung des Cervix Set wird das Klaffen einer insuffizienten Cervix Uteri verhindert und so die Gefahr einer frühzeitigen Wehentätigkeit und eine damit verbundene Auslösung eines Spätabortes bzw. einer Frühgeburt vermindert.

Indikation




Cervix Set ist indiziert bei der Behandlung der Cervixinsuffizienz nach:

- Shirodkar
- McDonald (Tabaksbeutelnaht)
- Wurm-Hefner (Matratzen- oder U-Naht)

Eigenschaften

- Verfügbar als Polyesterband bzw. Polyesterfaden doppelt armiert mit stumpfen Rundkörpernadeln oder Trokarspitze für die unterschiedlichen Techniken
- Stabiler Verschluss der Cervix

Material	Polyester
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	geflochten
Farbe	grün/weiß
Stärke	USP 6, 0,5 cm
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung

Dagrofil® Shirodkar Technik	Länge cm	Farbe & Struktur	USP (metric)	Stck. Pack	
1/2 KREIS 45 mm ○ 2 x HRN 45 	50 cm	grüner Faden	6	6	997064
	50 cm	weißes Band	0,5 cm	6	997145
1/2 KREIS 65 mm ○ 2 x HRN 65 	50 cm	grüner Faden	6	12	996076
	50 cm	weißes Band	0,5 cm	12	996173
Dagrofil® Mc. Donald/Wurm-Hefner Technik	Länge cm	Farbe & Struktur	USP (metric)	Stck. Pack	
1/2 KREIS 48 mm ⊕ 2 x HRT 48 	75 cm	grüner Faden	6	12	997307

DermaSet

für die Fixierung von Hauttransplantaten



Das DermaSet ist ein Spezialnahtset für die Fixierung von Hauttransplantaten.

Das Set besteht aus:

- Acht Premilene® Polypropylenfäden, doppelt armiert mit einer gebogenen schneidenden und einer geraden, stumpfen Nadel
- Zubehör: Polyurethanröhre und eine Polyethylenklemme

Indikation

- Hauttransplantation nach Exzision von Hauttumoren
- Hauttransplantation nach Verbrennungen
- Rekonstruktion der Areola nach Brustaufbau und Brustreduktion

Material	Polypropylen
	nicht resorbierbar
Beschichtung	–
Fadenaufbau	monofil
Farbe	blau
Stärke	USP 4/0 bis USP 2/0
Sterilisation	Ethylenoxid

Eigenschaften

- Kontrollierbarkeit des Heilungszustandes des Hauttransplantats
- Einfache Standard-Technik
- Gleiche Spannung auf allen Fäden und gleichmäßig verteilter Zug auf der gesamten Transplantatoberfläche
- Verwendung auch bei kleinen Transplantaten möglich

Premilene®	Zubehör	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
		8 x 15 cm	2/0 (3)	12	G0090999
		8 x 15 cm	4/0 (1.5)	12	G0091000

Ear Set

für die Ohrrekonstruktion



Das Ear Set ist ein Spezialnahtset zur Rekonstruktion der Ohrmuschel unter Verwendung von Rippenknorpel.

Das Set besteht aus:

- 5 Steelex® Edelstahlfäden, doppelt armiert mit einer geraden, schneidenden Nadel
- Zubehör: 2 gerade schneidende Nadeln zur Fixierung des Knorpelgerüsts



Indikation

Ear Set ist indiziert für die Rekonstruktion der Ohrmuschel.

Eigenschaften

- Exzellente Gewebeverträglichkeit
- Stabilität des Knorpelimplantats durch Stahldraht

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	monofil
Farbe	metallisch
Stärke	USP 5/0
Sterilisation	Ethylenoxid

Steelex®	Zubehör	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
GERADE 20 mm ▼ 2 x GS 20 	2 Fixationsnadeln 	5 x 15 cm	5/0 (1)	12	G0599727

Tendo-Loop

für die Sehnennaht nach Tsuge



Tendo-Loop ist eine Polyesterschlinge speziell für die Adaption rupturierter Sehnen nach Tsuge. Es ermöglicht die schnelle und exakte Adaption der Sehnenenden.


Indikation

- Akute Sehnennähte
- Beugesehnen
- Strecksehnen

Eigenschaften

- Exakte Adaptation der Sehnenenden
- Keine Störung der Mikrozirkulation
- Hohe Reißfestigkeit
- Atraumatische Naht
- Hervorragende Fixierung des Fadens im Gewebe
- Geringes Risiko von Verklebungen, Vernarbungen oder Sehnendehiszenzen

Material	Polyester
	nicht resorbierbar
Beschichtung	Silikon
Fadenaufbau	geflochten
Farbe	grün
Stärke	USP 4/0 bis 3/0
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung

PremiCron®	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
3/8 KREIS 18 mm 	30 cm	4/0 (1.5)	24	992178
	30 cm	3/0 (2)	24	992186

Tendofil®

für die Sehnennaht nach Lengemann



Tendofil ist ein Spezialnahtset für die Adaption rupturierter Sehnen nach Lengemann.

Das Set besteht aus:

- Steelex® Edelstahldraht doppelt armiert mit einer geraden und einer gebogenen, schneidenden Nadel
- Einer perforierten Silikonscheibe und zwei perforierten Metallscheiben
- Zubehör: Zwei Silikon – und vier Metallscheiben sowie zwei Bleikugeln

Indikation

Tendofil ist indiziert zur Doppeldrahtsehnennaht nach Lengemann zur Behandlung:

- rupturierter, nicht zu stark belasteter Beugesehnen
- rupturierter starker Streckersehnen

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	–
Fadenaufbau	gedreht
Farbe	metallisch
Stärke	USP 3/0
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung

Eigenschaften

- Stabilität der Sehnennaht durch Stahldraht
- Exzellente Gewebeerträglichkeit

Steelex®	Zubehör	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
	2 V2A-Scheiben 1 Butyl-Scheibe	2 x 40 cm	3/0 (2)	12	992127
	2 Bleikugeln mit Loch 2 V2A-Scheiben (1 Loch) 2 V2A-Scheiben (2 Löcher) 2 Butyl-Scheiben (1 Loch)			24	992992

Patella Set

für die Cerclage bei Patellafrakturen



Das Patella Set ist ein Spezialnahtset zur Behandlung von Patellafrakturen. Es besteht aus Steelex® Edelstahldraht armiert mit einer gebogenen, schneidenden Nadel.

Indikation


Patella Set ist indiziert bei allen Frakturen der Patella, die mit einer Osteosynthese mittels

- Zuggurtung
 - Cerclage
- sowie Kombinationen aus diesen oder in Verbindung z. B. mit Kirschner-Drähten versorgt werden.

Eigenschaften

- Dauerhafte Stabilität der Patella durch Stahldraht
- Exzellente Gewebeverträglichkeit

Material	rostfreier Edelstahl
	nicht resorbierbar
Beschichtung	-
Fadenaufbau	monofil
Farbe	metallisch
Stärke	USP 7
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung

Steelex®	Länge cm	USP (metric)	Stck. Pack	
	60 cm	7 (9)	12	991120

Pro-Set

Kundenindividuell angefertigte Nahtmaterialsets

Pro-Sets sind indikationsbezogene, individuell zusammenstellbare Komplett-Sets, mit allen benötigten Nahtmaterialien in einer gebrauchsfertigen, sterilen Verpackung.

Pro-Set stellt dabei die Kundenwünsche in den Mittelpunkt: Auf Basis einer Bedarfsanalyse erfolgt – pro definiertem Eingriff – ein Pro-Set Vorschlag, der in Materialzusammensetzung und Packreihenfolge ganz den persönlichen Anforderungen des Anwenders entspricht.

Vorteile von Pro-Set:

- Effiziente und einfache Arbeitsabläufe
- Kostenreduktion durch Prozessoptimierung
- Bedarfsgerechte Verpackung
- Reduzierte Lagerhaltung
- Transparente Kostenübersicht



Mini-Pack

- Für bis zu 8 Nahtmaterialfolien
- Verpackt in steriler Peel-Folie



Display-Pack

- Single-Display: bis 14 Nahtmaterialfolien
- Double-Display: bis 18 Nahtmaterialfolien
- Verpackt in sterilem Blister



Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser
Prospekt darf ausschließlich zur Information
über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.