

Safil[®] Quick

Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration

Kurzfristig reißfestes, resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyglykolsäure



Sutures

Safil® Quick

Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration


Eigenschaften

- Hohe Reißfestigkeit
- Weich und geschmeidig
- Geringeres Gewebetrauma für eine optimierte Wundheilung
- Hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen

Indikationen

Safil® Quick ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis geflochtene, synthetische, kurzfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders bei folgenden Indikationen:

- Episiotomien (Gynäkologie)
- Phimosen (Urologie)
- Schleimhäute in der Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie



| Tage nach der Implantation | verbleibende Reißkraft |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Tag | 100 % |
| 5 Tage | 50 % |
| ca. 42 Tage | vollständige Resorption |

Safil® *Quick* ist ein kurzfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyglykolsäure.

Easyslide Nadel Qualität

Der abgeflachte Nadelkörper und die hochwertige Stahllegierung L300 Quality Steel garantieren eine hohe Biege- und Bruchfestigkeit.

Nadelspitze und Oberflächenbeschaffenheit erlauben ein außerordentlich gutes Penetrationsverhalten, auch nach wiederholtem Durchstechen.

Safil® Quick

Die bewährte PGA Nahtmaterialgeneration

Safil® Quick ist mit der
herausragenden **Easyslide** Nadel
ausgestattet.

Exzellentes Penetrations-
verhalten, auch nach
wiederholtem Durchstechen

Atraumatischer
Nadel-Faden-Übergang

Hohe Biegesteifigkeit

L300 Quality Steel

Safil® Quick

Eigenschaften

| | |
|---------------|-----------------|
| Material | Polyglykolsäure |
| | resorbierbar |
| Beschichtung | Polyglykonat |
| Fadenaufbau | geflochten |
| Farbe | ungefärbt |
| Stärke | USP 2 – USP 7/0 |
| Sterilisation | Ethylenoxid |



Safil® Quick

Kurzfäden

Polyglykolsäure

kurzfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

| Kurzfäden | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|-----------|-------------|-----------|----------------|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| | 3x45 | ungefärbt | 36 | | | C1037625 | C1037626 | C1037627 | C1037628 | C1037629* | |
| | 6x45 | ungefärbt | 36 | | C1037004 | C1037005 | C1037006 | C1037007 | | C1037009* | |
| | 10x45 | ungefärbt | 24 | | | | | | B1037688* | | |
| | 2x70 | ungefärbt | 36 | | | C1037025* | C1037026 | C1037027 | C1037028* | C1037029* | |
| | 5x70 | ungefärbt | 36 | | C1037444 | C1037445 | C1037446 | C1037447 | C1037448 | C1037449 | |

| Ligatur-Handspule | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| | 1x250 | ungefärbt | 12 | | | G1037015 | G1037016 | G1037017 | G1037018 | G1037020 | |

Safil® Quick

Nadel-Faden-Kombinationen

Schneidende Nadel












Polyglykolsäure

kurzfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

| 3/8 Kreis Schneidend | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|---|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| 3/8 KREIS 12 mm ▼ DS 12  | 70 | ungefärbt | 36 | C1046202 | C1046203 | | | | | | |
| 3/8 KREIS 16 mm ▼ DS 16  | 45 | ungefärbt | 36 | C1046412* | | | | | | | |
| | 70 | ungefärbt | 36 | C1046212 | C1046213 | C1046214 | | | | | |
| 3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19  | 45 | ungefärbt | 36 | | C1046220 | C1046221 | | | | | |
| | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046420 | C1046421 | C1046422 | | | | |
| 3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24  | 45 | ungefärbt | 36 | | | C1046535 | C1046536 | | | | |
| | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046234 | C1046235 | C1046236 | | | | |
| 3/8 KREIS 30 mm ▼ DS 30  | 90 | ungefärbt | 36 | | | | C1046246 | C1046247 | C1046248 | | |

| 3/8 Kreis Schneidend Mikrospritze | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | USP metric |
|---|-------------|-----------|----------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|---------------|
| | | | | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | |
| 3/8 KREIS 11 mm ▼ DSMP 11  | 45 | ungefärbt | 36 | | C1046607 | | | | | | |
| | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046603 | | | | | | |
| 3/8 KREIS 13 mm ▼ DSMP 13  | 45 | ungefärbt | 36 | | | C1046619 | C1046620 | | | | |
| 3/8 KREIS 19 mm ▼ DSMP 19  | 45 | ungefärbt | 36 | | | | C1046629 | C1046630 | C1046631 | | |
| | 70 | ungefärbt | 36 | | | | C1046529 | C1046530 | C1046531 | | |
| 3/8 KREIS 24 mm ▼ DSMP 24  | 70 | ungefärbt | 36 | | | | | C1046657 | C1046658 | | |

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Safil® Quick

Nadel-Faden-Kombinationen

Schneidende Nadel










Polyglykolsäure

kurzfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

| 1/2 Kreis Schneidend | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|--|-------------|-----------|----------------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| 1/2 KREIS 15 mm ▼ HS 15  | 45 | ungefärbt | 36 | | C1046204* | | | | | | |
| 1/2 KREIS 18 mm ▼ HS 18  | 45 | ungefärbt | 36 | | C1046226 | | | | | | |
| 1/2 KREIS 23 mm ▼ HS 23  | 45 | ungefärbt | 36 | | C1046229 | C1046230 | | | | | |
| 1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37s  | 90 | ungefärbt | 36 | | | | C1046240 | C1046241 | C1046242 | | |
| 1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40s  | 90 | ungefärbt | 36 | | | | | | | C1046587 | |
| 1/2 KREIS 48 mm ▼ HS 48  | 90 | ungefärbt | 36 | | | | | C1046525 | | | |

| Gerade Schneidend | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|--|-------------|-----------|----------------|-----|----------|----------|----------|----------|---|---|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| GERADE 51 mm ▼ GS 51  | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046271 | C1046272 | C1046273 | C1046274 | | | |

Safil® Quick

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel











Polyglykolsäure

kurzfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

| 1/2 Kreis Rundkörper | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP metric |
|---|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| 1/2 KREIS 13 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | C1046002 | | | | | | | |
| 1/2 KREIS 17 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | C1046012 | C1046013 | C1046014 | | | | | |
| 1/2 KREIS 22 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046029 | C1046030 | C1046031 | | | | |
| 1/2 KREIS 26 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | C1046039* | C1046040 | C1046041 | C1046042 | C1046043 | | | |
| 1/2 KREIS 26 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | | | | C1046090 | C1046091 | C1046092 | | |
| 1/2 KREIS 30 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | | | | C1046047 | C1046048 | C1046049 | | |
| 1/2 KREIS 37 mm  | 45 | ungefärbt | 36 | | | | C1046590 | | | | |
| | 90 | ungefärbt | 36 | | | C1046594* | C1046595 | C1046596 | C1046597 | | |
| 1/2 KREIS 40 mm  | 70 | ungefärbt | 36 | | | | | | | C1046559 | |
| | 90 | ungefärbt | 36 | | | C1046554* | | C1046556 | C1046557 | | |

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Safil® Quick

Nadel-Faden-Kombinationen



Polyglykolsäure
kurzfristig reißfest, resorbierbar
beschichtet
geflochten

| 1/2 Kreis Rundkörper | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP |
|------------------------|-------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|---|--------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | metric |
| 1/2 KREIS 48 mm | 90 | ungefärbt | 36 | | | | | C1046661 | C1046663 | | |

| 3/8 Kreis Rundkörper Trokarspitze | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-----|-----|---|---|--------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | metric |
| 3/8 KREIS 12 mm | 70 | ungefärbt | 36 | C1046311 | | | | | | | |
| 3/8 KREIS 18 mm | 70 | ungefärbt | 36 | | C1046320 | C1046321 | | | | | |

| 1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|---|--------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | metric |
| 1/2 KREIS 37 mm | 90 | ungefärbt | 36 | | | | C1046651 | C1046652 | C1046653 | | |
| 1/2 KREIS 43 mm | 90 | ungefärbt | 36 | | | | C1046664 | C1046662 | C1046365 | | |
| 1/2 KREIS 48 mm | 90 | ungefärbt | 36 | | | | | | C1046375 | | |

Safil® Quick

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit stumpfer Spitze







Polyglykolsäure

kurzfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

| 1/2 Kreis Rundkörper, stumpfe Spitze | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | USP |
|---|-------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------|---|---|--------|
| | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | metric |
| 1/2 KREIS 75 mm  HRN 75 | 90 | ungefärbt | 24 | | | | | B1046605 | | | |

| Mikronadeln | Länge cm | Farbe | Stck. Pack. | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | USP |
|--|-------------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | | | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | metric |
| 3/8 KREIS 6 mm  DLm 6s Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200 | 30 | ungefärbt | 12 | G1046621 | | | | | | | |
| 3/8 KREIS 6 mm  2 x DLm 6s Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200 | 45 | ungefärbt | 12 | G1046711 | | | | | | | |
| 1/4 KREIS 10 mm  VLM 10 Länge 10,0 mm Kurve 90° Microns 330 | 45 | ungefärbt | 12 | | G1046734 | | | | | | |
| | 45 | ungefärbt | 36 | | | C1046742* | | | | | |

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Produktmarken „Safil Quick“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.