

schülke -†



Neutraler Spezialreiniger für die maschinelle
Aufbereitung von Steckbecken.

mucapur® RS

Unser Plus

- besonders schaumarme Formulierung
- starke Reinigungsleistung
- schützt die Maschine vor Korrosion und hartnäckigen Kalkbelägen - bereits bei niedrigen Anwendungskonzentrationen
- pH-Wert (1 %ig, 20 °C) ca. 6,3
- angenehmer Frischeduft

Anwendungsgebiete

Spezial-Reiniger zur maschinellen Aufbereitung von medizinischen Bettpfannen und Urinflaschen in Steckbeckenautomaten.

Konzentrat zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten mit automatischer Dosiervorrichtung.

Anwendungshinweise

Ab 0,1 % je nach Wasserhärte. Dosierung erfolgt automatisch über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte die anwendungstechnischen Hinweise der Maschinen-Hersteller beachten!

mucapur® RS kann auf Grund der perfekt aufeinander abgestimmten Produkteigenschaften mit dem Klarspüler thermostept® SKS oder SEK kombiniert werden.

CE



Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: 5 - 15 % NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, < 5 % Phosphonate, < 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Polycarboxylate, Duftstoffe

Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,10 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	gelborange
Flammpunkt	> 63 °C
Form	flüssig
pH	4,7 - 5,3 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Nicht anwendbar

Besondere Hinweise

Enthält Trinatriumnitrilotriacetat.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur-RS 5 l KA	1/Kanister	230176

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com