


## miro-silikon tape

Fixierpflaster mit Silikonkleber



miro-silikon tape ist ein Rollenpflaster aus transparentem, anschmiegsamen Polyurethan mit einem Silikon-Kleber. Der Silikon-Kleber ist sanfter und hautfreundlicher als herkömmliche Kleber und verfügt über eine zuverlässige und konstante Klebkraft auch bei mehrmaliger Anbringung. Das Pflaster lässt sich leicht und rückstandslos von Haut und Haaren entfernen ohne empfindliche Haut zu verletzen. Das Tape ist alle 5cm perforiert und somit leicht reißbar. miro-silikon tape ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften.

### Anwendungsgebiete:

- Besonders geeignet zur Anwendung bei Patienten mit empfindlicher Haut wie z.B. Dialysepatienten, Chemotherapiepatienten oder Kindern
- zur Fixierung von Verbänden jeglicher Art
- zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Sonden

### Kontraindikationen:

- Nicht weiter anwenden beim Auftreten allergischer Reaktionen auf einen der Produktbestandteile
- Nicht auf offene Wunden legen
- Nicht anwenden in Kombination mit Oxidationsmitteln wie Hypochlorid-Lösung oder Hydrogen-Peroxid-Lösung

### Anwendungshinweise:

- Der gleiche Pflasterabschnitt darf nur bei einem Patienten wiederverwendet werden

### Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
2cm	50002	12503491	ca. 3m	1 St.
4cm	50004	12503516	ca. 1,5m	1 St.

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: PU (Polyurethan)  
 Kleber: Silikonkleber  
 Folie: PE (Polyethylen)

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.  
 Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/ oder Kälte (unter 10 °C) lagern.  
 Keine direkte Sonneneinstrahlung.  
 Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

**Dehnung ca. (in %):**

entfällt

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

entfällt

**CE-Kenzeichnung:**



**Zolltarifnummer:**

3005.1000

**Haltbarkeit:**

3 Jahre

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum einmaligen Gebrauch**

ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
 In den Wiesen 3  
 D-51674 Wiehl  
 Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
 Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
 info@miro-verbandstoffe.de  
 www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.