



Drainobag® Wunddrainage-Systeme verbessern die postoperative Wundheilung, sind kontaminationssicher und wirtschaftlich.

Hochvakuum-Wunddrainage-Systeme wahlweise als Luer-Lock- oder Steck-Variante



Luer-Lock-Verbindung zwischen Sekretbehälter und Patientenleitung

- vermindert Kontaminationsgefahr
- sichert die Verbindung gegen Dekonnektion bei Zugbeanspruchung



Variabler Drainverbinder mit Abschnitts-Markierungen wahlweise für Ch. 6–8, 10–12, 14–16 und 18.

- sichere Konnektion mit Drains aller Charrière-Größen



Feinskala bis 50 ml für kleinste Sekretmengen in Kombination mit Normalskala mit 10/50 ml Teilstrichen

- exakte Bestimmung der abgesaugten Sekretmenge

	Artikel- Nummer	Verkaufs- einheit Stück
Drainobag® 600 V <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril 	0552 3605	25
Drainobag® 600 <ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 3656	30
Drainobag® Lock 600 V <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Lock-Verbinder, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril 	0552 2617	25
<ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 3648	25
Drainobag® Lock 600 <ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch ● mit Lock-Ansatz 	0552 2668	30
<ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 3680	30
Drainobag® Lock 300 V <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Lock-Verbinder, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril 	0552 2307	30
<ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 2340	30
Drainobag® Lock 300 <ul style="list-style-type: none"> ● Lock-Ansatz ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 2358	30
<ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 2390	30
Drainobag® 300 V <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril 	0552 2322	30
Drainobag® 300 <ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch 	0552 2374	30

	Artikel- Nummer	Verkaufs- einheit Stück
Drainobag® 150 VL <ul style="list-style-type: none"> ● mit langem Verbindungsschlauch, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 3710	30
Drainobag® 150 V PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 3702	30
Drainobag® 150 <ul style="list-style-type: none"> ● ohne Verbindungsschlauch PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 3753	30
Drainobag® Lock 150 VL <ul style="list-style-type: none"> ● mit langem Verbindungsschlauch, Lock-Verbinder, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● doppelt verpackt, steril PVC-frei, strahlensterilisiert PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 2722 0552 3737	30 30
Drainobag® Lock 150 <ul style="list-style-type: none"> ● mit Lock-Ansatz ● ohne Verbindungsschlauch PVC-frei, strahlensterilisiert PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 2765 0552 3761	30 30
Drainobag® 150 K6 <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● PVC-Redon-Drain Ch. 6 ● Einmal-Redon-Führungsnadel Ch. 6 ● doppelt verpackt, steril PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 3800	30
Drainobag® 150 K8 <ul style="list-style-type: none"> ● mit Verbindungsschlauch, Schiebeklemme und variablem Drainverbinder Ch. 6–18 ● PVC-Redon-Drain Ch. 8 ● Einmal-Redon-Führungsnadel Ch. 8 ● doppelt verpackt, steril PVC, mit Ethylenoxid sterilisiert	0552 3850	30

Zubehör

	Artikel- Nummer	Verkaufs- einheit Stück
Redon-Verbindungsschläuche 123 cm		
● doppelt verpackt, steril mit variablem Drainverbinder Ch. 6–18	0552 4903	40
mit variablem Drainverbinder Ch. 6–18 und Schiebeklemme zum Sekretstop	0552 4920	40
mit variablem Drainverbinder Ch. 6–18, Schiebeklemme zum Sekretstop und Lock-Ansatz	0552 4911	40
mit zwei variablen Drainverbindern Ch. 6–18 auf Y-Stück, Schiebeklemme zum Sekretstop und Lock-Ansatz	0552 4938	40
mit zwei variablen Drainverbindern Ch. 6–18 auf Y-Stück	0552 4946	40
Variabler Drainverbinder	0552 4989	200
● Ch. 6–18 ● einsetzbar für Drainobag®/Drainofix®		
Redon-Drains		
● PVC (medizinische Qualität) ● kreuzperforiert ● graduiert ● 50 cm ● doppelt verpackt, steril		
Ch. 8, 14 cm	0552 4288	100
Ch. 10	0552 4300	
Ch. 12	0552 4326	
Ch. 14	0552 4342	
Ch. 16	0552 4369	
Ch. 18	0552 4385	
Redon-Drain mit Adapter zum variablen Drainverbinder		
● Silikon ● kreuzperforiert ● 50 cm ● doppelt verpackt, steril		
Ch. 18, 14 cm	0552 5187	100

Vertrieb für Österreich:
B. Braun Austria Ges.m.b.H.
In den Langäckern 3–5
A-2344 Maria-Enzersdorf a. Geb. (NÖ)
Telefon (0 22 36) 4 65 41-0 Δ Serie

Vertrieb für die Schweiz:
B. Braun Medical AG, Postfach 21
CH-6203 Sempach-Station
Telefon (0 41) 4 62 62 44

Sparte Medical

B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D-34209 Melsungen

B | BRAUN

Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71-2044