

Softima[®] 3S Simpel. Sicher. Soft.

Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit Sicherheits„klick“



Stoma

NEU!

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Softima® 3S. Simpel. Sicher. Soft.

Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit Sicherheits„klick“



B. Braun entwickelt seit 40 Jahren innovative, effiziente und komfortable Stomaprodukte, immer mit dem Blick auf die Bedürfnisse der Betroffenen. Mit dem Softima® 3S ist es B. Braun gelungen, die Einfachheit des Softima® Key Konzepts mit einem sicheren und extrem flexiblen Rastring zu kombinieren.

Simpel

Intuitive Positionierungshilfe „Guiding-System“


Softima® 3S unterstützt bei der Positionierung des Beutels auf der Basisplatte

Nutzen Sie das integrierte Key-System zur einfachen und genauen Positionierung des Beutels

Klicken Sie den Rastring unten zuerst ein und fahren Sie beidseitig nach oben fort

Schließen Sie zum Abschluss den extra Sicherheitsverschluss oberhalb des Rastrings





Sicher

Einfach ein besseres Gefühl

- **Extra Sicherheitsgefühl**
Durch den „Klick“ und den zusätzlichen Sicherheitsverschluss
- **Verbesserte Dichtigkeit**
Neues, dicht verschließendes Rastring-System
- **Optimale Gürtelposition**
Drei mögliche Positionen für die optimale Anpassung

Soft

Hervorragender Tragekomfort

- **Minimierter Druck auf den Bauch**
Dank des untergreifbaren Rastring wird kein Druck auf den Bauch ausgeübt
- **Hoher Grad an Flexibilität**
Auch wenn Beutel und Basisplatte verbunden sind
- **Optimale Passform**
Durch die neue Folie passt sich das System noch besser an die Körperkonturen an und sorgt für Diskretion



Softima® 3S Kolostomie



Größe	Ringgröße	Farbe	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Mini	45 mm	●	29.26.04.1088	30 Stück	931245DE	04760185
	55 mm	●	29.26.04.1088	30 Stück	931255DE	04760216
Midi	45 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931045DE	04760110
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931145DE	04756982
	55 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931055DE	04760133
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931155DE	04757013
Maxi	65 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931065DE	04760162
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931165DE	04760096
	45 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931445DE	04763226
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931545DE	04760239
	55 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931455DE	04763232
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931555DE	04760251
	65 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931465DE	04763249
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931565DE	04760274
	80 mm	●	29.26.01.0074	30 Stück	931480DE	04763255
		○	29.26.01.0074	30 Stück	931580DE	04763195

Softima® 3S Ileostomie



Neuer breiterer Auslass für ein noch leichteres Entleeren

Größe	Ringgröße	Farbe	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Mini	45 mm	●	29.26.04.1089	30 Stück	932245DE	04763367
	55 mm	●	29.26.04.1089	30 Stück	932255DE	04763373
Midi	45 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932045DE	04763321
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932145DE	04763278
	55 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932055DE	04763344
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932155DE	04763290
Maxi	65 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932065DE	04763350
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932165DE	04763309
	45 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932445DE	04809359
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932545DE	04808093
	55 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932455DE	04810339
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932555DE	04808101
	65 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932465DE	04810434
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932565DE	04808118
	80 mm	●	29.26.02.0091	30 Stück	932480DE	04811238
		○	29.26.02.0091	30 Stück	932580DE	04808124

Softima® 3S High Flow



Größe	Ringgröße	Farbe	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Maxi	55 mm	●	29.26.11.6134	30 Stück	933055DE	04813094
		○	29.26.11.6134	30 Stück	933155DE	04812663
	65 mm	●	29.26.11.6134	30 Stück	933065DE	04813102
		○	29.26.11.6134	30 Stück	933165DE	04813013
	80 mm	●	29.26.11.6134	30 Stück	933080DE	04813438
	○	29.26.11.6134	30 Stück	933180DE	04813036	

Zubehör	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Flow Collector 2.000 ml	29.26.11.6109	15 Stück	39900	06090636

Mini ~220 ml, Midi ~460 ml, Maxi ~600 ml

● beige ○ transparent

Programmübersicht

Softima® 3S Urostomie



Ringgröße	Farbe	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
45 mm	●	29.26.03.0052	30 Stück	934045DE	04817117
	○	29.26.03.0052	30 Stück	934145DE	04813504
55 mm	●	29.26.03.0052	30 Stück	934055DE	04819151
	○	29.26.03.0052	30 Stück	934155DE	04813697
65 mm	●	29.26.03.0052	30 Stück	934065DE	04821544
	○	29.26.03.0052	30 Stück	934165DE	04814225

Zubehör	Schlauchlänge	Volumen	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Medicare® Bettbeutel	90 cm	2.000 ml	15.25.06.1004	10 Stück	28114	03018242
Unsteril	120 cm	2.000 ml	15.25.06.1004	10 Stück	28216	00853263

AUSLASS FÜR DEN TAG

Deutlich erkennbar: Offen und geschlossen

Schließt perfekt: Unterstützt durch ein hörbares „Klick“ und einer extra Abdichtung

Einfach zu bedienen: Kein Ablauf des Urins über die Finger



geschlossen



offen



verdrehungssicherer Anschluss



direkte Verbindung zu einem Nachtbeutel möglich

AUSLASS FÜR DIE NACHT

Hörbares Einrasten der Verbindung

Einfaches Anschließen des Nachtbeutels

Drehbarer Adapter verhindert ein Verdrehen des Beutels

Softima® 3S Basisplatte Plan



für Ringgröße	Lochgröße	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
45 mm	⌀ 15-30 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936415DE	04821550
	20 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936420DE	04821567
	25 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936425DE	04821573
	30 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936430DE	04821596
55 mm	⌀ 15-40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936515DE	04821604
	35 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936535DE	04821610
	40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936540DE	04822271
65 mm	⌀ 15-50 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936615DE	04822354
	45 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936645DE	04822360
80 mm	⌀ 15-65 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936815DE	04823141

Softima® 3S Basisplatte Konkav



für Ringgröße	Lochgröße	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
45 mm	⌀ 15-26 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937415DE	04823448
	20 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937420DE	04823454
	25 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937425DE	04823684
55 mm	⌀ 15-36 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937515DE	04824519
	30 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937530DE	04824525
	35 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937535DE	04824577
65 mm	⌀ 15-46 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937615DE	04824583
	40 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937640DE	04824643
	45 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937645DE	04824784

Zubehör	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
StomaCare Gürtel (60-110 cm, ungedehnt)	29.26.11.0021	1 Stück	5028DE	00433331



www.stomacare.bbraun.de

Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und den Softima® 3S Film direkt auf Ihrem Handy ansehen.