



Blutzuckermessgerät mit Bluetooth inkl. Starterset

Art.-Nr. 79048 | EAN 40 15588 79048 5

DUAL
mg/dL & mmol/L

- ✓ Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDA-FAD)
- ✓ Unterfüllungserkennung
- ✓ Akustische Testerinnerung
- ✓ Speicher für 480 Messergebnisse
- ✓ Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L
- ✓ Bluetooth® Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android



Starter Set



Jahre Garantie



Zertifiziertes Medizinprodukt



Markierungsfunktion



Speicherplätze



Testerinnerung



USB-Anschluss



Funktion | Anwendung

Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)

Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L

Unterfüllungserkennung

USB-Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock Online

Bluetooth® Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android

Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit

Akustische Testerinnerung

Speicher für 480 Messergebnisse

Automatische Ketonwarnung

Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit | 0,6 µl Blutmenge

Besonders großes, leicht ablesbares Display

Zertifiziertes Medizinprodukt*

* Zertifiziert nach IVD-Richtlinie bzw. MDD (Medizinprodukteverordnung)

Technische Daten

Größe: ca. 5 x 9,8 x 1,2 cm

Gewicht: ca. 45 g

Batterien: 2 x 3 V (CR 2032)

Packungsinhalt

Blutzuckermessgerät

10 Teststreifen | Stechhilfe

10 Lanzetten | AST-Kappe

Kontrolllösung | Etui

Kurzanleitung | Diabetiker-Tagebuch

Batterien

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 17,7 x 7,3 x 11,8 cm | 0,24 kg

VPE

4 Stück | 30,5 x 18,7 x 13,4 cm | 1,6 kg

MEDISANA®

MEDITOUCH 2 CONNECT



Blutzuckermessgerät mit Bluetooth inkl. Starterset

Art.-Nr. 79048 | EAN 40 15588 79048 5

DUAL
mg/dL & mmol/L



Neue Teststreifen-Technologie für verbesserte Messgenauigkeit

Genauere Messergebnisse sind die Grundlage für jede Diabetestherapie, denn auf ihrer Basis werden Behandlungsentscheidungen getroffen und Maßnahmen angepasst. Die neuen MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert.

Optimales Diabetes-Management

Ausgestattet mit vielen weiteren nützlichen Funktionen wie einer Durchschnittswertberechnung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 ein optimaler Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.



1:1
Originalgröße
Full-scale



Anbindung an VitaDock® Online powered by T...

Über den integrierten USB-Anschluss können die Messdaten an VitaDock® Online übertragen werden und dann bequem mit dem PC, Mac®, iPhone®, iPod touch®, iPad® und diversen Android-Geräten ausgewertet und in übersichtlichen Darstellungen überwacht werden.*



* PC oder Mac® mit Internetverbindung.

Ab USB 2.0, Windows XP (SP 3, 32-Bit), Windows Vista (SP 1), Windows 7, Windows 8 Pro, Mac OS X 10.7.

iOS: iPhone 4S und neuer, iPad 3 und neuer.

Android: Geräte, die Google-Android-Version 4.3 und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.