


miro-zinkleimbinde

elastische Zinkleimbinde



miro-zinkleimbinde ist eine Mullbinde nach DIN 61634 die mit einem modifizierten Zinkleim überzogen ist. Der Verband kann sofort faltenfrei anmodelliert werden, verrutscht nicht und ist sehr angenehm für den Patienten.

Anwendungsgebiete:

- als leicht stützender, halbstarrer Dauerverband, z. B. bei Distorsionen des oberen Sprunggelenkes, bei unkomplizierten, belastungsstabilen Frakturen, Muskelzerrungen, Muskelfaserrissen und in der Nachbehandlungsphase von Frakturen, Luxationen, Tendopathien, Tendovaginitis uvm.
- Kompressionsverbände bei phlebologischer Indikation

Anwendungs- und Warnhinweis:

Die miro-Zinkleimbinde ist keine Wundauflage!



Da jede offene Wunde nach Größe und Wundphase behandelt werden sollte, ist eine zusätzliche Wundauflage individuell zu verordnen.

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
8cm	10905	nicht gelistet	ca. 5m	10 St.
8cm	10907	nicht gelistet	ca. 7m	10 St.
10cm	10805	0216088	ca. 5m	10 St.
10cm	10807	0216094	ca. 7m	10 St.
10cm	10810	0215775	ca. 10m	10 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: elastische Mullbindengewebe
 31% Polyamid
 69% Viskose
 Paste: modifizierter Zinkleim

Spezielle Lagervorschriften:

First in-First out. Trocken lagern. Nicht bei Temperaturen über 25°C und/oder unter 10°C lagern oder transportieren. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja