

Omnitest® 3

Aller guten Dinge sind 3

Blutzuckermess-System



- ohne Codieren
- nur 0,3 µL Blutmenge
- nur 3 Sek. Messzeit

Omnitest® 3

Aller guten Dinge sind 3



Omnitest® 3

Blutzuckermess-System

- Automatische Einschaltung des Gerätes beim Einführen des Teststreifens
- Automatische Ausschaltung nach 3 Sekunden, wenn das Gerät nicht benutzt wird
- Akustisches Signal bei ausreichendem Blutvolumen im Teststreifen
- Großes LCD Display
- Eingebauter Temperatursensor
- Temperaturanzeige
- Automatischer Kalender
- Permanente Anzeige von Datum und Uhrzeit
- 5 benutzerdefinierte Alarmsignale
- Errechnung von 3 Durchschnittswerten in einem Zeitraum von 1 bis 99 Tagen
- Möglichkeit, Werte zu löschen
- Markierungsfunktion für prä- und postprandiale Blutzuckerwerte, für Werte nach Medikamenteneinnahme sowie für Kontrolltests
- Messung kann komplett im Etui durchgeführt werden, ohne die einzelnen Komponenten aus dem Set zu entnehmen
- Gummielemente auf der Rückseite des Gerätes für einen stabilen Stand



Abb. Originalgröße

Sicherheit mit einem Click

Die praktische Auswurf-taste erlaubt die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens – ganz ohne Fingerkontakt. Ein Sicherheitsmerkmal, vor allem wenn Pflegekräfte oder Angehörige die Messung durchführen.

Markierungsfunktion

Um den Einfluss der Nahrungsaufnahme oder der Medikamenteneinnahme zu berechnen, bietet Omnitest® 3 eine Markierungsfunktion an. Bei Bedarf können Testwerte mit der entsprechenden Markierung gespeichert werden.

Datenanalyse | DIABASS®

Omnitest® 3 speichert bis zu 365 Testergebnisse mit Datum und Uhrzeit und errechnet 3 verschiedene Durchschnittswerte. Für weitere Analysen können alle Ergebnisse mit Hilfe der DIABASS® Software an einen PC übertragen werden.

Produkt

Omnitest® 3 Set	mmol/L
Omnitest® 3 Set	mg/dL
Omnitest® 3 Solo	mmol/L
Omnitest® 3 Solo	mg/dL
Omnitest® 3 Teststreifen	
Omnitest® 3 Teststreifen	
Omnitest® 3 Control H + M	
PC Verbindungskabel USB	
DIABASS® Software erhältlich	

Omnitest® 3 ist in einem praktischen Etui erhältlich so dass unterwegs nichts verloren geht.

Bitte beachten Sie:
Beim neuen Omnitest® 3 ist die Maßeinheit mg/dL oder mmol/L von Herstellerseite aus voreingestellt!



Omnitest® 3 Teststreifen:
15 % Ersparnis mit neuer
2 x 50 Stück-Packung!

VE	PZN	REF						
1	6117890	9332652MMG	●	●	●	●	●	●
1	6117884	9332652MGG	●	●	●	●	●	●
1	6117878	9332601MMG	●	●	●			
1	6117861	9332601MGG	●	●	●			
2 x 25	6117909	9332709G						
2 x 50	6435584	9332731G						
je 3,5 mL	6117915	9332768G						
1	6117921	9152856G						

...lich über Buch-/Fachhandel: ISBN 3-9806130-2-X



1 x Omnitest® 3 Blutzuckermessgerät

1 x Etui

2 x Batterien

10 x Omnitest® 3 Teststreifen

1 x Omnilance Lanzettiergerät

10 x Omnican® Lance soft Lanzetten



2 x 25 Teststreifen 2 x 50 Teststreifen

Fertig in **3 Schritten** ohne Codieren

Nach dem Einführen des Teststreifens ist Omnitest® 3 bereit für die Messung. Die Codierung findet automatisch statt. Die intuitive Menünavigation gewährleistet eine einfache und sichere Anwendung.

Nicht mehr als **0,3 µL Blut**

Omnitest® 3 benötigt eine minimale Blutmenge von 0,3 µL. Der Teststreifen saugt die Blutprobe automatisch auf und startet die Messung sofort, wenn ein ausreichendes Blutvolumen verfügbar ist.

Nur **3 Sekunden** Messzeit

In nur 3 Sekunden stellt Omnitest® 3 zuverlässige Ergebnisse bereit. Kein anderes Blutzuckermess-System auf dem Markt ist schneller. Das Messergebnis wird - je nach Gerätetyp - in mg/dL oder mmol/L im Display angezeigt.

Omnitest® 3 | In-vitro-Diagnostikum
Erfüllt die Anforderungen der ISO 15197 und RiliBÄK

Probenvolumen	0,3 µL
Messzeit	3 Sekunden
Codierung	Automatische Codierung
Messbereich	10 – 600 mg/dL 0,6 – 33,3 mmol/L
Betriebstemperatur	10°C – 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Hämatokrit	20 – 60 %
Kalibrierung	Plasma äquivalent
Elektrochem. Biosensor	Glukoseoxidase
Speicherkapazität	365 Testergebnisse mit Datum & Zeit
Abmessungen	(L x B x H): 84 x 56 x 18 mm
Gewicht	54 g (inklusive Batterien)
Stromversorgung	2 x 3V Lithium Batterien (CR2032)
Batterielebensdauer	Minimum 3000 Messungen
Datenübertragung zu einem PC	Software DIABASS® und PC-Kabel erforderlich

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

Service-Nummer (0 56 61) 71-62 65
www.diabetes.bbraun.de

B. Braun Melsungen AG | OPM
34209 Melsungen | Deutschland | www.bbraun.de