



# Operationsstuhl Q ROTATION DES MULTIFUNKTIONSSTUHLS BESCHLEUNIGT DEN ARBEITSPROZESS UND STEIGERT DIE EFFIZIENZ FÜR AMBULANTE THERAPIEN UND OPs.

## 1 Patienten- aufnahme

Durch die niedrige und sichere Einstiegsfläche unterstützen wir Patienten mit körperlichen Beeinträchtigung beim Einstieg.

## 2 Patienten- transport

Der Patient kann von Zimmer zu Zimmer schnell und komfortabel transportiert werden. Das doppelte Laufrollensystem, Stoss-Griffe und ein integrierter automatischer Kabeleinzug machen den Q-Line äusserst manövrierfähig und ist einfach zu behandeln.

## 3 Vorbereitung

Unsere fortgeschrittene Kontrolleinheit macht die Stuhlanpassung äusserst schnell und leicht. Ein freier Seitenzugang und regulierbare Höhe des Stuhls ermöglicht es dem Personal in einer ergonomischen Position zu arbeiten.

## 4 Hauptvorgang


Aufgrund unserer Memory Funktion kann der Arzt, Therapeut oder die Krankenschwester die für Ihn/Sie optimale Position auf Knopfdruck abrufen. Maximaler Komfort vor, während und nach der Therapie oder Eingriff.

## 5 Regeneration

Der Q-Line bietet einen 1. Klasse Komfort nach dem Hauptvorgang. Weil keine Umlagerung erforderlich ist, wird die Gefahr einer Patientenverletzung reduziert.

## 6 Komfortabler Ausstieg

Per Knopfdruck wird die Liege automatisch in die Entlassungsposition gebracht. Der Patient kann bequem und sicher den Q-Line verlassen. Einfache und günstige Reinigung dank abnehmbares, glatter PU-Polsterung.



### Spezielle klinische Vorteile

- keine Umbettung des Patienten erforderlich
- verminderte Verletzungsgefahr für Patienten und Personal
- wenig Waschen, Reinigung und Desinfektion
- einfache Hygiene
- wenig Aufbewahrung von Zubehör und Inventar