

Chirurgisches Nahtmaterial
Surgical Sutures

SERAPREN®

PP POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE

blau / monofil / nicht resorbierbar
blue / monofilament / non absorbable

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DR-6 +DR-6		8/0	0,4	1 x 0,60	12	CP042890
		8/0	0,4	1 x 0,75	12	CP043490
DR-8 +DR-8		8/0	0,4	1 x 0,60	12	CP0428A2
		7/0	0,5	1 x 0,60	24	CP0528A2
DR-9		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CO05340A
DR-9 +DR-9		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CP05340A
		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07340A
<i>Antireflexnadel - Antireflex needle</i>		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CP0534R1
DR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CO07341A
		5/0	1	1 x 0,75	24	CO10341A
DR-12 +DR-12		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CP05341A
		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07341A
		5/0	1	1 x 0,75	24	CP10341A
		5/0	1	1 x 0,90	24	CP10441A
DR-17 +DR-17		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15442A
		3/0	2	1 x 0,90	24	CP20442A
DRM-6 +DRM-6		8/0	0,4	1 x 0,60	12	CP042893
DRM-9		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CO05349A
DRM-9 +DRM-9		7/0	0,5	1 x 0,60	24	CP05289A
		7/0	0,5	1 x 0,75	24	CP05349A
		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07349A
DRM-12 +DRM-12		6/0	0,7	1 x 0,60	24	CP07282P
		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07342P
		5/0	1	1 x 0,75	24	CP10342P
DRT-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CO07340B
		5/0	1	1 x 0,75	24	CO10340B
DRT-12 +DRT-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07340B
		5/0	1	1 x 0,75	24	CP10340B
		5/0	1	1 x 0,90	24	CP10440B

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DS-12		6/0	0,7	1 x 0,50	24	CO071712
DS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	CO101713
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO151713
DS-18		5/0	1	1 x 0,50	24	CO101714
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO151714
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO153414
		3/0	2	1 x 0,50	24	CO201714
DS-21		3/0	2	1 x 0,75	24	CO203497
		2/0	3	1 x 0,75	24	CO303497
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO151715
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO153415
		3/0	2	1 x 0,50	24	CO201715
		3/0	2	1 x 0,75	24	CO203415
		2/0	3	1 x 0,50	24	CO301715
		2/0	3	1 x 0,75	24	CO303415
		0	3,5	1 x 0,50	24	CO351715
DS-30		3/0	2	1 x 0,75	24	CO203416
		2/0	3	1 x 0,75	24	CO303416
		0	3,5	1 x 0,50	24	CO351716
		0	3,5	1 x 0,75	24	CO353416
DS-35		0	3,5	1 x 0,75	24	CO353417
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,50	24	CO07171S
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,50	24	CO07171L
		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CO07341L
		5/0	1	1 x 0,50	24	CO10171L
		5/0	1	1 x 0,75	24	CO10341L
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO15171L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	CO10171T
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO15171T
		3/0	2	1 x 0,50	24	CO20171T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	24	CO15171M
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO15341M
		3/0	2	1 x 0,50	24	CO20171M
		3/0	2	1 x 0,75	24	CO20341M

SERAPREN®



NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number		
DSS-24		3/0	2	1 x 0,50	24	CO20171N		
		3/0	2	1 x 0,75	24	CO20341N		
		2/0	3	1 x 0,50	24	CO30171N		
		2/0	3	1 x 0,75	24	CO30341N		
DSS-30		0	3,5	1 x 0,75	24	CO35341P		
HR-10		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CO07347C		
HR-10 +HR-10		6/0	0,7	1 x 0,90	24	CP07447C		
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CO07340C		
		5/0	1	1 x 0,75	24	CO10340C		
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO15340C		
HR-12 +HR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	CP07340C		
		5/0	1	1 x 0,75	24	CP10340C		
		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15440C		
HR-17		5/0	1	1 x 0,75	24	CO10341C		
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO15341C		
		3/0	2	1 x 0,75	24	CO20341C		
HR-17 +HR-17		5/0	1	1 x 0,90	24	CP10441C		
		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15441C		
		4/0	1,5	1 x 1,20	24	CP15481C		
<i>Antireflexnadel - Antireflex needle</i>		5/0	1	1 x 0,90	24	CP1044R9		
HR-20 +HR-20		<i>Antireflexnadel - Antireflex needle</i>		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP1544RA
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO15342C		
HR-22 +HR-22		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15442C		
		3/0	2	1 x 0,90	24	CP20442C		
HR-26		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CO15343C		
		3/0	2	1 x 0,75	24	CO20343C		
		2/0	3	1 x 0,75	24	CO30343C		
		2/0	3	1 x 0,90	24	CO30443C		
		0	3,5	1 x 0,75	24	CO35343C		

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
HR-26 +HR-26		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15443C
		4/0	1,5	1 x 1,20	24	CP15483C
		3/0	2	1 x 0,90	24	CP20443C
		3/0	2	1 x 1,20	24	CP20483C
		2/0	3	1 x 0,90	24	CP30443C
<i>Antireflexnadel - Antireflex needle</i>		4/0	1,5	1 x 1,20	24	CP1548R7
		3/0	2	1 x 1,20	24	CP2048R7
HR-30		2/0	3	1 x 0,90	24	CO304442
HR-30 +HR-30		2/0	3	1 x 0,90	24	CP304442
HRT-17 +HRT-17		5/0	1	1 x 0,90	24	CP10440E
		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15440E
HRT-20 +HRT-20		4/0	1,5	1 x 0,90	24	CP15441E
HRT-26		2/0	3	1 x 0,75	24	CO30342E
HRT-26 +HRT-26		4/0	1,5	1 x 0,75	24	CP15342E
		3/0	2	1 x 0,90	24	CP20442E
		3/0	2	1 x 1,20	24	CP20482E
		2/0	3	1 x 0,90	24	CP30442E
HRT-30 +HRT-30		3/0	2	1 x 1,20	24	CP2048R8
		2/0	3	1 x 1,20	24	CP3048R8
<i>Antireflexnadel - Antireflex needle</i>						
HRT-35		0	3.5	1 x 0,90	24	CO354458
HRT-35 +HRT-35		2/0	3	1 x 1,40	24	CP30791D

SERAPREN®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
HRX-36		1	4	1 x 0,75	24	CO403448
HRX-48		1	4	1 x 0,90	24	CO404450

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

INTRACUTANNAHT - INTRACUTANEOUS SUTURE

incurifix®

incurifix®

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DS-18	3/0	2	1 x 0,50	12	CW201714
DSS-18	4/0	1,5	1 x 0,50	12	CW15171M
	3/0	2	1 x 0,50	12	CW20171M
	3/0	2	1 x 0,75	12	CW20341M
DSS-24	3/0	2	1 x 0,50	12	CW20171N
	3/0	2	1 x 0,75	12	CW20341N
	2/0	3	1 x 0,75	12	CW30341N


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!


SERAPREN®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de