

Gentle Skin® Anatom™

Der Latexuntersuchungshandschuh mit anatomischer Passform

Charakteristik

Gentle Skin® Anatom™ ist ein anatomisch geformter Untersuchungshandschuh, der die Handmuskulatur der Kieferorthopäden oder Dentalchirurgen entlastet. Die Optifit-Passform wurde einer Neugestaltung unterzogen, um während der Sprechstundenzeiten einer Handermüdung erfolgreich vorzubeugen. Wichtig für Zahnärzte ist auch die Puderfreiheit, weil Puder das Abbinden von Abdruckmaterialien verzögern und Infektionen nach Implantationen verursachen kann. Die Mikrorauung an den Fingern ermöglicht einen sicheren Griff und Halt der Instrumente.

Anatomisch geformt mit Rollrand, puderfrei, unsteril, für den Einmalgebrauch.

Hautfreundlichkeit

Der Handschuh wird durch die Doppelchlorinierung protein- und akzeleratorarm und bietet empfindlichen Anwendern Schutz auf der ganzen Linie. Der Handschuh unterliegt ständiger unabhängiger Proteinkontrolle und wird von uns laufend auf Proteinreduzierung optimiert. Wir setzen bei der Produktion generell keine Thurame und Thioharnstoffe ein, damit das Allergierisiko bei Typ-IV-Allergien minimiert wird. Zudem verzichten wir - wie bei all unseren Handschuhen - komplett auf den Einsatz von MBT (Mercapto-benzothiazol)¹⁾, ein allergener Schadstoff, der von vielen Mitbewerbern immer noch als Vulkanisationsbeschleuniger und Alterungsverzögerer verwendet wird.

Anwendung

Ideal für Kieferorthopäden und Dentalchirurgen. Besonders geeignet überall dort, wo der Anwender eine Gefahr der Kontamination erkennt und wo der Handermüdung durch langes Arbeiten vorgebeugt werden muss.



Größe	REF	Box	Karton	Europalette
6,5	202165	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
7,0	20217	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
7,5	202175	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
8,0	20218	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
8,5	202185	25 Paar	6 Boxen	60 Karton

Unser Tipp für Sie

Unsere **Gentle Med® Cremelotion W/O** ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Besonders empfindlichen Anwendern empfehlen wir unsere **Zwirnhandschuhe** mit unseren Einmalhandschuhen zu kombinieren, denn sie bieten noch einen zusätzlichen Schutz für strapazierte Hände und gegen Kontaktallergien.

Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen den folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte zuletzt geändert durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47 und
- den harmonisierten Normen dieser Richtlinie, speziell
- der DIN EN 455 in allen Teilen (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- AQL (Accepted Quality Level) 1,5
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit und Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e. V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

1) s. Zusatzinformationen am Ende der Rubrik OP-Handschuhe