

Askina® Absorb+

Die nichthaftende superabsorbierende Wundauflage

Befreit von Wunden. B. Braun WoundCare.



B. Braun WoundCare

Neu

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® Absorb+

Die nichthaftende superabsorbierende Wundauflage



Askina® und Prontosan – ein starkes Team

- › Reduziert schädliche Zelltrümmer und Fibrinbeläge
- › Entfernt Bakterien
- › Reduziert die Geruchsbelastung

Hohe, langanhaltende Aufnahmekapazität

Hohe Retention (kein Schwamm-Effekt):

- › Kann mit Kompressionstherapie verwendet werden
- › Minimiert das Mazerationsrisiko

Bleibt weich und flexibel, auch wenn gesättigt


Atraumatisch

Hypoallergen, enthält keine Klebstoffe

Askina® Absorb+ ist eine hoch absorbierende Wundauflage, die große Mengen an Wundexsudat und Bakterien aufnehmen und speichern kann. Trotzdem wird mit Askina® Absorb+ ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten.

Einsatzgebiete




- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden
- › Palliative Wunden

Produkt	Größe	VE	PZN	REF
Askina® Absorb+ 	10 x 10 cm	10 Stück	9390451	3331010
	10 x 20 cm	10 Stück	9390468	3331210
	20 x 20 cm	5 Stück	9390474	3332005

Askina® Absorb+	Vergleichbare Wundauflage
	
gesättigte Wundauflage	
› Weich und flexibel	› Hart, keine Flexibilität

Wirkungsschema

Das innere Pad besteht aus 3 Komponenten:

-  1. Zellulosefaser zur gleichmäßigen Verteilung des Wundexsudates
-  2. Superabsorbierende Faser für hohe Aufnahmekapazität und Speicherung
-  3. Bikomponentenfaser für die Bindung und Festigkeit der o.g. Fasern

