



### Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Bluetooth

Art.-Nr. 51290 | EAN 40 1558851290 2

- ✓ Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- ✓ Schnellere Messergebnisse durch innovative Inflating-Messtechnologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- ✓ Arrhythmie-Anzeige
- ✓ Je 500 Speicherplätze für 2 Benutzer
- ✓ Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern
- ✓ Bluetooth® Smart-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online



Medizinprodukt  
Medical Device



Klinisch geprüft  
Clinically tested



Jahre Garantie  
Years Warranty



Ampelfunktion  
Color coded scale



Speicherplätze  
Memory slots



Großes Display  
Large display



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
MEDISANA BU 550 Connect	
<b>SEHR GUT</b>	<b>92,2 %</b>
Im Test: 9 Oberarm-Blutdruckmessgeräte Testurteile: 4x sehr gut, 5x gut	Heft 02/2015

#### Funktion | Anwendung

Präzise Blutdruckmessung am Oberarm

Schnellere Messergebnisse durch innovative Inflating-Messtechnologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen

Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit

Ultraflaches Design

Arrhythmie-Anzeige

Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO\*

Je 500 Speicherplätze für 2 Benutzer

Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte

Gästemessung ohne Speicherung des Messwertes möglich

Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern

Bluetooth® Smart-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online

Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb (Netzadapter optional erhältlich)

Inklusive Aufbewahrungstasche

Zertifiziertes Medizinprodukt\*\*

\* World Health Organisation

\*\* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

#### Technische Daten

Größe: ca. 90 x 140 x 33 mm

Gewicht: ca. 350 g

Messmethode: Oszillometrisch

Messbereich: Blutdruck: 0-300mmHg  
Puls: 40-199 Schläge/Min.

Batterien: 4 x 1,5 V (AAA)

#### Packungsinhalt

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Oberarmmanschette für 22 - 42 cm

Gebrauchsanweisung

Batterien

Aufbewahrungstasche

#### Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 21 x 16 x 11 cm | tbd

VPE

tbd | tbd | tbd



## Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Bluetooth

Art.-Nr. 51290 | EAN 40 1558851290 2

### Erweiterte Funktionen mit der kostenlosen VitaDock+ App für iOS und Android

- Speicherung und grafische Darstellung aller Messergebnisse im Zeitverlauf
- Synchronisierung der Messdaten mit VitaDock Online möglich
- Einfacher Datenaustausch per E-Mail



### Kompatibilität

iOS: iPhone 4S und neuer, iPad 3 und neuer.

Android: Geräte, die Google-Android-Version 4.3 und die Bluetooth 4.0 Technologie unterstützen.



### Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie

Der Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen. Das Gerät erkennt schneller die Systole und beendet die Messung früher als bei der herkömmlichen Messung. Dadurch wird ein unnötig zu hoher Aufpumpdruck in der Manschette verhindert.

### Hochwertiges LCD Display mit strahlend blauer Hintergrundbeleuchtung

Das besonders große LCD-Display sorgt mit seinen weißen Leuchtziffern und der strahlend blauen Hintergrundbeleuchtung für optimale Lesbarkeit.

### Datenübertragung an VitaDock Online

powered by

Mit dem VitaDock Online Portal können Sie all Ihre Daten sicher online speichern und zwischen mehreren iOS- und Android Geräten synchronisieren, so dass Sie immer und überall Zugang dazu haben.

- Sicherheitsoptimierte, verschlüsselte Datenübertragung
- Synchronisieren (z.B. zwischen iOS- und Android Geräten)
- Datenbackup durch Onlinespeicherung
- Teilen der Daten mit dem Arzt oder auf Onlineportalen

