


miro-tiptwist / miro-tip

Fertigverband für den Finger



miro-tip ist ein sofort einsatzbereiter Fertigverband aus nahtlos gewirktem Trikotschlauch in konfektionierter Standardgröße. Der Verband ist atmungsaktiv, hautfreundlich und einfach anzulegen. Die Version miro-tip besitzt ein abgenähtes Ende. miro-tiptwist ist nicht abgenäht, sondern wird am Fingerende zweimal im Uhrzeigersinn gedreht und über den Finger zurück gerollt. Dadurch ist die Universalgröße noch einfacher an kleinen Fingern anzuwenden.

Anwendungsgebiete:

- zur Verband-/ Kompressenfixierung im Fingerbereich

Bestellinformationen:

Bezeichnung	Art-N°	PZN	VE
tiptwist	90000	10000047	50 St.
tip	90001	06855429	50 St.

Beide Artikel werden in konfektionierter Standardgröße geliefert.

Materialzusammensetzung:

67% Baumwolle, 33% Viskose

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Keine Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen.

Dehnung ca. (in %):	auf Anfrage
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja