

## miro-nosepad

Nasenschleuder/ Nasenverband



Das miro-nosepad besteht aus einem längs- und querelastischer Netzschlauch mit einer mittig eingearbeiteter Saugkomresse. Einfaches Anlegen durch bereits vorhandene „Ohrenschlaufen“ oder durch einen Knoten am Hinterkopf. Die Komresse schmiegt sich an der Oberlippe an und hat ein großes Absorptionsvermögen. Die aufgenommene Flüssigkeit wird im Inneren der Komresse gebunden.

### Anwendungsgebiete:

- im HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit Sekret-Austritt

### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
Universalgröße	00200	01568033	20 St.
Universalgröße	00202	nicht gemeldet	40 St.

### Materialzusammensetzung:

Haltebänder: hochelastischer Netzschlauchverband  
100% Polyamid

Füllmaterial: Wattestopfen  
25% Baumwollkämmling  
25% Zellwolle  
50% Zellstoff

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	auf Anfrage
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.