

## miro-tubiquick

dauerelastischer Schlauchverband



miro-tubiquick ist ein nahtlos gewirkter Schlauch mit sehr angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich wieder beim Zusammenziehen. Ein farbiger Kennstreifen vereinfacht die Größenerkennung.

### Anwendungsgebiete:

- als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände)
- bei klebenden und entlastenden Verbänden
- bei Salbenverbänden (z.B. in der Dermatologie)

### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	Breite	VE
1	92001	02196349	3,50cm	1 St.
2	92002	02196378	5,50cm	1 St.
3	92003	02196409	8,00cm	1 St.
4	92004	02196415	10,75cm	1 St.
5 (beige)	92005	00822920	17,50cm	1 St.

Länge: ca. 10m gedehnt

### Technische Details:

Größe	Anwendungsort
1	kleine Gliedmaßen
2	mittlere Gliedmaßen
3	große Gliedmaßen
4	sehr große Gliedmaßen
5 (beige)	Rumpf

### Materialzusammensetzung:

92% Viskose  
5% Lycra  
3% Polyamid

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

### Dehnung ca. (in %):

min. - max. 200% - 270%

Sterilisation: unsteril

waschbar bis: entfällt

CE-Kennzeichnung: 

Zolltarifnummer: 3005.9050

Haltbarkeit: entfällt

Klassifizierung: I unsteril

Anhang: I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

Regel: 1

Produkt zum  
einmaligen Gebrauch ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.