

miro-cell

Zellstofftupfer



miro-cell sind Tupfer aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB). Leichtes Trennen der einzelnen Tupfer durch vorperforierte Abmessungen (ca. 5 x 4cm). Fusselfreie Oberfläche und optimale Saugkraft durch mehrlagige Zellstoffschichten. Zwei Rollen im wiederverschließbaren PE-Beutel.

Anwendungsgebiete:


- Zur Hautreinigung oder Desinfektion vor Injektionen und Blutentnahmen, zum Entfernen von Pflasterrückständen.

Zubehör:

- passend zu miro-cell: die transparente Spendervorrichtung

Ebenfalls erhältlich:

Transparenter Spender für Zellstofftupfer
Art-N°: 70005



miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
ca. 5 x 4cm	70001	8537768	2 Rollen à 500 St.

Materialzusammensetzung:

100% Zellstoff – hochgebleicht, chlorfrei, vorperforiert

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	4818.9010
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de