

miro-loop spezial

sofort einsetzbare Clavicula-Bandage



miro-loop spezial ist eine sofort einsatzbereite Clavicula-Bandage aus weichem Schaumstoffmaterial. Sie bietet angenehme Trageeigenschaften für den Patienten, verhindert Druckstellen und kann jederzeit nachgestellt werden. Somit erfolgt eine regelmäßige und konstante Ruhigstellung der betroffenen Stelle.

Anwendungsgebiete:

- bei Schlüsselbeinfrakturen

Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache

Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	Thorax-Umfang	VE
S	65080	06855205	65-80cm	1 St.
M	65081	06855211	80-95cm	1 St.
L	65082	06855228	95-110cm	1 St.
XL	65083	06855234	110-125cm	1 St.

Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial:

Obermaterial: Polyamid-Velours

Schaumstoff: Polyurethanschaum

Untermaterial: Zellwollgewebe

Klettverschlüsse: Polyamid

Quadratisches Rückenteil: Polypropylen (PP)

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

waschbar bis:

30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)

CE-Kennzeichnung:

CE

Zolltarifnummer:

3005.9050

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

I unsteril

Anhang:

I und VII,
nach RL 93/42 EWG

Regel:

1

Produkt zum einmaligen Gebrauch

nein