

miro-abdominal

postoperative Leibbandage



miro-abdominal ist ein sofort einsatzbereiter, postoperativer Stützverband, durch den Klettverschluss schnell und individuell anzulegen und zu verstellen. Das große Auflagepolster sorgt für gleichmäßige Druckverteilung. Der Stützverband ist aufgrund des atmungsaktiven Rippenmaterials sehr angenehm zu tragen.

Anwendungsgebiete:

- zum Stützen nach Thorax- und Abdomenoperationen, Brustkorbprellungen und Rippenbrüchen
- Entlasten der Bauchmuskulatur

Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache
- Sonderlängen und -breiten auf Anfrage
- Etikettierung nach Absprache

Bestellinformationen:

Größe/ Farb- kennung	Art-N°	PZN	Rumpf- umfang	VE
1 ■	12345	06853459	65-75cm	1 St.
2 ■	12346	06853465	75-85cm	1 St.
3 ■	12347	06853471	85-95cm	1 St.
4 ■	12348	06853488	95-105cm	1 St.
5 ■	12349	06853494	105-115cm	1 St.
6 □	12350	nicht gelistet	115-125cm	1 St.
7 □	12351	nicht gelistet	125-135cm	1 St.
8 □	12352	nicht gelistet	135-145cm	1 St.
9 □	12353	nicht gelistet	145-155cm	1 St.
10 □	12354	nicht gelistet	155-165cm	1 St.

Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial (Auflagepolster) :
Polyurethanschaum, Polyamid-Velours, Zellwollgewebe
Bandagenmaterial:
Polyamid, Polyester, Elasthan, Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	auf Anfrage
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	60°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	nein

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.