



HIVAMAT® 200 Evident ECO

Die neue Jubiläumsversion: effizient, preiswert und basierend auf der erfolgreichen Evident-Line



NEU

30 Jahre Tiefenoszillation
LIMITIERTE EDITION

Zum 30-jährigen Jubiläum der Tiefenoszillation präsentiert PHYSIOMED die preiswerte Variante HIVAMAT® 200 Evident ECO. Das neue Gerät in Evident-Qualität wird ohne Indikationsmenü und Gerätewagen geliefert, das Zubehör ist auf die Basisanwendung mit Handschuhen angepasst.

Während der Behandlung haben Sie alle Werte und Timer ständig im Überblick. Die seit Jahrzehnten bewährte PHYSIOMED-

Einknopfbedienung ermöglicht in Kombination mit dem Touchscreen die intuitive und schnelle Bedienführung.

Die Tiefenoszillation lässt sich durch die individuelle Einstellung von Frequenz (oder Frequenzband), Tastverhältnis, Burstfunktion und Therapiedauer in ihrer Ausprägung genau an die gewünschte Behandlung anpassen. Die Patientendatenbank mit Potpourri-funktion erleichtert die Anwendung zusätzlich.



Tiefenoszillation



SPECIAL FEATURES

TIEFENOSZILLATION

Zweikanal-Tiefenoszillation

Frequenzbereich von 5-250 Hz

Individuelle Einstellung von Frequenz, Frequenzbändern, Tastverhältnis, Therapiedauer und Burstfunktion

Kontaktelement aus biokompatiblen Titan

- ① Spezielle Handapplikatoren in verschiedenen Größen für flächige wie lokale Behandlungen mit leicht auswechselbaren Behandlungsmembranen für eine hygienische Anwendung (optionales Zubehör)

ALLGEMEINE FEATURES

- ② Perfektionierte Bedienführung durch Kombination von Touchscreen und PHYSIOMED-Einknopfbedienung

8" Farbbildschirm

- ③ Immer die optimale Bildschirmausrichtung durch das dreh- und neigbare Monitorgelenk

Umfassender Überblick über alle Therapieparameter und Therapietimer

Maximal schneller Einstieg in die Therapie: direkt oder über Programmspeicher

Patientendatenbank für bis zu 100 Einträge: pro Patient können 5 Ebenen gespeichert und zu einer Behandlungssequenz zusammengefasst werden

Multifunktionale Intensitätsregler mit Intensitäts-Komfort-Ausschwellung und zum schnellen Wechsel zwischen den Kanälen

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	1, Typ BF
Netzanschluss	100 - 240 VAC ± 10%
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stromaufnahme	0,1 A (bei 230 V) oder 0,2 A (bei 115 V)
Leistungsaufnahme	20-30 VA
Ausgangsspannung max.	400 V
Lastimpedanz	10 MΩ
Ausgangsfrequenz	5 – 250 Hz
Abmessungen (B x H x T)	260 x 350 x 370 mm (Bildschirm aufgeklappt)
Gewicht	6,2 kg

STANDARDZUBEHÖR

[1]	Gebrauchsanweisung
[1]	Netzkabel
[1]	Patientenkabel DEEP OSCILLATION®
[1]	PHYSIOPADS-Klebeelektrode für DEEP OSCILLATION® (4er-Set)
[1]	Puder
[1]	Spezial-Handschuhe Gr.: M (100 St.)
[1]	Titan-Kontaktelement
[1]	Verbindungskabel DEEP OSCILLATION®
[1]	Verbindungskabel grau für Klebeelektroden

ADDRESS

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Germany

PHONE

+49(0)9126/2587-0

FAX

+49(0)9126/2587-25

E-MAIL

info@physiomed.de

WEB

www.physiomed.de