

# Domotherm®

## vital plus

PZN 12399438

Hilfsmittelnummer:

14.24.01.0146

### Inhalationsgerät zur Verneblung Compressor Nebulizer

MMAD\*  
2,3 µm

- Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege
- Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
- Verneblungstaste für sparsamen Medikamentenverbrauch
- PEP-Training-Funktion
- Leistungsstarke Kompressor-Technologie
- Geräuscharmer Betrieb
- Leicht zu reinigen

\* Mittlerer Partikeldurchmesser (MMAD) bei Verwendung mit:

*Mass medium aerodynamic diameter (MMAD) when using:*

Salzlösung 0,9 % Saline solution 0.9	1,3 µm
Albuterolsulfat Albuterole sulfate	2,3 µm
Ipratropiumbromid Ipratropium bromid	2,6 µm
Cromoglicinsäure Cromolyn sodiu	1,9 µm

#### Technische Daten • Technical Data

Medikamentenkapazität <i>Medication capacity</i>	6 ml
Partikelgröße <i>Particle size</i>	0,5 - 10 µm
MMAD*	2,3 µm
Vernebelungsrate <i>Nebulization rate</i>	0,3 ml/min
Druckbereich des Kompressors <i>Compressor pressure range</i>	2,0 - 3,1 bar
Betriebsdruckbereich <i>Operating pressure range</i>	0,9 - 1,3 bar
Luftdurchfluss <i>Air flow range</i>	4 - 7 l/min
Lautstärke in 1 Meter Entfernung <i>Sound level at 1 meter</i>	ca. 60 dB around 60 dB
Leistung / Verbrauch <i>Power consumption</i>	230 V AC, 50 Hz / 0,8 A
Betriebsbedingungen <i>Operating conditions</i>	10 bis 40 °C, 10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit 10 to 40 °C, 10 to 95 % rel. air humidity
Lagerbedingungen <i>Storage conditions</i>	-20 bis 70 °C, 10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit -20 to 70 °C, 10 to 95 % rel. air humidity
Abmessungen (L x B x H) <i>Dimension (L x W x H)</i>	215 x 165 x 100 mm
Gewicht <i>Weight</i>	1,6 kg



**Verpackungsinhalt:**  
Inhalationsgerät  
AeroVital plus Vernebler  
PEP-Training-Aufsatz  
Luftschlauch (2 Meter)  
Erwachsenen-Maske  
Kinder-Maske  
Mundstück  
5 Luftfilter